



介護保険^適福祉用具レンタル商品カタログ

アコルくらぶ[®]

ACCORD CLUB

vol.22



介護保険制度について

介護保険制度の概要についてご紹介します

介護サービスの利用対象者


介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)および40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。第1号被保険者は、原因を問わず要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病※)が原因で要介護(要支援)を受けたときに介護サービスを受けることができます。

区分	第1号被保険者	第2号被保険者
対象者	65歳以上の方	40歳以上65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者
受給要件	・要介護状態(寝たきり、認知症などで介護が必要な状態) ・要支援状態(日常生活に支援が必要な状態)	要介護(要支援)状態が、加齢に起因する疾病(特定疾病※)による場合に限定
保険料の支払い	市町村と特別区が徴収(原則、年金からの天引き)	医療保険料と一体的に徴収

※特定疾病

1. がん(末期) 2. 関節リウマチ 3. 筋萎縮性側索硬化症 4. 後縦靭帯骨化症 5. 骨折を伴う骨粗鬆症 6. 初老期における認知症 7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 8. 脊髄小脳変性症 9. 脊柱管狭窄症 10. 早老症 11. 多系統萎縮症 12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 13. 脳血管疾患 14. 閉塞性動脈硬化症 15. 慢性閉塞性肺疾患 16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護サービスの利用フローとサービス内容



(注1) ※明らかに要介護認定が必要な場合 ※予防給付や介護給付によるサービスを希望している場合など

(注2) ※明らかに介護予防・生活支援サービス事業の対象外と判断できる場合

介護サービスの利用限度額(月額)

区分	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5
支給限度額	50,320円	105,310円	167,650円	197,050円	270,480円	309,380円	362,170円
ご利用者1割負担額	5,032円	10,531円	16,765円	19,705円	27,048円	30,938円	36,217円
ご利用者2割負担額	10,064円	21,062円	33,530円	39,410円	54,096円	61,876円	72,434円
ご利用者3割負担額	15,096円	31,593円	50,295円	59,115円	81,144円	92,814円	108,651円

実際の限度額は金額ではなく単位で決められており、上表では金額の目安として1単位あたり10円で計算しています。また介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただく必要があります。詳しくは市区町村にご確認ください。

CONTENTS

介護保険^適福祉用具レンタル商品カタログ

車いす機能一覧 ————— 92



特殊寝台・特殊寝台付属品 2



床ずれ防止用具 ————— 24



体位変換器 ————— 30



歩行補助杖 ————— 32



歩行器 ————— 34



手すり ————— 42



車いす・車いす付属品 — 54



スロープ ————— 76



移動用リフト ————— 80



自動排泄処理装置 ————— 87



徘徊感知機器 ————— 88

当カタログに掲載中の商品は、**非課税** マークがついた商品や一部の販売商品で税別と表記されているものを除いて、すべて**税込価格**です。ただし、レンタルする商品の組み合わせによって税区分が変わる商品もございますのでご注意ください。

掲載中の商品の色は、印刷物のため実物と若干異なる場合がございます。また商品の仕様、デザインや内容は改善のために予告なく変更させていただきますのであらかじめご了承ください。

特殊寝台
レンタル

P2-23

床ずれ防止用具
レンタル

P24-29

体位変換器
レンタル

P30-31

歩行補助杖
レンタル

P32-33

歩行器
レンタル

P34-41

手すり
レンタル

P42-53

車いす・付属品
レンタル

P54-75

スロープ
レンタル

P76-79

移動用リフト
レンタル

P80-86


自動排泄処理装置
レンタル

P87

徘徊感知機器
レンタル

P88-91

特殊寝台ガイド



特殊寝台(介護ベッド)は、起き上がりなどの動作を補助する福祉用具で、要介護者さまの自立を支援するとともに、介護者さまが身体を痛める危険性を避けるためにも使用されます。

介護ベッドの基本機能

介護ベッドには背上げ、高さ調節、膝上げ、背膝連動など四つの基本機能があります。

背上げ

ご利用者さまの起き上がり動作をサポートして座っているような姿勢にできるので、お好みの角度で食事をしたり、テレビ鑑賞などが行いやすくなります。

背膝連動


背上げの角度調整に連動して膝上げができるので、起き上がり時の姿勢がズレにくく安定します。

高さ調節

ベッド全体が昇降するため、普段は端座位に適した高さに、就寝時は万が一の転落に備えて最低の高さに、移乗時は車いすと同じ高さに、あるいは腰痛防止のために介護者さまの作業に合わせた高さにすることなどができます。

膝上げ

背上げを行った場合、上体がずり下がりがちになりますが、膝上げも行えばずり下がり防止できます。また、膝上げは足を伸ばしたままにせず、自然に膝が曲がりますので楽な姿勢を保ちます。



モーター数による基本機能の一般的な違い


一般的に、モーター数が多いほど多機能となります。

2 モーター	背上げ 高さ調節 背膝連動	3 モーター	背上げ 高さ調節 膝上げ
2モーターベッドの基本機能 2モーターベッドは背上げ、高さ調節、背膝連動機能があります。3モーターと違い、膝上げの単独機能は無く、背上げと連動して動きますので膝上げの細かな調整ができません。		3モーターベッドの基本機能 3モーターベッドは背上げ、高さ調節、膝上げ機能があります。膝上げが単独で行えるため細やかな調整が可能です。なお、メーカー独自の背膝連動機能が実装されている場合があります。	

介護ベッドのサイズ

介護ベッドの幅や長さにはいくつかのパターンがあります。


●介護ベッドの幅(≒マットレス幅)



100cm(※1)のベッドは寝返り動作がしやすく、転落の可能性が減少します。
83cmはご利用者さまに接近して介護する必要がある場合などに便利ですが、寝返りにはやや不向きです。
90cm(※2)はその中間です。


※1 現在お取り扱いがありません
※2 パラマウントベッド社製品は91cm基準

●介護ベッドの長さ(≒マットレス長さ)



ミニ 身長150cm未満の方へ
レギュラー 身長150cm以上の方へ
ロング 身長176cm以上の方へ
通常、ロングはレギュラーと延長フレームなどオプション品との組み合わせです。


※幅や長さの値はあくまで標準的なものであり、実際にはメーカーや商品によって異なります。



居心地の良い部屋にするためには介護ベッドの配置が重要です。

一般的に介護ベッドは昇降時に若干スイング(※)するため壁から15cm以上離す必要があります。またシーツやおむつの交換、着替えや食事など介護をするためのスペースや車いす利用のためのスペース、コンセントの位置などを考慮しながら配置しましょう。

※垂直昇降するタイプのベッドはこの限りではありません。




特殊寝台・マットレスラインナップ

特殊寝台

P.4	シーホネンス Emi				
P.5	シーホネンス 和夢彩				
P.5	シーホネンス CORE Neo (コア・ネオ)				
P.8	ブラッツ ミオレットⅢ				
P.8	ブラッツ ラフィオ ポジショニング ベッドシリーズ				
P.9	ブラッツ ミオレットⅡ			ブラッツ ミオレットⅡ宮付	
P.14-15	パラマウントベッド 楽匠プラス				
P.16	パラマウントベッド 楽匠Z				
P.17	パラマウントベッド 楽匠FeeZ (フィーズ)				


特殊寝台付属品マットレス

P.20	シーホネンス ダブルウェーブマットレス	
P.20	パラマウントベッド プレグラーマットレス	
P.20	フコク FKマットレス	
P.20	ニシケン仕様 2way sleep マットレス	
P.21	パラマウントベッド エバーフィットC3 マットレス	
P.21	タイカ アルファプラ すくっとRe	
P.22	ブラッツ ユービーポイントマットレス	
P.22	モルテン テルサ	
P.22	モルテン ソフィア	

Emi

シーホネンス

ご利用者さまのみならず介護に関わる全ての人が笑顔になれるように高い付加価値を提供する在宅介護用ベッド



リバーシブルタイプ



サイズ 全高595~1070×全幅990(915)mm
全長2170<ロング>、2030<レギュラー>、1920<ショート>
※()内はサイドレールホルダー収納時

重量 WR3-90H16(3モーター・樹脂)／約92.8kg
WR2-90H16(2モーター・樹脂)／約92.1kg

材質 本体/スチール・粉体焼付塗装・合成樹脂成形品
アルミダイキャスト成形品
ボード/PP樹脂ブロー成形

■ 電動ヘッドレスト機能

頭頸部屈曲0~30°のADLポジション、0~50°のQOLポジションのいずれかをご利用者さまの状況に応じて選ぶことができます。

ADLポジション | 誤嚥リスクの低減に

「頸部前屈位」という頸を引いた前向き視線の姿勢になり、誤嚥リスクを低減します。ベッド上での食事や投薬時に、また口腔ケア時のポジションングにご使用ください。

QOLポジション | 安楽姿勢に

上体が起きるので、ご家族と視線が合いやすくコミュニケーションをとる場合に最適。またベッド上でTVを見たり、本を読んだりする場合にも活用でき、快適にお過ごしいただけます。



■ 業界最高(*)の脚上げの高さ

脚上げの高さは業界最高を実現しました。

在宅医療への活用に

血圧が急に下がった場合のショック体位や、脚をギプスで固定している場合に足先が腫れるのを防ぐために高い脚上げが有効です。



床ずれリスク軽減に

脚上げが高いため、背上げ時の前ズレ防止につながります。

■ スイングバック機能

背上げ時に背ボトムの支点が8cm後ろにスライドするスイングバック機能により、腹部の圧迫と前ズれを軽減します。



■ 長さ切り替えにオプション不要

ベッド長さは、オプションや工具無しでロング・レギュラー・ショートに変更することができ、また、脚側のボトムを調節するだけで長さを変更できるので、両サイドに移動する必要がありません。



■ 低床/超低床をカンタン切り替え

脚座の差し込み方向を縦・横と変えるだけで、ご利用者さまに合ったベッド高さに調節することができます。高さ変更時、手元スイッチの高さ表示切替も設定画面から簡単に変更できます。



■ 使いやすさにこだわった液晶手元スイッチ、数値が一目でわかる液晶画面

3モーター + ヘッドレスト

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

2モーター + ヘッドレスト

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① ヘッドレスト角度 (1°間隔)
② 背上げ角度 (1°間隔)
③ 膝上げ角度 (1°間隔)
④ ベッド高さ (1cm間隔)
⑤ 音声ガイダンス表示
⑥ 頭(ヘッドレスト)曲げ位置
⑦ ベッド動作速度表示

商品番号 03-4021-2

樹脂ボード/ノール [木目ダーク]

WR3-90H16 90cm幅 サイズ可変 TAIS 00167-000316

月極 1割 2割 3割

商品番号 03-4020-2

樹脂ボード/ノール [木目ダーク]

WR2-90H16 90cm幅 サイズ可変 TAIS 00167-000332

月極 1割 2割 3割

和夢彩

シーホネンス

JIS T 9254



非課税


誤嚥リスクの低減やベッドの通気の確保、
 身体のサイズや設置環境を考慮した省スペース設計

エアースルーボトム

空気の流れを考慮した構造で通気性を最大限に高めました。

ベッドのコンパクト化

垂直昇降で最低床高25.0cm
 最高床高67.5cmを実現しました。



ヘッドレスト機能

頭部だけを30°傾けることができ、誤嚥リスクを低減することが可能です。

角度計

背上げ角度を確認できます。角度表示とともにご利用者さまのお顔を一緒に眺めることができ、安全な背上げが可能となります。

スイングバックⅡ

褥瘡対策・前ズレを防ぐスイングバック機構を搭載しています。

可動式脚ボトムユニット

ご利用者さまの体型に合わせて、床長が2段階に調整可能です。なおオプションのロングボトムユニット使用により、205cm(ロング)への対応も可能です。



サイズ 全長2060[1960]×全高640~1065×全幅995mm
 ※83cm時は全幅925mm ※〔 〕内はショート

重量 NX-1W/88kg NX-1N/84kg
 NX-2W/87.5kg NX-2N/83.5kg

材質 本体/スチール・抗菌剤入り粉体塗装
 ボード/樹脂製(木目シート貼り)


3 モーター

- 背上げ 70°
- 膝上げ 30°
- 高さ調節

2 モーター


- 背上げ 70°
- 背膝連動 70°/20°
- 高さ調節

●レギュラー



※単位はmm
 ※〔 〕内は83cm幅時の寸法

●ショート



床面高 25-67.5 cm

モーター	樹脂ボード	幅	タイプ	TAIS	商品番号	月極	1割	2割	3割
3	NX-1W	90cm幅	レギュラー・ショート	TAIS:00167-000195	03-4000-2	月極	1割	2割	3割
3	NX-1N	83cm幅	レギュラー・ショート	TAIS:00167-000196	03-4001-2	月極	1割	2割	3割
2	NX-2W	90cm幅	レギュラー・ショート	TAIS:00167-000197	03-4002-2	月極	1割	2割	3割
2	NX-2N	83cm幅	レギュラー・ショート	TAIS:00167-000198	03-4003-2	月極	1割	2割	3割

CORE Neo


シーホネンス

JIS T 9254



非課税

使いやすさと快適さをさらに身近にするスタンダードベッド




閉塞感を感じさせないサイドレール中央差し

サイドレールの中央差しが可能です。頭側を塞がないので閉塞感を感じさせません。また、真横を見るときにレールが視界の邪魔になりません。

むくみケアのための脚先上げ機構

足のむくみ対策として、脚先上げ・脚先下げをワンタッチで簡単に切替できます。



離床時の立ち上がりがスムーズなベッドサイド

サイドレールを収納すると、足元の突起物が無くなり、ご利用者さまや介助者さまがサイドレールホルダーに引っ掛かり怪我をするリスクが大幅に軽減されます。

CORE Neo

コア・ネオ

サイズ 全長2060[1960]×全高645~1005×全幅988(910)mm
 ※〔 〕内はショート、()内はサイドレール収納時

重量 NS-830(3モーター・樹脂)/約73kg
 NS-820(2モーター・樹脂)/約72kg

材質 本体/スチール・粉体焼付塗装
 ボード/PP樹脂


3 モーター

- 背上げ 70°
- 膝上げ 30°
- 高さ調節

2 モーター


- 背上げ 70°
- 背膝連動 70°/20°
- 高さ調節

●レギュラー



※単位はmm
 ※〔 〕内はサイドレールホルダー収納時

●ショート



使いやすい
 手元スイッチ



床面高 25-61 cm

モーター	樹脂ボード	幅	タイプ	TAIS	商品番号	月極	1割	2割	3割
3	NS-830	90cm幅	レギュラー・ショート	TAIS:00167-000263	03-4010-2	月極	1割	2割	3割
2	NS-820	90cm幅	レギュラー・ショート	TAIS:00167-000262	03-4011-2	月極	1割	2割	3割

※特殊寝台は課税対象のキャスターとセットでレンタルする場合、課税扱いとなります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

サービスコード 特殊寝台付属品:171004

ベッドサイドレール K-170R(1本)

シーホネンス



JIS認証商品




サイズ	材質
長さ995×高さ395(ボトム面より)mm	スチール(抗菌粉体焼付塗装)

福祉用具届出コード	00167-Z00103	商品番号	04-4030-2
-----------	--------------	------	-----------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ベッドサイドレール K-170S(1本)

シーホネンス



JIS認証商品



サイズ	材質
長さ895×高さ395(ボトム面より)mm	スチール(抗菌粉体焼付塗装)

福祉用具届出コード	00167-Z00106	商品番号	04-4050-2
-----------	--------------	------	-----------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

※ショートサイズ足側専用

ベッドサイドレール K-170L(1本)

シーホネンス



JIS認証商品




サイズ	材質
長さ1135×高さ395(ボトム面より)mm	スチール(抗菌粉体焼付塗装)

福祉用具届出コード	00167-Z00104	商品番号	04-4060-2
-----------	--------------	------	-----------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ベッドサイドレール K-173(1本)

シーホネンス



JIS認証商品




サイズ	材質
長さ840×高さ395(ボトム面より)mm	スチール(抗菌粉体焼付塗装)

福祉用具届出コード	00167-Z00091	商品番号	04-4070-2
-----------	--------------	------	-----------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ベッドサイドレール K-173S(1本)

シーホネンス



JIS認証商品




サイズ	材質
長さ720×高さ395(ボトム面より)mm	スチール(抗菌粉体焼付塗装)

福祉用具届出コード	00167-Z00089	商品番号	04-4080-2
-----------	--------------	------	-----------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ベッドサイドレール K-173L-1(1本)

シーホネンス



JIS認証商品




サイズ	材質
長さ960×高さ395(ボトム面より)mm	スチール(抗菌粉体焼付塗装)

福祉用具届出コード	TAIS 00167-000290	商品番号	04-4090-2
-----------	-------------------	------	-----------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ベッドサイドレール K-195RX(1本)

シーホネンス



JIS認証商品



サイズ	材質
長さ520×高さ395(ボトム面より)mm	スチール(抗菌粉体焼付塗装)


福祉用具届出コード	TAIS 00167-000233	商品番号	04-4100-2
-----------	-------------------	------	-----------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

※回転式アーム介助バー専用オプション

ベッドサイドレール K-195SX(1本)

シーホネンス



JIS認証商品



サイズ	材質
長さ420×高さ395(ボトム面より)mm	スチール(抗菌粉体焼付塗装)

福祉用具届出コード	TAIS 00167-000232	商品番号	04-4110-2
-----------	-------------------	------	-----------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----


※回転式アーム介助バー専用オプション

※サイドレールは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

ベッドサイドレール K-195LX (1本)

シーホネンス




※回転式アーム介助バー専用オプション

サイズ		材質	
長さ660×高さ395 (ボトム面より) mm		スチール (抗菌粉体焼付塗装)	
TAIS	00167-000234	商品番号	04-4120-2
月極	1割	2割	3割

サポートグリップ K-95 (1本)

シーホネンス



サイズ		材質	
長さ855×高さ395 (ボトム面より) mm		スチール (抗菌粉体焼付塗装)	
TAIS	00167-000281	商品番号	04-4130-1
月極	1割	2割	3割

ベッドサイドテーブル PT-7000F (D)

シーホネンス



●キャスター4輪ロック付き

サイズ		材質	
幅900×奥行442×高さ660~975mm 天板:幅900×奥行400 キャスター径:φ37mm		天板:メラミン 支柱:アルミニウム製・スチール製 脚:スチール製・ポリプロピレン	
TAIS	00167-000351	商品番号	04-4190-1
月極	1割	2割	3割

オーバーテーブル

シーホネンス




サイズ		材質	
幅1000×奥行310mm		ポリエステル化粧板	
TAIS	00167-000220	商品番号	04-4020-1

サイズ		材質	
幅930×奥行310mm		ポリエステル化粧板	
TAIS	00167-000221	商品番号	04-4021-1

回転式アーム介助バー K-47R

シーホネンス




角度調整:最大150°(15°刻み)

サイズ		材質	
長さ1190×高さ520mm サイドレール部:長さ805×高さ395 (ボトム面より) mm 回転アーム部:長さ385×高さ395 (ボトム面より) mm		フレーム部:スチール製 グリップ部:木目調特殊成形品 ●抗菌粉体焼付塗装	
TAIS	00167-000226	商品番号	04-4150-1
月極	1割	2割	3割

回転式アーム介助バー K-40RX

シーホネンス



角度調整:最大150°(15°刻み)

サイズ		材質	
長さ1195×高さ510mm サイドレール部:長さ790×高さ395 (ボトム面より) mm 回転アーム部:長さ380×高さ395 (ボトム面より) mm		フレーム部:スチール製 グリップ部:木目調特殊成形品 ●抗菌粉体焼付塗装	
TAIS	00167-000204	商品番号	04-4160-1
月極	1割	2割	3割

ロングボトムユニット

シーホネンス

「和夢 彩」の床長を205cm (ロング) に延長
適応身長目安175cm以上の方へ



サイズ		材質	
長さ205cm (ロング)		スチール製	
TAIS	00167-000206	商品番号	04-4000-2
月極	1割	2割	3割

サイズ		材質	
長さ175cm (標準)		スチール製	
TAIS	00167-000207	商品番号	04-4001-2
月極	1割	2割	3割

キャスター K-129 / K-129WR

シーホネンス



品番	TAIS	商品番号	備考
K-129	00167-000209	04-4010-1	和夢 彩・コアネオ用
K-129WR		04-4011-1	Emi用

※サイドレールは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。
※ロングボトムユニットは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています (非課税 商品を除く)

ミオレットⅢ

プラッツ



非課税

垂直昇降で省スペース設置を実現
ご利用者さまの身長に合わせて3段階の長さ調節が可能



ミオレットシリーズ Miolet III



サイズ 樹脂ボード/全長1940~2180×全高685~1025×全幅1000mm
木製フラットボード/全長1920~2160×全高685~1025×全幅1000mm

重量 3モーター/86.5kg(樹脂ボード)・88.5kg(木製フラットボード)
2モーター/85.5kg(樹脂ボード)・87.5kg(木製フラットボード)

床面高
25-59
cm

●樹脂ボード

- 3 モーター
- 背上げ 70°
- 背膝連動 70°/18°
- 膝上げ 18°
- 高さ調節



材質

本体/スチール・ABS樹脂
ボード/
PE樹脂(樹脂ボード)
MDF(木製フラットボード)
オレフィンシート

2 モーター

- 背上げ 70°
- 背膝連動 70°/22°
- 高さ調節

モーター	材質	幅	調節機能	商品番号	月極	1割	2割	3割
3	樹脂ボード	90cm幅	サイズ可変	TAIS:00631-000557	商品番号 03-2000-2	1割	2割	3割
3	木製フラットボード	90cm幅	サイズ可変	TAIS:00631-000558	商品番号 03-2001-2	1割	2割	3割
2	樹脂ボード	90cm幅	サイズ可変	TAIS:00631-000553	商品番号 03-2002-2	1割	2割	3割
2	木製フラットボード	90cm幅	サイズ可変	TAIS:00631-000554	商品番号 03-2003-2	1割	2割	3割

ラフィオ ポジショニングベッドシリーズ

プラッツ



非課税


ハイバックサポートやフィッティング機能を搭載し、
自然なリクライニング姿勢により床ずれ・誤嚥リスクを低減



ラフィオ Rafio

最低床面時は床面高15cm。普段布団でお休みされていた方にも抵抗感の少ない床面高です。ベッドからの転落の不安や転落した際の怪我のリスクを低減します。

床面高
15-57
cm



サイズ 全長2110×全高600~1020×全幅1000mm **重量** 3モーター/96.9kg 2モーター/94.9kg **材質** 本体/スチール・ABS樹脂ボード/PE樹脂 **備考** 角度計付きのため適切な角度を確認しながら、背上げ動作が可能

3 モーター

- 背上げ 70°
- 背膝連動 70°/22°
- ハイバック 20°
- 膝上げ 22°
- 高さ調節

商品番号 03-2010-2

2 モーター

- 背上げ 70°
- 背膝連動 70°/22°
- ハイバック 20°/70°
- 高さ調節

商品番号 03-2011-2

電動ハイバックサポート機能付 (ハイバックの単独操作可能)
P110-71ACR 90cm幅 レギュラー TAIS 00631-000341

連動ハイバックサポート機能付
P110-21ACR 90cm幅 レギュラー TAIS 00631-000331

月極	1割	2割	3割
月極	1割	2割	3割
月極	1割	2割	3割

ミオレットII

プラットフォーム

JIS T9254



非課税

在庫品限り

対象疾患を広げ、使いやすさと安全性がさらに向上しました



床面高
25-59
cm

ミオレット Miolett II

サイズ 90cm幅/全長2060×全高660~1000×全幅1000mm
83cm幅/全長2060×全高660~1000×全幅930mm

重量 3モーター/78.0kg (90cm幅)・76.5kg (83cm幅)
2モーター/77.0kg (90cm幅)・75.5kg (83cm幅)


材質 本体/スチール・ABS樹脂・PP樹脂
ボード/PE樹脂

3 モーター

- 背上げ 70°
- 背膝連動 70°/18°
- 膝上げ 18°
- 高さ調節

2 モーター

- 背上げ 70°
- 背膝連動 70°/22°
- 高さ調節



3モーター	樹脂ボード P106-31AA	90cm幅	レギュラー	TAIS:00631-000242	商品番号 03-2020-2	月極	1割	2割	3割
3モーター	樹脂ボード P106-33AC	83cm幅	レギュラー	TAIS:00631-000242	商品番号 03-2021-2	月極	1割	2割	3割
2モーター	樹脂ボード P106-21AA	90cm幅	レギュラー	TAIS:00631-000240	商品番号 03-2022-2	月極	1割	2割	3割
2モーター	樹脂ボード P106-23AC	83cm幅	レギュラー	TAIS:00631-000240	商品番号 03-2023-2	月極	1割	2割	3割

ミオレットII宮付 [フットライト取付可能ベッド]

プラットフォーム

JIS T9254



非課税

在庫品限り

ティッシュやメガネ、時計などの小物を置くために便利な木製宮付ボードタイプ



ミオレット Miolett II

サイズ 全長2200×全高540~1000×全幅1000mm

重量 3モーター/90.5kg
2モーター/89.5kg

材質 本体/スチール・ABS樹脂・PP樹脂
ボード/MDFオレフィン化粧合板・天然木

3 モーター

- 背上げ 70°
- 背膝連動 70°/18°
- 膝上げ 18°
- 高さ調節

商品番号 03-2024-2

木製宮付ボード
P106-31BFF 90cm幅 レギュラー TAIS: 00631-000302

月極 1割 2割 3割

2 モーター

- 背上げ 70°
- 背膝連動 70°/22°
- 高さ調節

商品番号 03-2025-2

木製宮付ボード
P106-21BFF 90cm幅 レギュラー TAIS: 00631-000296

月極 1割 2割 3割

人感センサー付フットライト
プラットフォーム PL01-5V

夜間、ベッド付近の人の動きを感知してLEDライトを点灯します。コンセント不要でベッドの電力を使用します。
適合：ミオレットII/II・ラフィオ

介護保険適用外
自費レンタル商品

商品番号 00-2000-1

月極

※特殊寝台は課税対象のキャスターとセットでレンタルする場合、課税扱いとなります。
※人感センサー付フットライトは介護保険対象外のため、非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合も課税扱いです。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

- 特殊寝台・付属品 P2-23
- レンタル 床ずれ防止用具 P24-29
- レンタル 体位変換器 P30-31
- レンタル 歩行補助杖 P32-33
- レンタル 歩行器 P34-41
- レンタル 手すり P42-53
- レンタル 車いす・付属品 P54-75
- レンタル スロープ P76-79
- レンタル 移動用リフト P80-86
- レンタル 自動排泄処理装置 P87
- レンタル 徘徊感知機器 P88-91

プラッツ社介護ベッドの主要機能と対応機種


ラフイオ

ニオレットⅢ

ニオレットⅡ

ハイバックサポート機能

背上げを「ハイバック:頭-背部」と「ローバック:腰部」の2つに分け、それぞれの角度を調節しながら背上げを行います。2モーターベッドではハイバックは背上げと連動して動きます。3モーターベッドでは、ハイバックを単独で操作することができます。



○

省スペースに設置可能な垂直昇降機構

昇降の際にベッドがスイングせず垂直に昇降するので、設置面積が少なく済みます。




○

○

ヒップダウン機構


背上げと連動して臀部のボトムが傾斜します。これにより、骨盤を起こしてずれを抑制します。



○

別部品不要のサイズ変更

身長やお部屋に合わせてサイズ変更が可能です。ロング・レギュラー・ショートのパーツは共通のため、サイズ変更にも別部品は必要ありません。



○

背上げ時のズレを抑える1ボタン操作のライジングモーション機構

1ボタン操作で背と膝の角度を自動的に調整しながらリクライニングを行うことにより、足方向へのズレや腹部の圧迫を抑制します。※機種により実装方法は異なります。




○

2
モーター

2
モーター

背上げ時のズレを抑える膝位置フィッティング機能

ご利用者さまの大腿部の長さに合わせて、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な背上げをサポートします。



○

○

○

収納式サイドレールホルダー

簡単に収納ができるサイドレールホルダーです。車いすをよりベッドに近づけることが可能になり、安全に移乗できます。



○

○

○

足先上げと足先下げの簡単切替え

足先の角度をワンタッチで切り替えられます。脚の浮腫(むくみ)軽減にも対応できます。



心機能に不全がある方は、脚が心臓の位置よりも高くないようご注意ください。

○

○

○

背圧・腹圧を軽減するバックオフ機構

背ボトムを後方に4cmスライドさせながら上半身を起こす背上げ機能で、背中や腹部の圧迫感を軽減します。また、背圧は肩付近にかかるように設計されており、肩の後ろに手を差し込むだけでも大幅に除圧できます。



○

○

レギュラーサイドレール(1本) PA505-751
プラッツ



サイズ		材質	
長さ750×高さ535mm		スチール(粉体焼付塗装)・PA樹脂	
TAIS	00631-000319	商品番号	04-2000-2
月極	1割	2割	3割

ロングサイドレール(1本) PA505-961
プラッツ



サイズ		材質	
長さ960×高さ535mm		スチール(粉体焼付塗装)・PA樹脂	
TAIS	00631-000320	商品番号	04-2010-2
月極	1割	2割	3割

ショートサイドレール(1本) PA505-441
プラッツ



サイズ		材質	
長さ590×高さ535mm		スチール(粉体焼付塗装)・PA/PP樹脂	
TAIS	00631-000318	商品番号	04-2020-2
月極	1割	2割	3割

レギュラーサイドレール(1本) BG-75J1
プラッツ



サイズ		材質	
長さ750×高さ515mm		スチール(粉体焼付塗装)・PA樹脂	
TAIS	00631-000315	商品番号	04-2030-2
月極	1割	2割	3割

※サイドレールは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

ロングタイプ対応スペーサー付レギュラーサイドレール(1本) PA505-75L1
プラッツ



サイズ		材質	
長さ820×高さ540mm		スチール(粉体焼付塗装)・PA/PP/PVC樹脂	
TAIS	00631-000517	商品番号	04-2001-2
月極	1割	2割	3割

ロングタイプ対応スペーサー付ロングサイドレール(1本) PA505-96L1
プラッツ



サイズ		材質	
長さ1030×高さ540mm		スチール(粉体焼付塗装)・PA/PP/PVC樹脂	
TAIS	00631-000516	商品番号	04-2011-2
月極	1割	2割	3割

ロングタイプ対応スペーサー付ショートサイドレール(1本) PA505-44L1
プラッツ



サイズ		材質	
長さ660×高さ540mm		スチール(粉体焼付塗装)・PA/PP/PVC樹脂	
TAIS	00631-000518	商品番号	04-2021-2
月極	1割	2割	3割

ロングサイドレール(1本) BG-96J1
プラッツ



サイズ		材質	
長さ960×高さ515mm		スチール(粉体焼付塗装)・PA樹脂	
TAIS	00631-000316	商品番号	04-2040-2
月極	1割	2割	3割

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

サービスコード 特殊寝台付属品:171004

ショートサイドレール(1本) PA500-FU441 プラッツ

在庫限り

JIS認証商品



サイズ	材質
幅590×高さ515mm	スチール(粉体焼付塗装)・PA/PP樹脂
TAIS 00631-000317	商品番号 04-2050-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ラフィオ専用超低床用キャスター(4個組) PC01-5CK プラッツ

JIS認証商品



※人感センサー付フットライト、サイドテーブルは併用できません



サイズ	材質
装着時床面高:155~575mm(装着時+5mm)	ナイロン・ポリウレタン・スチール・ABS樹脂
TAIS 00631-000461	商品番号 04-2060-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

低床用キャスター(4個組) PC02-8CK プラッツ

JIS認証商品



サイズ	材質
装着時床面高:230~650mm(装着時+80mm)	ナイロン・ポリウレタン・スチール・ABS樹脂
TAIS 00631-000462	商品番号 04-2070-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ミオレットⅢ専用キャスター(4個組) PC03-8CK プラッツ

JIS認証商品



サイズ	材質
装着時床面高:265~605mm(装着時+15mm)	ナイロン・ポリウレタン・スチール・ABS樹脂
TAIS 00631-000561	商品番号 04-2080-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ミオレットⅡ専用キャスター(4個組) PC503-8CK1 プラッツ

JIS認証商品

在庫限り



※ストッパー付×2個、ストッパー無×2個の4個組



サイズ	材質
装着時床面高:285~625mm(装着時+35mm)	ナイロン・ポリウレタン・スチール・ABS樹脂
TAIS 00631-000236	商品番号 04-2090-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ラフィオ専用8cmハイトスペーサー固定脚タイプ(4個組) PH04-80 プラッツ

JIS認証商品



※キャスターとの併用はできません

サイズ	材質
装着時床面高:230~650mm(装着時+80mm)	ABS樹脂
TAIS 00631-000463	商品番号 04-2100-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ミオレットⅢ専用ハイトスペーサー(4個組) PH05-45 プラッツ

JIS認証商品



サイズ	材質
装着時床面高:295~635mm(装着時+45mm)	ABS樹脂
TAIS 00631-000562	商品番号 04-2110-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ミオレットⅡ用ハイトスペーサー PC501-FU45 プラッツ

JIS認証商品

在庫限り



※キャスターとの併用はできません

サイズ	材質
装着時床面高:295~635mm(装着時+45mm)	PP樹脂
TAIS 00631-000205	商品番号 04-2120-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

※サイドレールは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。
※ハイトスペーサー(キャスター付きを除く)は非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

ニーパロL ニーパロひざ패드付 PG03-116MP


プラッツ

ベッドでの起き上がりやベッドからの立ち上がり
移乗を補助するレバーロック式ベッド用グリッパ

JIS認証商品

ベッドへの簡単取り付け

サイドレールホルダーにベッド用グリッパの固定脚部をさしこみ、2つの固定レバーをまわすとベッドへ固定できます。工具などを使わず簡単に取り付けすることができます。



簡単操作のレバーロック式

思わぬ事故を防止するため、ロック解除時にはセーフティロックを押しながらロックレバーを起こす動作が必要です。

ニーパロひざ패드

膝折れを防ぎ、安全な立ち上がりや移乗を実現します。




サイズ	重量	材質
長さ1170×高さ544mm	8.0kg	スチール・ABS/POM/EVA樹脂

TAIS	00631-000536	商品番号	04-2130-1
月極	1割	2割	3割

ニーパロL ニーパロひざ패드付ロングタイプ対応スパーサー付 PG03-116MPL

プラッツ



サイズ	重量	材質
長さ1240×高さ544mm	8.4kg	スチール・ABS/POM/EVA/PP/PVC樹脂

TAIS	00631-000534	商品番号	04-2131-1
月極	1割	2割	3割

ハンドグリッパ PG04-75

プラッツ



サイズ	重量	材質
長さ756×高さ522mm	5.1kg	スチール・ABS樹脂

TAIS	00631-000545	商品番号	04-2160-1
月極	1割	2割	3割

ハンドグリッパロングタイプ対応スパーサー付 PG04-75L

プラッツ




サイズ	重量	材質
長さ826×高さ522mm	5.5kg	スチール・ABS/PP/PVC樹脂

TAIS	00631-000547	商品番号	04-2161-1
月極	1割	2割	3割

オーバーテーブル PT01-A1

プラッツ

1枚で90cm幅/83cm幅のベッドに対応可能なオーバーテーブル
サイドレールのパイプの高さに合わせて設置高を調節可能



サイズ	材質
幅945~1000×奥行405×厚さ80mm	甲板:PE樹脂/スライド部・フック:ABS樹脂

TAIS	00631-000590	商品番号	04-2200-1
月極	1割	2割	3割

昇降式ベッドサイドテーブル PT03-840MB

プラッツ



サイズ	
幅840×奥行470×高さ600~840mm 天板:幅840×奥行400×厚み17mm	
材質	
ベースフレーム:スチール製・ABS樹脂 天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)	
TAIS	00631-000618
商品番号	04-2210-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ガス圧式昇降テーブル PZT-840

プラッツ

在庫品限り



サイズ	
幅840×奥行470×高さ600~840mm 天板:幅840×奥行400×厚み17mm	
材質	
フレーム部:スチール製+PP樹脂 木部:合成樹脂(メラミン)、化粧繊維板(MDF)	
TAIS	00631-000178
商品番号	04-2170-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

特殊寝台・付属品 P2-23
 レンタル
 床ずれ防止用具 P24-29
 レンタル
 体位変換器 P30-31
 レンタル
 歩行補助杖 P32-33
 レンタル
 歩行器 P34-41
 レンタル
 手すり P42-53
 レンタル
 車いす・付属品 P54-75
 レンタル
 スロープ P76-79
 レンタル
 移動用リフト P80-86
 レンタル
 自動排泄処理装置 P87
 レンタル
 徘徊感知機器 P88-91

サービスコード 特殊寝台:171003

らくしゅう
楽匠プラス

パラマウントベッド





楽匠 プラス

背上げ姿勢を追求した新機構とアプリと連携するICTなどを搭載した「楽匠プラスシリーズ」

Hタイプ
 多機能ボード

床面高
 21-64.5
 cm

背上げ機能にさらに磨きをかけた新開発のプラス ライン ボトムを採用
 グレードアップしたラクリアモーション
 伝い歩きなどに便利なグリップや収納を備えた多機能ボードを搭載



■ モスグリーン

- 3 モーター
- 背上げ 75°
- 膝上げ 30°
- 高さ調節
- ラクリアモーション
- らくらくモーション

3 モーター	Hタイプ 多機能ボード KQ-A6311	91cm幅	レギュラー・ミニ	TAIS:00170-001315	商品番号 03-6022-2	月極	1割	2割	3割
-----------	-------------------------	-------	----------	-------------------	-------------------	----	----	----	----

サイズ	重量	材質
全長2124[2014]×全高616~1051 ×全幅994mm ※ []内はミニ設定時	86.5kg	ボード/ポリプロピレン・ポリウレタン系シート ボトム/ポリプロピレン 頭側・足側フレーム本体・頭側・足側ベースフレーム/ スチール(電着・粉体塗装仕上げ・一部樹脂成形品) 頭側・足側フレーム オプション受カバー/ポリプロピレン・ポリウレタン系シート 台車連結管/スチール(電着・粉体塗装仕上げ)


Xタイプ
 多機能ボード
 (超低床対応)

床面高
 21-64.5
 cm

床面高
 15-58.5
 cm
 超低床設定時

背上げ機能にさらに磨きをかけた新開発のプラス ライン ボトムを採用
 便利なグリップや収納を備える多機能ボードを搭載した超低床対応モデル

- 3 モーター
- 背上げ 75°
- 膝上げ 30°
- 高さ調節
- らくらくモーション
- 2 モーター
- 背上げ 75°
- 背膝連動 75°/14°
- 高さ調節



■ キャメル

3 モーター	Xタイプ 多機能ボード KQ-A3322	91cm幅	レギュラー・ミニ	TAIS:00170-001265	商品番号 03-6021-2	月極	1割	2割	3割
-----------	-------------------------	-------	----------	-------------------	-------------------	----	----	----	----

2 モーター	Xタイプ 多機能ボード KQ-A2322	91cm幅	レギュラー・ミニ	TAIS:00170-001251	商品番号 03-6020-2	月極	1割	2割	3割
-----------	-------------------------	-------	----------	-------------------	-------------------	----	----	----	----

サイズ	重量	材質
全長2124[2014]× 全高616(556)~1051(991)×全幅994mm ※ []内はミニ、()内は超低床設定時	3モーター/81kg 2モーター/80kg	ボード/ポリプロピレン・ポリウレタン系シート ボトム/ポリプロピレン 頭側・足側フレーム本体・ベースフレーム/スチール(電着・粉体塗装仕上げ・一部樹脂成形品) 頭側・足側フレーム オプション受カバー/ポリプロピレン・ポリウレタン系シート

Xタイプ
 スリムボード
 (超低床対応)

床面高
 21-64.5
 cm

床面高
 15-58.5
 cm
 超低床設定時

背上げ機能にさらに磨きをかけた新開発のプラス ライン ボトムを採用
 グレード感のある木製ボードを搭載した超低床対応モデル

- 3 モーター
- 背上げ 75°
- 膝上げ 30°
- 高さ調節
- らくらくモーション
- 2 モーター
- 背上げ 75°
- 背膝連動 75°/14°
- 高さ調節



■ キャメル

3 モーター	Xタイプ スリムボード KQ-A3325	91cm幅	レギュラー・ミニ	TAIS:00170-001410	商品番号 03-6023-2	月極	1割	2割	3割
-----------	-------------------------	-------	----------	-------------------	-------------------	----	----	----	----

2 モーター	Xタイプ スリムボード KQ-A2325	91cm幅	レギュラー・ミニ	TAIS:00170-001401	商品番号 03-6024-2	月極	1割	2割	3割
-----------	-------------------------	-------	----------	-------------------	-------------------	----	----	----	----

サイズ	重量	材質
全長2016[1906]× 全高616(556)~1051(991)×全幅994mm ※ []内はミニ、()内は超低床設定時	3モーター/79.4kg 2モーター/78.4kg	ボード/MDFなどオレフィン系シート ボトム/ポリプロピレン 頭側・足側フレーム本体・ベースフレーム/スチール(電着・粉体塗装仕上げ・一部樹脂成形品) 頭側・足側フレーム オプション受カバー/ポリプロピレン・ポリウレタン系シート

*特殊寝台は課税対象のキャストとセットでレンタルする場合、課税扱いとなります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

■ もっと身体にやさしく、もっと次の動作につながる。背上げをさらに進化させるために生まれたプラス ライン ボトム 4つの新しいアイデアを取り入れたプラス ライン ボトムが新登場。より身体の動きに合った起き上がり動作で骨盤の立った動きやすい起き上がり姿勢を実現しています。ラクリアモーション（Hタイプのみ）だけでなく、すべての背上げ機構で効果を発揮します。



より姿勢を安定させやすい背サポート

腰部から胸部にかけてボトムの剛性を調整し、より身体にフィットしやすくなりました。背あげするときに背中をしっかり支持します。また、身体との接触面積が広がるので体圧をより分散できます。

より骨盤を立てやすい腰サポート

骨盤部にあたるボトムの剛性を高めて曲がり方を変更することで、骨盤をしっかり起こし、身体が動かしやすい背上げ姿勢に移行できます。骨盤をしっかり起こすことで身体が足側にずり落ちにくくなるため、床ずれリスクの軽減にもつながります。

身体とベッドの軸を合わせやすい腰ボトム

腰ボトムのサイズを人の身体に合わせ、大転子の位置にはガイドを設けました。これにより背上げするときの身体とベッドの動きの軸を合わせやすくなります。また、連動機能など膝上げを併用する際に、骨盤をホールドするポケットを構成します。

身長差をカバーする膝サポート

膝部が多段階で曲がるので、身長差をカバーしてベッドの動きに身体がフィットしやすくなりました。また、膝裏の接触面積が増えることで当たりも良く馴染みやすくなっています。

■ 手元スイッチからの呼び出しを受信 ご家族のスマートフォンに通知できます。



手元スイッチは無線通信のBluetoothスマートフォンと接続できます。接続すると家庭内呼び出しボタンで、Bluetoothの無線が届く範囲にあるベッドに登録されたスマートフォン*に通知できます。



*専用の「ベッド操作アプリ」をインストールする必要があります。また本商品にスマートフォンは含まれていません。呼び出しを受信するには、スマートフォンの電源を入れておく必要があります。スマートフォンの設定やアプリの状態によっては、通知が正しく受け取れないことがあります。詳しくはアプリ内のヘルプをご覧ください。通知を受信した際の音やバイブレーションは、お持ちのスマートフォンの設定により異なります。
*ベッドからの呼び出し通知の受信は、緊急時の使用を目的とした機能ではありません。


■ スマートフォンによるベッド操作

ベッドに登録されたスマートフォン*で、付属の手元スイッチと同じようにベッドを操作できるようになります。操作画面はボタンの大きさなどが異なる3種類が選べます。一人ひとりの使いやすさに配慮しています。*専用の「ベッド操作アプリ」をインストールする必要があります。



● コントローラー画面

今お使いの手元スイッチと同じ内容のボタンを、スマートフォンの画面上で選択できます。↑↓を長押しすると、手元スイッチと同様のベッド操作ができます。イラストの姿勢は実際のポジションに合わせて動き、スイッチの長押し中はバイブレーションが作動します。



● メモリー画面

ボタンを選択すると、あらかじめ設定したポジションに向かってベッドを動かします。例えば介護する方が代わっても、良く使うポジションを正確に再現できます。より多くの方が操作しやすいように、大きめのボタンを採用しています。



● セレクト画面

連動、頭、足、高さのアイコンをタッチすると操作したい部位が選択され、↑↓を長押しすると操作できます。より多くの方が操作しやすいように、大きめのボタンを採用しています。

■ 介護しやすい高さを設定できる

ベッドを最大64.5cm*まで高くできるため、身長が高い方も腰に負担がかかりにくい姿勢で介護できます。また、調節は垂直昇降方式です。

*Xタイプの脚座を超低床位置に取り付けた場合は、最大58.5cmまで高くできます。



垂直昇降方式

■ 足先の角度調節機能


膝上げをするときに足先を高くすることができます。足先の角度は2段階に切り替えられます。「歩きにくい」「靴や靴下がはきにくい」など離床の障害ともなる足のむくみにも配慮しています。



■ Xタイプは最低床高15cmの超低床にも対応

楽匠プラスシリーズは、Hタイプ・Xタイプともに最低床高21cmと低く抑えた設計です。

さらにXタイプでは、脚座を取り付ける向きを変えることで、最低床高15cmの超低床ベッドに切り替えることができます。初めてふとんからベッドに移行される方や、ベッドから転落する心配のある方にも導入しやすいように配慮しています。



最低床高21cm 最低床高15cm
Xタイプは脚座の取り付け向きの変更で超低床へ設定することができます。

床面高
21~64.5
cm

■ 1台のベッドで、レギュラー・ミニのサイズ変更が可能

楽匠プラスシリーズは、1台のベッドでレギュラーとミニとのサイズ変更が可能です。



レギュラー

ミニ

■ 高頻度接触部位の衛生面に配慮

ボードやサイドレールなどの接触頻度の高い部位は耐薬品性に優れた材質を使用しており、清拭消毒(薬品などで拭く)に対応しています。衛生管理や感染対策のしやすさにも配慮しています。

パラマウントベッド社の「ベッド操作アプリ」は、こちらのQRコードを読み取るとダウンロードできます。

アプリのダウンロードおよびご利用時には別途通信料がかかります。お客様の責任となります。Apple IDやGoogleアカウントは、お客様自身でご確認ください。



福祉用具貸与事業者さま向けの専用アプリは、こちらのQRコードを読み取るとダウンロードできます。

アプリのダウンロードおよびご利用時には別途通信料がかかります。お客様の責任となります。Apple IDやGoogleアカウントは、お客様自身でご確認ください。



*Appleのロゴは、米国もしくはその他の国や地域におけるApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービス マークです。*GoogleおよびGoogle Playのロゴは、Google LLCの商標です。

らくしゅう 楽匠 Z

パラマウントベッド



非課税

楽匠 Z

樹脂ボード




木製ボード

ベッドの傾斜を組み合わせた新・背上げ機構でこれまでにない身体にやさしい起き上がり姿勢をサポート



■人の身体に合わせて伸びながら曲がるキューマラインボトム

背ボトムの連結部分が、背上げと同時に身体に沿って伸びながら曲がるパラマウントベッド独自の構造です。人の身体の動きに合わせて、背上げに伴う圧迫感や身体のズレの少ない起き上がりを実現しています。



■背と膝とベッドの傾斜を組み合わせた背上げ機構 ラククリアモーション



① 身体がズレないように膝を上げながら上体を起こし始めます。



② 少し上体を起こしてからベッドが傾き始めます。



③ ベッドが10°傾くと傾斜が止まり、さらに上体を起こします。



④ 上体を起こしながら膝を下げることで、圧迫感を軽減し、骨盤の立った安定した姿勢で起き上がります。

■背と膝を組み合わせたらくらくモーション

背と膝の上げ下げを組み合わせることで、背上げをするときの身体のズレや圧迫感を抑える背上げ機構です。



上体を起こしながら、膝を下げて圧迫感を軽減します。



安定した姿勢で起き上がります。

■ご利用者さまにも介護する方にもやさしい低床21cm+ロングストローク

最低床高21cm、小柄な方でもかかどがしっかりと床につくように設計されています。また高さは64.5cmまで上げられるため、介護する方も適切な姿勢で介護できます。なお、垂直昇降するため、余分な設置スペースが不要です。

床面高 21-64.5 cm




3 モーション

- 背上げ 75°
- 膝上げ 30°
- 高さ調節
- ラククリアモーション
- らくらくモーション

2 モーション

- 背上げ 75°
- 背膝連動 75°/14°
- 高さ調節
- ラククリアモーション



※()内はオプション受け取納時 ※単位はmm

モーション	商品名	幅	タイプ	TAIS	商品番号	月極	1割	2割	3割
3	樹脂ボード KQ-7331	91cm幅	レギュラー	TAIS:00170-000785	03-6000-2	月極	1割	2割	3割
3	樹脂ボード KQ-7321	91cm幅	ミニ	TAIS:00170-000785	03-6001-2	月極	1割	2割	3割
2	樹脂ボード KQ-7231	91cm幅	レギュラー	TAIS:00170-000777	03-6002-2	月極	1割	2割	3割
2	樹脂ボード KQ-7221	91cm幅	ミニ	TAIS:00170-000777	03-6003-2	月極	1割	2割	3割
3	木製ボード KQ-7332	91cm幅	レギュラー	TAIS:00170-000786	03-6004-2	月極	1割	2割	3割
3	木製ボード KQ-7322	91cm幅	ミニ	TAIS:00170-000786	03-6005-2	月極	1割	2割	3割
2	木製ボード KQ-7232	91cm幅	レギュラー	TAIS:00170-000778	03-6006-2	月極	1割	2割	3割
2	木製ボード KQ-7222	91cm幅	ミニ	TAIS:00170-000778	03-6007-2	月極	1割	2割	3割

※特殊寝台は課税対象のキャスターとセットでレンタルする場合、課税扱いとなります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

らくしゅう フィーズ
楽匠 FeeZ

パラマウントベッド

安心感を高める“超”低床電動ベッド




非課税

在庫品限り

楽匠 *FeeZ*
らくしゅう フィーズシリーズ



超低床15cmから55cm
までの垂直昇降




床面高
15-55
cm

■液晶表示付き手元スイッチで安心操作

ベッドの状態が絵記号と数値で示されるので、目で確かめながらベッドを操作できます。

- 2 モーター
- 背上げ 75°
- 背膝連動 75°/20°
- 高さ調節



■ふとんからベッドに移行しやすい最低床高15cmの超低床

最も低い状態で、床からボトム上面までが15cmの超低床設計。ふとんからベッドに移行する際の違和感が少なく、万一転落したときの衝撃も緩和できます。また、高さは最高で55cmまであげることができ、ベッドからの立ちあがりや介護にも配慮しています。またベッドがスイングせず垂直昇降するため、余分な設置スペースが不要です。

■キューマラインボトム

ベッドの連結部分を背上げと同時に身体に沿って曲げながら伸ばす仕組みによって、身体がズレにくく、胸や腹部の圧迫感の少ない起き上がりを可能にします。

2 モーター	木製ボード KQ-7733	91cm幅	サイズ可変	TAIS:00170-000892	商品番号 03-6010-2	月極	1割	2割	3割
-----------	------------------	-------	-------	-------------------	-------------------	----	----	----	----

ベッドサイドレール(1本) KS-161Q-1

パラマウントベッド

抜き差しがしやすく、使いやすい
サイドレールです

JIS認証商品



楽匠+
楽匠Z
楽匠 *FeeZ*
サイズ

長さ964×高さ503mm

福祉用具届出コード 00170-Z00019 商品番号 04-6000-2

月極 1割 2割 3割

ベッドサイドレール(1本) KS-171Q-1

パラマウントベッド

オーバーレイや厚みのある体圧分散マットレスを
使用する場合などにお使いください

JIS認証商品



楽匠+
楽匠Z
楽匠 *FeeZ*
サイズ

長さ964×高さ563mm

福祉用具届出コード 00170-Z00197 商品番号 04-6010-2


月極 1割 2割 3割

ベッドサイドレール(1本) KS-151Q

パラマウントベッド

スイングアーム介助バーとの
組み合わせに適した、
コンパクトサイズ

JIS認証商品



楽匠+
楽匠Z
楽匠 *FeeZ*
サイズ

長さ590×高さ503mm

TAIS 00170-000537 商品番号 04-6020-2


月極 1割 2割 3割

ベッドサイドレール(1本) KS-191Q

パラマウントベッド

スイングアーム介助バーとの
組み合わせに適した、
コンパクトサイズ

JIS認証商品



楽匠+
楽匠Z
楽匠 *FeeZ*
サイズ

長さ827×高さ503mm

TAIS 00170-000752 商品番号 04-6030-2

月極 1割 2割 3割

※特殊寝台は課税対象のキャスターとセットでレンタルする場合、課税扱いとなります。
※サイドレールは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

サービスコード 特殊寝台付属品:171004


スイングアーム介助バー KS-099A

パラマウントベッド

アームの開閉操作がしやすいセーフティロック付きの介助バー

固定ハンドルで取り付け・取り外しが簡単

ベッドのオプション取付穴に差し込んで、固定ハンドルを固定位置に突き当たるまで回すだけでしっかりと取り付けられます。取り外すときには解除位置にカチッと合まるまで回すだけで取り外すことができます。



角度調整:最大120°(30°刻み)

つかまりやすいアーム設計

スイングアームの角度は5段階に0°~120°の30°刻みに調節できます。アーム部には滑りにくい材質を使用しています。また、アームの端部を認識しやすいように突起を設けています。

誤操作の予防に配慮したロックレバー

角度調節を行うロックレバーには、誤操作を予防するためにセーフティロック機構を採用しています。ロックレバー周りのすき間を狭くすることで、挟み込みのリスクを低減しています。

JIS認証商品

TAIS 00170-001205

商品番号 04-6220-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

楽匠+
楽匠乙
楽匠 *feez*

サイズ


長さ1120×高さ521mm

スイングアーム介助バー KS-098A

パラマウントベッド

開閉式スイングアーム(自動固定機能付き)が備わったベッド用手すり

JIS認証商品



楽匠+
楽匠乙
楽匠 *feez*

サイズ

長さ1121×高さ526mm

角度調整:最大120°(30°刻み)

TAIS 00170-000898 商品番号 04-6040-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

サイドグリップ KS-030A

パラマウントベッド

開閉部の無いコンパクトなベッド用手すり

JIS認証商品



楽匠+
楽匠乙
楽匠 *feez*

サイズ

長さ822×高さ523mm

TAIS 00170-000897 商品番号 04-6060-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

延長フレーム KQ-P72L

パラマウントベッド

ベッドを足側へ14cm長くするための延長フレームです

JIS認証商品



楽匠乙

サイズ

91cm幅用

TAIS 00170-000793 商品番号 04-6080-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

延長マットレス KE-551L

パラマウントベッド

JIS認証商品



サイズ

[91cm幅用]厚み:80mm

TAIS 00170-000563 商品番号 04-6070-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

キャスター KQ-P70C

パラマウントベッド

ベッドの移動を補助します

JIS認証商品



楽匠+
楽匠乙

サイズ

取り付け時のベッドの高さ:+30mm

個数

4個セット

※楽匠プラスはHタイプのみ対応

TAIS 00170-000794 商品番号 04-6090-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

キャスター KQ-P90C

パラマウントベッド

ベッドの移動を補助します

JIS認証商品



楽匠+

楽匠 *feez*

サイズ

取り付け時のベッドの高さは変わりません

個数

4個セット

※楽匠プラスはXタイプのみ対応

TAIS 00170-000560 商品番号 04-6100-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

※延長マットレス/フレームは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

キャスター付きハイトスペーサー KQ-P90CH

パラマウントベッド

ベッドの移動を補助します

JIS認証商品



楽匠

楽匠 *feeZ*

サイズ

取り付け時の
ベッドの高さ:+65mm

個数

4個セット

※楽匠プラスはXタイプのみ対応

TAIS 00170-000608

商品番号 04-6110-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ガススプリング式ベッドサイドテーブル KF-1920

パラマウントベッド

ガス式なので軽いレバー操作で
高さの調節ができます

サイズ

幅907×奥行445×
高さ610~925mm
天板寸法:幅900×奥行400mm

材質

本体:スチール製
天板:樹脂化粧板



TAIS 00170-000716

商品番号 04-6130-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

オーバーベッドテーブル(91cm幅用) KF-832LA

パラマウントベッド

左右どちらかのレバー操作にて
ガススプリング機構による
無段階の高さ調整が簡単に行えます

サイズ

幅1334×奥行432×
高さ630~950mm
天板寸法:幅1284×奥行400mm

材質

天板:樹脂化粧板・ウレタンエッジ成形



TAIS 00170-000321


商品番号 04-6150-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

アジャストテーブル KQ-090

パラマウントベッド

これ1枚で、83cm幅、
91cm幅のベッドに対応



サイズ

幅320mm×長さ700~1062mm

TAIS 00170-000188

商品番号 04-6170-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ハイトスペーサー KQ-P90H

パラマウントベッド

JIS認証商品



楽匠

楽匠 *feeZ*

サイズ

取り付け時の
ベッドの高さ:+65mm

個数

4個セット

※楽匠プラスはXタイプのみ対応

TAIS 00170-000561

商品番号 04-6120-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ノブボルト調節式ベッドサイドテーブル KF-282

パラマウントベッド

高さを調整するときに、誤操作による
天板の急な落下を防ぐ設計です

サイズ

幅808×奥行450×
高さ630~955mm
天板寸法:幅800×奥行400mm

材質

本体:スチール製
天板:樹脂化粧板



TAIS 00170-000399

商品番号 04-6140-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

オーバーベッドテーブル(91cm幅用) KF-813

パラマウントベッド

支柱のつまみをゆるめて
高さ調整ができる
オーバーベッドテーブルです

サイズ

幅1210×奥行400×
高さ630~955mm
天板寸法:幅1210×奥行400mm

材質

天板:メラミン樹脂化粧板張り



TAIS 00170-000387

商品番号 04-6160-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

リハビリテーブル KF-840

パラマウントベッド

ご家庭で使いやすいコンパクトサイズ
高さの調整はノブボルトを
ゆるめて行います

サイズ

幅790×奥行580×
高さ540~790mm
天板寸法:幅790×奥行500mm

材質

本体:スチール製
天板:樹脂化粧板



TAIS 00170-000489

商品番号 04-6180-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

※ハイトスペーサー（キャスター付きを除く）は非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています（非課税 商品を除く）

サービスコード 特殊寝台付属品:171004


ダブルウェーブマットレス 洗淨タイプ

シーホネンス

動きやすく、身体をしっかり支えるマットレスです



ギャッチ性、
クッション性に優れた
ダブルウェーブ構造



厚さ
8cm

MB-2500L レギュラー
[90cm幅 レギュラー]

TAIS 00167-000184
商品番号 **04-4180-2**

サイズ/幅900×長さ1910×厚さ80mm

MB-2500L ショート
[90cm幅 ショート]

TAIS 00167-000184
商品番号 **04-4181-2**

サイズ/幅900×長さ1810×厚さ80mm

MB-2500M レギュラー
[83cm幅 レギュラー]

TAIS 00167-000185
商品番号 **04-4182-2**

サイズ/幅830×長さ1910×厚さ80mm

MB-2500M ショート
[83cm幅 ショート]

TAIS 00167-000185
商品番号 **04-4183-2**

サイズ/幅830×長さ1810×厚さ80mm

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

プレグラーマットレス

パラマウントベッド

伸びながら曲がるキューマラインボトムのベッドに適しています



厚さ
8cm

KE-551Q
[91cm幅 レギュラー]

TAIS 00170-000159
商品番号 **04-6190-2**

サイズ/幅910×長さ1910×厚さ80mm

KE-551Q
[91cm幅 ミニ]

TAIS 00170-000286
商品番号 **04-6191-2**

サイズ/幅910×長さ1800×厚さ80mm

KE-553Q
[83cm幅 レギュラー]

TAIS 00170-000142
商品番号 **04-6192-2**

サイズ/幅830×長さ1910×厚さ80mm

KE-553Q
[83cm幅 ミニ]

TAIS 00170-000285
商品番号 **04-6193-2**

サイズ/幅830×長さ1800×厚さ80mm

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

FKマットレス

フコク

高機能・高融点ポリエステルクッション材を使用

素材

表地:ニット地ポリエステル100%、
中袋:メッシュ生地ポリエステル100%



厚さ
8cm

FKマットレス90
[90cm幅 レギュラー]

TAIS 00853-000004
商品番号 **04-9000-2**

サイズ/幅900×長さ1910×厚さ80mm

FKマットレス90
[90cm幅 ショート]

TAIS 00853-000012
商品番号 **04-9001-2**

サイズ/幅900×長さ1800×厚さ80mm

FKマットレス83
[83cm幅 レギュラー]

TAIS 00853-000003
商品番号 **04-9002-2**

サイズ/幅830×長さ1910×厚さ80mm

FKマットレス83
[83cm幅 ショート]

TAIS 00853-000011
商品番号 **04-9003-2**

サイズ/幅830×長さ1800×厚さ80mm

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

2way sleepマットレス

ニシケン仕様

床ずれ予防に効果

4ゾーン・プロファイル


(凹凸加工)

厚さ
10cm



素材

無膜ウレタン(ポリエーテル)



RJ-02-91R
[91cm幅 レギュラー]

TAIS 00455-000049
商品番号 **04-9010-2**

サイズ/幅910×長さ1910×厚さ100mm

RJ-02-91S
[91cm幅 ショート]

TAIS 00455-000051
商品番号 **04-9011-2**

サイズ/幅910×長さ1800×厚さ100mm

RJ-02-83R
[83cm幅 レギュラー]

TAIS 00455-000050
商品番号 **04-9012-2**

サイズ/幅830×長さ1910×厚さ100mm

RJ-02-83S
[83cm幅 ショート]

TAIS 00455-000052
商品番号 **04-9013-2**

サイズ/幅830×長さ1800×厚さ100mm

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

※特殊寝台付属品マットレスは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

エバーフィットC3マットレス

パラマウントベッド

エバーフィットマットレスが進化

快適性と利便性を両立させたリバーシブルマットレス

Everfit C³

端座位姿勢をさらに安定しやすくしたサイドエッジ


サイドエッジの幅を、旧エバーフィットマットレスよりも広げるとともに、より硬い素材を使用することで、端座位をとるときに安定しやすくなりました。

- 体圧分散性が向上し、床ずれリスクが軽減
- 「ムーブサポートフォーム」の採用で動きやすさが向上
- 「さらフェース」が蒸れを軽減し、床ずれ防止と快適な就寝環境をサポート

背あげ・膝あげへの追従性を向上させるカーブフィットライン

ハードフィット面側のクッション材に直線状のスリットを設けています。またサイドエッジにもカッティングを施しています。マットレスの屈曲性を高めてベッドの動きへの追従性を向上させることで、背あげに伴う圧迫感と姿勢のくずれを抑えます。

厚さ
10cm



ソフトフィット面

体圧分散性と動きやすさを選べるリバーシブル構造

- 体圧分散性に優れたソフトフィット面
- 適度な反発性で動きやすいハードフィット面

消臭加工を施し、臭いの成分を吸着・分解
ソフトフィット面の側地に消臭加工を施し、排泄物・汗・体臭などの臭いの成分を吸着・分解します。

クッション材の分割構造

クッション材は、メンテナンスに配慮した構造でハードフィット面とソフトフィット面に分割できます。

ハードフィット面

通気タイプ



清拭タイプ



素材

マットレス洗浄に対応する
通気・通水カバー

側地: ポリエステル
クッション材: ポリエステル、ポリウレタン

素材

次亜塩素酸ナトリウムによる
清拭消毒に対応する耐薬品性・防水カバー

側地: ポリエステル、ポリウレタン
クッション材: ポリエステル、ポリウレタン

タイプ		品番	幅 × 長さ × 厚さ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
通気	91cm幅	レギュラー	KE-611TQ	910×1910×100mm	00170-001042	04-6200-2			
	83cm幅		KE-613TQ	830×1910×100mm	00170-001044	04-6201-2			
	91cm幅	ミニ	KE-612TQ	910×1800×100mm	00170-001043	04-6204-2			
	83cm幅		KE-614TQ	830×1800×100mm	00170-001045	04-6205-2			
清拭	91cm幅	レギュラー	KE-611SQ	910×1910×100mm	00170-001037	04-6202-2			
	83cm幅		KE-613SQ	830×1910×100mm	00170-001039	04-6203-2			

アルファプラ すくっとRe 通気タイプ

タイカ

マットレス内部の空洞が変形することで、


動きや座位の姿勢をサポートします

厚さ
8cm

● 安定性の高い端部の構造

端座位や立ち上がり時の安定性と介助のしやすさを考え、アクティブエリアは硬めのウレタンフォームを使用しています。

● 高弾力で動きやすさをサポート



αPLA すくっとRe



TS-SKT-ReA1R
[91cm幅 レギュラー]

TAIS	00563-000108
商品番号	04-9020-2

サイズ/幅910×長さ1910×厚さ80mm

TS-SKT-ReA1S
[91cm幅 ショート]

TAIS	00563-000109
商品番号	04-9021-2

サイズ/幅910×長さ1800×厚さ80mm

TS-SKT-ReA3R
[83cm幅 レギュラー]

TAIS	00563-000106
商品番号	04-9022-2

サイズ/幅830×長さ1910×厚さ80mm

TS-SKT-ReA3S
[83cm幅 ショート]

TAIS	00563-000107
商品番号	04-9023-2

サイズ/幅830×長さ1800×厚さ80mm

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

※特殊寝台付属品マットレスは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)


ユービーポイントマットレス

プラッツ

硬さが選べるリバーシブルタイプのウレタンフォームマットレス

厚さ
8cm

UBpoint
PLATZ



通気タイプ



防水タイプ

素材

表面:ポリエステル
内部:ウレタンフォーム

素材

表面:ポリウレタンラミネート・ポリエステル
内部:ウレタンフォーム

タイプ		品番	幅×長さ×厚さ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
通気	90cm幅	レギュラー	PM09-A9008	900×1910×80mm	00631-000464	04-2190-2			
		ショート	PM09-A9008S	900×1820×80mm	00631-000467	04-2191-2			
	83cm幅	レギュラー	PM09-A8308	830×1910×80mm	00631-000468	04-2192-2			
		ショート	PM09-A8308S	830×1820×80mm	00631-000469	04-2193-2			
防水	90cm幅	レギュラー	PD503-A9008	900×1910×80mm	00631-000247	04-2194-2			
		ショート	PD503-A9008S	900×1820×80mm	00631-000253	04-2195-2			
	83cm幅	レギュラー	PD503-A8308	830×1910×80mm	00631-000254	04-2196-2			
		ショート	PD503-A8308S	830×1820×80mm	00631-000255	04-2197-2			

テルサ 防水・清拭消毒タイプ

モルテン

“質感が選べる”


体圧分散式 標準マットレス

厚さ
12cm



●選べる質感
リバーシブルによる選択

やわらかい質感(スリット形状)としっかりした質感(フラット形状)の2つをお選びいただけます。



スリット形状 フラット形状

MTLS1291
[91cm幅 レギュラー]

TAIS 00054-000204
商品番号 **04-9040-2**
サイズ/幅910×長さ1910×厚さ120mm

MTLS1283
[83cm幅 レギュラー]

TAIS 00054-000203
商品番号 **04-9041-2**
サイズ/幅830×長さ1910×厚さ120mm

素材

マット:ウレタンフォーム
カバー:ウレタン合皮(防水・清拭消毒タイプ、制菌加工)

●選べる質感
部分交換による選択

頭部、臀部、足部で異なる質感を選ぶことが出来ます。


月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ソフィア 通気・洗浄タイプ

モルテン

体圧分散性能と耐久性を両立

厚さ
10cm



ウラ面(かため)

オモテ面(やわらかめ/スリット形状)

MHAV1091A [91cm幅 レギュラー]

TAIS 00054-000313
商品番号 **04-9051-2**
サイズ/幅910×長さ1910×厚さ100mm

MHAV1091SA [91cm幅 ショート]

TAIS 00054-000314
商品番号 **04-9052-2**
サイズ/幅910×長さ1800×厚さ100mm

MHAV1083A [83cm幅 レギュラー]

TAIS 00054-000311
商品番号 **04-9053-2**
サイズ/幅830×長さ1910×厚さ100mm

MHAV1083SA [83cm幅 ショート]

TAIS 00054-000312
商品番号 **04-9054-2**
サイズ/幅830×長さ1800×厚さ100mm

素材

マット:ウレタンフォーム インナーメッシュカバー:ポリエステル カバー:ポリエステル

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

リフティ・ピーヴォ

エナジーフロント

シンプルなのに大型リフトに匹敵するコンパクトなクッションリフト

●テコの原理で介助者さまの腰への負担を大幅に軽減

クッションとして常時使用し、起立介助や移乗介助の時に、側面の持ち手を引くことで、腰に負担をかけずに被介助者さまを起立・移乗可能です。その本質は介助者さまと被介助者さまが2人で一つのシーソーを作ることにあります。膝を支点としたテコの原理によって、介助者さまの体重で被介助者さまが自然に持ち上がります。



LIFTY (リフティ)

クッション
綿100%

高さ 30cm
奥行 30cm
座幅 40cm

引張り試験 200kg以上の撥水処理された倉敷帆布

クッションは体圧分散と抗菌性に優れた天然ラテックスフォーム

ズり落ちを防ぐ滑り止めビニールレザー

pi:vo (ピーヴォ)

膝ベルト
綿100% ポリエステル100%

マイクロファイバーでできた肌に優しい特殊な面ファスナーを使用

持ち手は太めにして「パネ指」のリスクを軽減


サイズ		重量	
リフティ(クッション):座幅400×奥行300×高さ300mm、座面厚20mm		リフティ(クッション):約800g	
ピーヴォ(膝ベルト):幅140×横1140mm		ピーヴォ(膝ベルト):約250g	
TAIS	01652-000006	商品番号	04-9060-1
月極	1割	2割	3割

イージーモーション MEMV

モルテン

安全でスムーズな移乗を支援するスライディングボード

独自のブーメラン形状によりベッド側・車いす側ともに接地面積が広く取れ、より安全で安定した移乗ができます。表面は滑りやすくスムーズで楽な移乗ができ、裏面の滑り止めシートによりボードの外れを防ぎます。



●イージーモーションを使った移乗方法(ベッドから車いすへ)



●イージーモーションを使った移乗方法(車いすからベッドへ)



サイズ		重量	
長さ780×幅380×厚さ5mm		1.2kg	
●最大利用者体重 / 130kg			
TAIS	00054-000032	商品番号	04-9070-1
月極	1割	2割	3割

フレックスボード

ラックヘルスケア

アコーディオンのように折りたたみが容易に可能で、フレキシブルな形状が移乗時の姿勢にピッタリフィット。角度のある車いすへの移乗にも使用できます。また、付属のスライディングシートは特殊加工で滑りやすく、持ち上げることなく移動・移乗ができます

■折りたたみ時

サイズ		素材	
幅500×長さ1100mm		ポリエステル・ポリエチレン・ポリエチレンフォーム	
●最大利用者体重 / 160kg			
TAIS	00245-000151	商品番号	04-9080-1
月極	1割	2割	3割

床ずれ防止用具ガイド




床ずれとは、寝たきりなどにより皮膚表面にかかる圧で血流を阻害され、細胞に十分な酸素や栄養が行き届かず、皮膚が赤みを帯びたり、ただれたりするなど皮膚組織が壊死してしまった状態です。床ずれ防止用具は主に体圧分散で床ずれを防止する福祉用具です。

床ずれが発生するメカニズム


① ご利用者さまの皮膚表面に圧(圧迫力・ずれ力)がかかる

マットレスの上で長時間寝たり、ベッドの背上げ、座位姿勢などによりご利用者さまの皮膚表面には圧がかかります。圧とは圧迫力とずれ力を意味します。



② 圧で血管が変形し血液が流れにくくなる

圧迫力やずれ力が人体組織内部に伝わると圧縮・引張・せん断の各応力が生じ、血管が変形して血液が流れにくくなります。



圧により人体組織内部に生じる応力

- 圧縮応力 ……………血管を圧縮するように作用する応力
- 引張応力 ……………血管を引き伸ばすように作用する応力
- せん断応力 ……………血管をはさみ切るように作用する応力

応力とは物体に力が作用すると物体内部に生じる抵抗力を指します。

③ 身体への圧の影響による床ずれ(褥瘡)の発生とQOLの低下

圧の影響で血管が変形し血液が流れにくくなると、痛みやしびれ、苦しさなどの不快で危険な状態に陥ります。このまま一定時間放置すると十分な酸素や栄養が行き届かない状態が続く組織が壊死する褥瘡が発生し、QOL (quality of life=生活の質) の低下をきたします。ベッド上で長時間生活するような、全介助または一部介助が必要な人は身体にかかる圧に対して、寝返りや座り直しなど自分の力で対処することが難しいため、体位変換器や床ずれ防止用具などを活用した安全対策が必要です。

OHスケールによる床ずれ発生リスク判定

4つの危険因子を3段階もしくは2段階で判定し、その合計点数で床ずれ発生リスクの判定を行います。

評価項目	判定			点数	合計点数	床ずれ発生リスク		
	できる: 0点	どちらでもない: 1.5点	できない: 3点					
自力体位変換能力	できる: 0点	どちらでもない: 1.5点	できない: 3点	点	0点	なし		
病的骨突出	なし: 0点	軽度・中等度: 1.5点	高度: 3点	点				
浮腫(むくみ)	なし: 0点	あり: 3点		点			1~3点	軽度
関節拘縮	なし: 0点	あり: 1点		点			4~6点	中等度
					7~10点	高度		

床ずれ発生リスクに基づく用具選定の目安(参考)

OHスケールの床ずれ発生リスクをベースとした床ずれ防止マットレスの選定の目安です。実際には商品によってそれぞれ特性があり、対応するリスクも異なりますのであくまで参考としてお考えください。


床ずれ発生リスク	特殊寝台付属品マットレス		床ずれ防止用具マットレス	
	薄手 (10cm程度)	厚手 (12cm程度)	静止型マットレス	圧切替型 エアマットレス
なし	●	●	●	
軽度		●		●
中等度			●	
高度				●

床ずれ防止用具マットレスの種類とラインナップ

圧切替型エアマットレス …… エアセルへの空気の出し入れによる凹凸の動きを電動で繰り返し、体への部分的な圧力を分散させるマットレスです。一般的に静止型よりも体圧分散性に優れています。

静止型マットレス …………… 広い面積で体を受け止めて体圧を分散させるマットレスです。寝心地にも優れています。また圧切替型と違い、電力を必要としません。

ハイブリッドマットレス ……… ハイブリッドマットレスと圧切替型エアマットレスのそれぞれの特徴を併せ持つマットレスです。



ページ	商品名	商品写真	マットレスの種類	OHスケール 床ずれ発生リスク			
				なし	軽度	中等度	高度
26	モルデン アマンダ		ハイブリッド マットレス		●		●
26	モルデン オスカー		ハイブリッド マットレス		●		●
26	モルデン ステージア		ハイブリッド マットレス		●		●
27	パラマウントベッド こちあ利楽flow		圧切替型 エアマットレス		●		●
27	パラマウントベッド こちあ利楽		圧切替型 エアマットレス		●	●	
27	ケーブ マイクロライメイト ビッグセル アイズ		圧切替型 エアマットレス		●		●
28	ケーブ エアマスター ネクサスR プラス		圧切替型 エアマットレス		●		●
28	タイカ アルファプラ L		静止型マットレス	●		●	
28	タイカ アルファプラ F II		静止型マットレス	●		●	
29	パラマウントベッド エバープラウドマットレス		静止型マットレス	●		●	
29	シーホネンス C-MAX		静止型マットレス	●		●	
29	ケーブ キュオラ		静止型マットレス	●		●	
29	ケーブ ディンプルマットレス		静止型マットレス	●		●	

サービスコード 床ずれ防止用具:171005

アマンダ

モルテン

3D除圧とお知らせ機能でベッドまわりの
安心・安全を追求した高機能エアマットレス

軽度～高度
リスク保有者

ハイ
ブリッド



MAMA91

[91cm幅 レギュラー]

TAIS	00054-000436
商品番号	05-2020-2

サイズ/幅910×長さ1930×厚さ140mm
重量/11kg

MAMA91S

[91cm幅 ショート]

TAIS	00054-000438
商品番号	05-2021-2

サイズ/幅910×長さ1820×厚さ140mm
重量/10.5kg

MAMA83

[83cm幅 レギュラー]

TAIS	00054-000435
商品番号	05-2022-2

サイズ/幅830×長さ1930×厚さ140mm
重量/10kg

MAMA83S

[83cm幅 ショート]

TAIS	00054-000437
商品番号	05-2023-2

サイズ/幅830×長さ1820×厚さ140mm
重量/9.5kg



受信機

有効距離最大50m

材質

マット:マイクロエアセル=ウレタンフィルム
フィッティング層・底着き防止層=高耐久ウレタンフォーム
カバー:ウレタン合皮(制菌加工)

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

- 3D除圧
独自構造のエアセルは、寝心地を損なわず、全方向(たて、よこ、傾き方向)からの除圧により優れた床ずれ対策を実現
- お知らせ機能
マットレスにセンサーを内蔵し、夜間のご利用者さまの起き上がりやベッドからのずれ落ちを感知すると専用のワイヤレス受信機でお知らせ

オスカー

モルテン


さまざまな身体状況のご利用者さまへのケアに最適な特性で対応する、
人の手でを行うような優しい自動体位変換機能を備えた高機能エアマットレス

軽度～高度
リスク保有者

ハイ
ブリッド



● 下肢用 ● 上体用



下肢用・上体用の4つのポジション
ングセルで人の手に近いやさしい体位
変換を行います。除圧効果を高め、ご
利用者さまの安眠を確保し、介護者
さまの負担も軽減できます。



材質 マット:マイクロエアセル=ウレタンフィルム
フィッティング層・底着き防止層=ウレタンフォーム
カバー:ウレタン合皮(防水仕様・制菌加工)

MOSC83 [83cm幅 レギュラー]

TAIS	00054-000137	商品番号	05-2001-2
------	--------------	------	-----------

サイズ/幅830×長さ1930×厚さ170mm 重量/12kg

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

MOSC91 [91cm幅 レギュラー]

TAIS	00054-000137	商品番号	05-2000-2
------	--------------	------	-----------

サイズ/幅910×長さ1930×厚さ170mm 重量/13.5kg

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ステージア

モルテン

体圧分散性能と除圧性能を向上し、さらにエアマットレスの
弱点を対策した高機能エアマットレス

軽度～高度
リスク保有者

ハイ
ブリッド



操作リモコン

● 寝床内の「むれ」対策

室温と同じ乾いた空気を足元側から送って寝床内の湿った空気を換気することで寝床内の「むれ」を対策します。

● 寝床内の「ひえ」対策

エアセルが冷たい外気で冷やされないように、常温(32℃程度)に維持することで、寝床内の「ひえ」を対策します。

材質 マット:マイクロエアセル=ウレタンフィルム
フィッティング層・底着き防止層=ウレタンフォーム
カバー:ウレタン合皮(防水仕様・制菌加工)

MSTA83 [83cm幅 レギュラー]

TAIS	00054-000115	商品番号	05-2011-2
------	--------------	------	-----------

サイズ/幅830×長さ1930×厚さ130mm 重量/10kg

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

MSTA91 [91cm幅 レギュラー]

TAIS	00054-000115	商品番号	05-2010-2
------	--------------	------	-----------

サイズ/幅910×長さ1930×厚さ130mm 重量/11kg

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

※床ずれ防止用具は非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

ここちあ利楽flow 清拭タイプ

パラマウントベッド

非課税

全自動運転の「ここちあ利楽」に自動体位変換機能「スモールフロー機能」が付いてより一層床ずれ防止機能が進化したエアマットレス

軽度～高度
リスク保有者 圧切替型



- 小さな体位変換を繰り返す「スモールフロー機能」を搭載
- 独自の「i-fitting機能」で体重・体形から背あげや離床に自動対応
- 寝位置センサーによる制御で、自動運転中のずれ・転落を予防
- 厚さ17cmの独自構造で、優れた体圧分散性を発揮
- 約10分で空気を充填できる大容量ビルトインポンプを搭載

サイズ & 重量	材質
KE-911S / 幅910×長さ1910×厚さ170mm 12.9kg KE-913S / 幅830×長さ1910×厚さ170mm 12.4kg	側地:ポリエステル・ポリウレタン エアセル:ポリウレタン、チューブ:塩化ビニール ポンプケース:ABS樹脂

電源コードを差し込むだけで、エアマットレスのかたさ調節も体位変換も全自動

スモールフロー機能
(自動体位変換機能)

エアマットレス下部にある4つのスモールフローセルが順番に膨張・収縮を繰り返して繰り返すことで、ご利用者さまに不快感を与えず、姿勢反射による拘縮防止をサポートします。

バックサポート機能
(背上げ時の姿勢保持)

ベッドの背角度が約30°以上になると、4つのスモールフローセルが同時に膨らみ、背あげたときの姿勢保持をサポートします。

自動しっかり機能
(離床や端座り時の安全センサー)


ご利用者さまの起き上がりやマットレス端部への寝返り、端座りを検知し、マットレス全体の内圧を自動で上げてかたくなります。膨らんでいた4つのスモールフローセルは自動で縮みます。

ここちあ利楽 清拭タイプ

パラマウントベッド

電源コードを差し込むだけで床ずれ防止機能がスタートする操作不要の全自動マットレスで体圧分散性と寝心地の良さを両立

軽度～中等度
リスク保有者 圧切替型



- かたさ自動運転機能 i-fitting が電源を入れるだけで体重を検知して自動でかたさを設定
- タッチ式ボタンを採用した操作パネルでかたさの手動設定も可能
- 大容量ターボポンプをマットレス内に収納。エア注入は約10分で実現
- 万一の災害に備えた停電対応機能

サイズ & 重量	材質
KE-971S / 幅910×長さ1910×厚さ130mm 10kg KE-972S / 幅910×長さ1800×厚さ130mm 9.8kg KE-973S / 幅830×長さ1910×厚さ130mm 9.6kg	側地:ポリエステル・ポリウレタン エアセル:ポリウレタン、チューブ:塩化ビニール ポンプケース:ABS樹脂

ベッドリンクケーブルE KE-97CQ パラマウントベッド

「ここちあ利楽flow」「ここちあ利楽」の両方に適合。当ケーブルを利用するとマットレスの電源コードが不要になり、自動調圧機能にE-ストレッチ、背抜き機能が追加されます。長さは2.5m、重量0.1kg

適合ベッドはパラマウントベッド社の楽匠プラス、楽匠Z、楽匠フィーズです。楽匠Zとフィーズに関しては手元スイッチが画像右の表示パネル採用機種のみに対応で、初期型の液晶画面のものは適合しませんのでご注意ください。



商品名	幅	サイズ	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
ここちあ利楽flow 清拭タイプ	91cm幅	レギュラー	KE-911S	00170-001351	05-6030-0				
	83cm幅	レギュラー	KE-913S	00170-001353	05-6031-0				
ここちあ利楽 清拭タイプ	91cm幅	レギュラー	KE-971S	00170-001065	05-6000-2				
	91cm幅	ミニ	KE-972S	00170-001066	05-6001-2				
	83cm幅	レギュラー	KE-973S	00170-001067	05-6002-2				
ベッドリンクケーブルE	—	—	KE-97CQ	00170-001073	00-2010-1				

マイクロクライメイト ビッグセル アイズ ケープ

新たな床ずれ発生リスク「マイクロクライメイト」に対応角度、時間管理アシスト機能搭載

軽度～高度
リスク保有者 圧切替型



● 背上げ角度と経過時間をデジタル表示

背上げ角度表示は、セミファウラー位の15°から5°刻みで液晶画面に表示。背上げの経過時間も表示されるので、経管栄養等のケアの時間管理にも使えます。




材質 エアセル:ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)
ヘッドアップセンサー:換気ユニット:ABS樹脂
ベースシート:側面ナイロンオックス、下面ポリエステルメッシュ(滑り止め布付き)

● 床ずれ発生リスク「Microclimate」の看護ケアをサポートする

Microclimate(皮膚局所の温度・湿度)に対応する新機能「ファンモーター」を搭載。ファンモーターは、エアマットレス内に効果的な空気の流れを作り出し、24時間、皮膚局所の温度と湿度の状態をより快適に保つことを実現。

● 定期的な圧切替で床ずれ防止

マットレス内蔵センサにより、どの角度でも5分間隔で3連圧切替を行い、局所の圧迫とずれ力の解放を定期的に行います。



CR-753 [90cm幅 レギュラー]

TAIS	00206-000141	商品番号	05-3040-2
サイズ	幅900×長さ1920×厚さ150mm 重量/マット:6.8kg、ポンプ:2.9kg		
月極	1割	2割	3割

CR-750 [84cm幅 レギュラー]

TAIS	00206-000140	商品番号	05-3041-2
サイズ	幅840×長さ1920×厚さ150mm 重量/マット:6.5kg、ポンプ:2.9kg		
月極	1割	2割	3割

※床ずれ防止用具は非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。
※ベッドリンクケーブルEは、非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合も課税対象です。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊寝台・付属品 P2-23
床ずれ防止用具 P24-29
体位変換器 P30-31
歩行補助杖 P32-33
歩行器 P34-41
手すり P42-53
車いす・付属品 P54-75
スロープ P76-79
移動用リフト P80-86
自動排泄処理装置 P87
徘徊感知機器 P88-91

サービスコード 床ずれ防止用具:171005

エアマスター ネクサスR プラス ケープ

ワンタッチで使用できる
“かんたんモード”を搭載

軽度～高度
リスク保有者

圧
切替型



温度調整コントローラー



体重設定機能
かんたんモード ムレ対策機能 クイックハードモード



材質 エアセル:ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)
ベースマット:プレスエア(制菌)
ベースシート:ナイロンオックス・ポリエステルメッシュ(滑り止め布付き)
ヘッドアップセンサー:ABS樹脂

CR-673 [90cm幅 レギュラー]

TAIS	00206-000089	商品番号	05-3010-2
サイズ/幅900×長さ1910×厚さ120mm 重量/マット:10.1kg、ポンプ:3.5kg			
月極	1割	2割	3割

CR-677 [90cm幅 ショート]

TAIS	00206-000091	商品番号	05-3011-2
サイズ/幅900×長さ1800×厚さ120mm 重量/マット:9.5kg、ポンプ:3.5kg			
月極	1割	2割	3割

CR-671 [84cm幅 レギュラー]


TAIS	00206-000088	商品番号	05-3012-2
サイズ/幅840×長さ1910×厚さ120mm 重量/マット:9.6kg、ポンプ:3.5kg			
月極	1割	2割	3割

アルファプラ L [撥水・防水タイプ] タイカ

ベッド上で動ける方の床ずれ予防を対象にして、弾力のある素材で、体圧分散と動きやすさのバランスに注力して作ったマットレスです

リスクなし～中等度
リスク保有者

静止型



高弾性無膜ウレタンフォーム(柔)

高弾性無膜ウレタンフォーム(硬)

材質 カバー表地:ポリエステル 裏地:ポリウレタン
中身:ポリウレタンフォーム/シリコーンゲル



MB-LW1R [91cm幅 レギュラー]

TAIS	00563-000103	商品番号	05-1020-2
サイズ/幅910×長さ1950×厚さ100mm 重量/7.6kg			
月極	1割	2割	3割

MB-LW1S [91cm幅 ショート]

TAIS	00563-000104	商品番号	05-1021-2
サイズ/幅910×長さ1810×厚さ100mm 重量/7.1kg			
月極	1割	2割	3割

MB-LW3R [83cm幅 レギュラー]


TAIS	00563-000101	商品番号	05-1022-2
サイズ/幅830×長さ1950×厚さ100mm 重量/6.9kg			
月極	1割	2割	3割

アルファプラ FII [撥水・防水タイプ] タイカ

従来品の体圧分散性・快適性・安定性は保ちつつ
自分で動く意欲を支え、寝返りをサポートする新たな機能を追加

リスクなし～中等度
リスク保有者

静止型



高弾性無膜ウレタンフォーム(柔)

高弾性無膜ウレタンフォーム

ウレタンフォーム(柔)

高弾性無膜ウレタンフォーム(硬)

床ずれ防止と快適な睡眠。
そして、できる限り自分の力でがんばりたい。
【寝返りサポートマットレス】

材質 カバー表地:ポリエステル 裏地:ポリウレタン
中身:ポリウレタンフォーム/シリコーンゲル



MB-FIIW1R [91cm幅 レギュラー]

TAIS	00563-000129	商品番号	05-1040-2
サイズ/幅910×長さ1950×厚さ130mm 重量/9.0kg			
月極	1割	2割	3割

MB-FIIW1S [91cm幅 ショート]

TAIS	00563-000130	商品番号	05-1041-2
サイズ/幅910×長さ1810×厚さ130mm 重量/8.5kg			
月極	1割	2割	3割

MB-FIIW3R [83cm幅 レギュラー]

TAIS	00563-000126	商品番号	05-1042-2
サイズ/幅830×長さ1950×厚さ130mm 重量/8.3kg			
月極	1割	2割	3割

*床ずれ防止用具は非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

エバークラウドマットレス （通気タイプ）

パラマウントベッド

静止型で最高クラスの体圧分散性と
ずれ軽減機能で床ずれ防止をサポートするリバーシブルマットレス

リスクなし～中等度
リスク保有者 **静止型**



5層のウレタンフォームが
優れた体圧分散性を実現

KE-621TQ [91cm幅 レギュラー]

TAIS	00170-000962
商品番号	05-6020-2
サイズ/幅910×長さ1910×厚さ130mm	
重量/10kg	

KE-622TQ [91cm幅 ミニ]

TAIS	00170-000963
商品番号	05-6021-2
サイズ/幅910×長さ1800×厚さ130mm	
重量/9.5kg	

KE-623TQ [83cm幅 レギュラー]

TAIS	00170-000964
商品番号	05-6022-2
サイズ/幅830×長さ1910×厚さ130mm	
重量/9kg	

KE-624TQ [83cm幅 ミニ]

TAIS	00170-000965
商品番号	05-6023-2
サイズ/幅830×長さ1800×厚さ130mm	
重量/8.5kg	


月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

C-MAX （防水）

シーホネンス

体が沈みこまず、動きを阻害しない
体圧分散性[高]+リハビリを促進します

リスクなし～中等度
リスク保有者 **静止型**



SA-2033L [90cm幅 レギュラー]

TAIS	00167-000194	商品番号	05-4000-2
サイズ/幅900×長さ1910×厚さ120mm	重量/7.6kg		
月極	1割	2割	3割

キュオラ （通気タイプ）

ケーブ

抜群の通気性、動きやすい安定性、優れた体圧分散、療養者さまの
QOLを高めるウレタンフォームマットレス

リスクなし～中等度
リスク保有者 **静止型**



材質 1層目:超通気高弾性ウレタンフォーム(特殊ディンプル加工+スリット複合形状)
2層目:プレスエアー®(制御)
3層目:超通気高弾性ウレタンフォームインナーカバー:ポリエステルメッシュ

CR-591 [90cm幅 レギュラー]

TAIS	00206-000077	商品番号	05-3020-2
サイズ/幅900×長さ1910×厚さ100mm	重量/7.0kg		
月極	1割	2割	3割

CR-590 [83cm幅 レギュラー]

TAIS	00206-000077	商品番号	05-3021-2
サイズ/幅830×長さ1910×厚さ100mm	重量/6.5kg		
月極	1割	2割	3割

ディンプルマットレス （防水）

ケーブ

身体への押し戻しが少ないディンプル形状。
寝心地がよく、体位変換しやすい反力軽減マットレス

リスクなし～中等度
リスク保有者 **静止型**

- 局所を部分的に圧力解放するディンプル+スリット形状
- 理想的な寝姿勢を保持する体重バランス構造
- 離床・端座位が安定するアクティブフレーム構造
- Ag+銀制御、防炎加工を施した安心のカバー素材



ウレタン特有の反力を軽減
圧縮時に変形

局所(かかと)を部分的に圧力解放部位に応じてディンプルの深さが異なり、良い寝姿勢を実現



材質 中身:ラバータッチウレタンフォーム・高硬度ウレタンフォーム
カバー:ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・防炎・銀制御加工)

CR-541 [90cm幅 レギュラー]

TAIS	00206-000070	商品番号	05-3030-2
サイズ/幅900×長さ1910×厚さ120mm	重量/6.6kg		
月極	1割	2割	3割

CR-540 [83cm幅 レギュラー]


TAIS	00206-000070	商品番号	05-3031-2
サイズ/幅830×長さ1910×厚さ120mm	重量/6.0kg		
月極	1割	2割	3割

※床ずれ防止用具は非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(**非課税** 商品を除く)

体位変換器

体位変換器とは「空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く」と介護保険制度で定めています。この原理を応用したり、身体と床面の摩擦抵抗を少なくしたりすることで、寝返りなどの姿勢変換の介助を容易にします。動力により周期的な体位変換を促す商品もあります。



サービスコード 体位変換器:171006

スモールチェンジ ラグーナ ケープ

非課税

15分毎に小さな体位変換を自動で繰り返す「スモールチェンジ機能」搭載



自動で小さな体位変換を繰り返す



SMALL CHANGE LAGUNA

■スモールチェンジで床ずれ防止

右上半身、左骨盤を持ち上げる

左上半身、右骨盤を持ち上げる




小さな体位変換を15分毎に自動で行う


スモールチェンジは、骨盤を中心に対角線状の小さな体位変換を約15分毎に自動で行う機能で、床ずれを防ぎます。上半身と下半身を大きく左右いずれかの方向に傾け、長い時間保持する従来の方法とは異なります。

■ハイブリッド構造でムレを防止


圧切替×スモールチェンジ×ムレ対策素材が、マットレス内の熱や湿気を排気します。



エアセルが5分毎に膨張収縮



スモールチェンジの動きが熱・湿気を逃がす



ムレ対策素材

エアセルの圧切替

独立したエアセルが膨張収縮を繰り返す、5分毎に身体との接触面が切り替わります。これにより常時肌とマットレスが密着せず、不快なムレを軽減します。

スモールチェンジ機能

スモールチェンジの動きにより、身体とマットレスの接触面やマットレス内部にこもった熱や湿気を逃がします。

優れた防水性を保ちながら、熱と熱気のみを透過する透湿・防水カバーや三次元スプリング構造体プレスエアやメッシュカバーなどムレ対策素材を使用しています。



従来の負担

従来のケアの場合

- 従来の機械的な体位変換は身体がずれて危険
- 大きな体位変換により、睡眠が妨げられる
- 体力面や精神面など、介護者さまの負担が大きい



スモールチェンジ「ラグーナ」の場合

- 体位変換時の動きが小さく、安心かつ安全
- 小さな体位変換により、睡眠を妨げない
- 体力面や精神面など、介護者さまの負担を軽減

ラグーナで軽減

療養者の快眠を守り、介護者さまの負担を減らします。

自動ヘッドアップ

マットレスに内蔵したセンサがヘッドアップ角度を検知。角度に応じて、マットレスのやわらかさと動きを最適な状態に自動調整します。



安全機能
30°を超えるとスモールチェンジが自動オフ

4段階のやわらかさ調整

全てのベッドに適合

底つき防止 エアセルが体重をしっかり支え、底つきのリスクを防ぎます。

材質

マットレスカバー:ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)

サイズ

エアポンプ:幅365×高さ246×奥行87mm(ポンプフック装着時/幅365×高さ276×奥行157mm)

重量

エアポンプ:3.4kg

タイプ	品番	マットレス サイズ&重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
900	CR-703	幅900×長さ1920×厚さ135mm/8.6kg	00206-000103	06-2000-0				
900/SHORT	CR-707	幅900×長さ1800×厚さ135mm/8.2kg	00206-000105	06-2001-0				
840	CR-700	幅840×長さ1920×厚さ135mm/8.2kg	00206-000102	06-2002-0				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

トレイジー スライドシート

東レ

わずかな力で体位変換・移動が楽にできる！
 介護する方・される方の負担を軽減する
 快適スライドシート！
 東レ独自の3層構造による
 抜群のスライド性！



滑りのよいナイロン生地を3重にした、
 東レ独自の3層構造により、
 抜群のスライド性を実現。

上下左右、回転等、さまざまな体位変換や移動を
 わずかな力で楽に行えます。
 軽くて薄く、制菌加工で清潔&快適！

サイズ
シート地:幅750×長さ1200mm 収納袋:幅290×長さ195mm
素材
シート地:ナイロン100% (制菌加工 マックスベック®使用) 収納袋:ポリエステル100%


TAIS	00947-000001	商品番号	06-9000-1
月極	1割	2割	3割

セロリ

モルテン

高耐久・快適性・衛生的 体位変換器

Aタイプ



Bタイプ



- 持ち手を引っ張るだけの動作で、力を必要とせず簡単に体位変換ができます。
- 体位変換した姿勢をそのまま保持することもできます。特に30°側臥位に適した形状で、安楽な姿勢を保持できます。



材質
クッションピース:オレフィン系エラストマー アウターカバー:綿ポリエステル インナーメッシュカバー:ポリエステル

MTYA (Aタイプ)

サイズ/680×320mm 重量/2.4kg

TAIS	00054-000112	商品番号	06-9010-1
月極	1割	2割	3割

MTYB (Bタイプ)


サイズ/1410×230mm 重量/3.1kg

TAIS	00054-000113	商品番号	06-9011-1
月極	1割	2割	3割

ナーセントパット (3ピース)

アイ・ソネックス

シンプルだから使いやすい、
 体位変換・ポジショニングの定番品



- 自由自在に組み合わせて最適な体位に
- 型くずれしにくい三角形の高密度特殊ウレタン
- ずれにくく通気性バツグンのカバー



大ピース	小ピース
サイズ	サイズ
幅400×奥行400×高さ100mm	幅400×奥行200×高さ100mm
重量	材質
1セット1.8kg	高密度ウレタン

TAIS	00149-000012	商品番号	06-9020-1
月極	1割	2割	3割

税込価格で表記しています (非課税 商品を除く)

歩行補助杖ガイド

歩行補助杖は、補助があれば歩ける人のための道具です。立位バランスを補い、歩行を安定させます。また体重を支持してバランスを崩したときの支えになります。しかし、杖一本ですべてを解決することはできません。転倒のリスクは常に配慮し、体調や場所にあわせて他の用具と使い分けることも必要です。



多点杖

多点杖は多脚杖とも呼ばれ、杖の脚が三本以上あるものを指します。手を離しても杖が倒れず、体重をかけても安定します。現在市販されているものは四本ものが多く、それらは四点杖ともいいます。平らな面に対して垂直に降ろすように使用するので斜めに突くような場合には適しません。ただし、なかには脚部が可動し角度をつけて接地する杖もあります。



松葉杖

松葉杖は、腋当てが付きその下にグリップがある杖です。腋当てに腋の下を当てず腋で挟むようにしてグリップに体重をかけて使用します。腋の下に体重をかけない理由は、腋の下には血管や神経があるので、腋当てにもたれると神経を圧迫したり、血行が悪くなることにより、手のしびれなどが生じてしまうからです。基本的に2本1組で使用します。



サイドケイン(サイドウォーカー)

サイドケインは脚が四本あり、さらに接地面が広いため安定性に優れていますが、幅や重さがありますので片手で持ち歩くには腕に力が必要です。四点杖よりも安定感がほしい場合に使用し、片手で持って前方に突きながら歩きます。ベッドや椅子、トイレからの立ち上がりの支えとして使用することもできます。



ロフstrand杖

ロフstrand杖はロフstrandクラッチとも呼ばれ、1本の脚と体重を支えるグリップ、カフと呼ばれる腕のサポート機構を備えた片手用の杖です。握力が弱く力が不十分な場合や腱鞘炎などで手首が痛む場合にも使用されます。体重が分散しやすく、杖を片側に突いて歩くと障害のある患側にかかる体重は概ね2/3となります。

サービスコード 歩行補助杖:171010

カーボン四点式フラットグリップ

島製作所

グリップ部が手のひらに馴染む素材・形状
軽量型で使いやすいカーボン製です。

非課税

アルミ製四点杖 MRA-01613

ミキ

軽量タイプながら体重をかけても倒れないため
安定した使い心地です

非課税

サイズ
全長:665~895mm(10段階調整)
幅:140mm
直径:185mm

重量
約490g

材質
本体・ベース:カーボン
グリップカバー:TPE
ゴムキャップ:TPR

TAIS 00576-000045
商品番号 10-2020-0



- 握り心地を良くするクッションと着脱可能な樹脂製のグリップカバー
- 幅広いグリップ形状で手のひらの痛みを軽減します



色柄
ローズウッド




サイズ
全長:約720~950mm
(25mmピッチ 10段階)
外パイプ径:22mm
内パイプ径:19mm
脚:約140×210mm
脚部パイプ径:13mm

重量
約750g

材質
フレーム:アルミ
脚部:スチール

カラー:ライトブラウン

TAIS 00122-000313
商品番号 10-9030-0



月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

カーボン四点可動式スモールタイプ

島製作所

四点で路面をしっかり捉え、手を放しても自立します
支柱が前後に可動するため坂道も接地が容易です

非課税

サイズ

全長:約625~880mm
(11段階調整)
幅:100mm
直径:170mm

重量

約440g

材質

本体:カーボン
グリップ:カーボン
ベース:ナイロン樹脂
ゴムキャップ:TPR
グリップカバー:TPE

色柄



かすみ草



TAIS	00576-000033
商品番号	10-2010-0

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

四点可動式オン・オフさん

島製作所

使用に応じて前後各15度の可動と、固定の切り替えが可能な四点杖
カーボン製で軽量、持ち心地の良いクッションとグリップカバーで、
長時間の使用も楽に扱うことが可能です

非課税

サイズ

全長:約635~890mm
(11段階調整)
幅:100mm
直径:150mm

重量

約430g

材質

本体・グリップ:カーボン
ベース:ナイロン樹脂
ゴムキャップ:TPR
グリップカバー:TPE

色柄



桜エンジ ストライプB

TAIS	00576-000043
商品番号	10-2000-0

TAIS	00576-000043
商品番号	10-2001-0



月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ケアリングスーパー多点杖

ケアリング

硬さの違う2種類の杖先ゴムが足の裏と同じ重心
移動を生み出し、高い推進力と安定性を実現

非課税

サイズ

全長:650~875mm(10段階調整)
グリップ:130mm

重量

約490g

材質

本体:アルミ合金
グリップ:プラスチック樹脂
石突:アルミ合金
杖先:合成ゴム

カラー:カーボン色

TAIS	01765-000005
商品番号	10-9000-0



月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ロフトランドクラッチ TY131

日進医療器

体格の大きい方に最適

非課税

サイズ

握り手~上部:215~290mm
握り手~下部:745~995mm
(ピッチ25mm)
支柱:25/22(φ)mm

重量

約720g

材質

カフ:スチール製
塩ビコーティング仕上げ
支柱:アルミニウム合金製

カラー:ブロンズ

TAIS	00175-000369
商品番号	10-9050-0



月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

合わせてパッチンPAT.P(2本1組) TY156M

日進医療器

ワンタッチで簡単に握りの高さ調節が可能なアルミ合金製松葉杖

非課税

- 従来品のように握りが回転せず、脇あて・握りともに汗等で滑りにくい素材です。
- ふれ止めナット付で歩行中のガタツキを防ぎます。

サイズ

全長1090~1290mm
【ピッチ25mm】
脇あて~握り327~477mm
【ピッチ37.5mm】

重量

約910g

材質

側弓・伸縮棒:アルミニウム合金製・アルマイト仕上げ
脇あて・握り部:エラストマー

TAIS	00175-000366
商品番号	10-9010-0



月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

アルミサイドウォーカー NZW-153

日進医療器

立ち上がり動作及び歩行の補助に

非課税

サイズ

幅450×奥行380mm
高さ740~870mm

重量

約1.7kg

材質

本体:アルミ(一部スチール)

TAIS	00175-000243
商品番号	10-9040-0



月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

税込価格で表記しています(非課税商品を除く)

特殊登台・付属品
P2-23
床ずれ防止用具
P24-29
体位変換器
P30-31
歩行補助杖
P32-33
歩行器
P34-41
手すり
P42-53
車いす・付属品
P54-75
スロープ
P76-79
移動用リフト
P80-86
自動排泄処理装置
P87
徘徊感知機器
P88-91

歩行器ガイド



歩行器は四脚のフレーム構造で、足腰の筋力が低下して自立歩行が困難な方が体重を支えながら移動するための福祉用具です。歩行補助杖よりも支持性が求められる際に使用されます。道具を利用して安全に歩行するためには、ご利用者さまの体力や身体機能に適したものを選ぶことが大切です。

歩行器



持ち上げ型歩行器

歩行方法は、両手で歩行器を持ち上げ前に置き、グリップに体重を支えてから患側・健側の順で足を出す三動作歩行で、比較的動作学習がしやすい歩行方法です。折りたためない固定型歩行器と折りたたみができる折りたたみ型歩行器があります。また二段式のグリップで椅子やトイレからの離着席をサポートできる機種もあります。基本的に室内用です。



キャスター付き歩行器

前脚のみ、あるいは四脚(※)にキャスターが付いたものです。いずれもキャスターを滑らせて使用しますが、体重をかけるとストッパーが作用して固定されます。歩行器を前に振り出す時、上肢や体幹の筋力が弱くて歩行器を持ち上げるのが困難な方に向いています。基本的に室内用です。

※現在、四輪キャスタータイプはお取り扱いがありません

交互型歩行器 (現在お取り扱いがありません)

左右のフレームが個々に動かせるので、歩く時には左右交互に動かし、右側の歩行器・左足・左側の歩行器・右足の4回の動作の歩行となります。この歩行動作の方が固定型に比べて難しい動作です。比較的、四肢の筋力低下の方に向いています。基本的に室内用です。

歩行車



四輪歩行車

多くの機種において前輪は360度回転する自在輪、後輪は固定輪で、軽く押しながら歩行することが可能です。ハンドグリップには手動ブレーキが付いているのでブレーキをかけながらスピードを調節することができます。また、より安定した歩行が可能な、肘を置いて前方で操作する前腕支持型歩行車もあります。疲れたら座ることができる座面が付いているものもあります。多くの機種が屋内外で使用できます。



馬蹄型歩行車

多くの機種において車輪はすべて360度回転する自在輪か、あるいは設定によって自在輪です。フレーム上部のU字形のパッドで前腕部を支持しながら歩行をサポートします。足腰が弱った方の歩行訓練やリハビリ用としても使用されています。前腕支持型歩行器とも呼ばれます。基本的に室内用です。

シルバーカーと歩行車との違い


介護保険対象外のシルバーカーは、介護保険対象である歩行器(歩行車)と一見よく似た商品ジャンルですが、両者には明確な違いがあります。シルバーカーは歩行器のように歩行困難な人が使う用具ではなく、自立歩行が可能な人が買い物などの際の荷物の運搬や比較的長距離を歩く際の休憩に用いるための用具です。歩行器のように支持面の中に身体を入れるような構造になっていないためにグリップへの体重の負荷が不十分で歩行を安定させるための支持力を有していません。

セーフティーアームウォーカー Lタイプ イーストアイ

非課税

折りたたみができ、収納・持ち運びに便利です

屋内用



材質/アルミ (一部スチール) ●最大使用者体重/100kg

SAWLHR ハイ

TAIS	00465-000100	商品番号	09-1000-0
サイズ/幅645×奥行570×高さ885~985mm 重量/4.0kg			
月極	1割	2割	3割

SAWLHR スタンダード

TAIS	00465-000017	商品番号	09-1001-0
サイズ/幅630×奥行570×高さ795~895mm 重量/3.8kg			
月極	1割	2割	3割

SAWLHR ミニ

TAIS	00465-000054	商品番号	09-1002-0
サイズ/幅610×奥行550×高さ720~820mm 重量/3.7kg			
月極	1割	2割	3割

スライドフィット H-0188

ユーバ産業

体格や室内に合った大きさで利用可能な
固定式幅伸縮歩行器

非課税

屋内用



サイズ	
幅510~610(520)×奥行480~510(130)×高さ650~830(660)mm ※()内は折りたたみ時	
重量	材質
2.4kg	アルミ合金
●幅調整/4段階 ●高さ調節/8段階 ●最大使用者体重/100kg	
TAIS	01096-000005
商品番号	09-1010-0

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

スライドフィット HT-0188 (ハイトタイプ)

ユーバ産業

ハイトタイプの固定式幅伸縮歩行器
180cm以上の身長の高い方へ

非課税

屋内用



サイズ	
幅545~615(560)×奥行500~540(120)×高さ780~955(785)mm ※()内は折りたたみ時	
重量	材質
2.6kg	アルミ合金
●幅調整/4段階 ●高さ調節/8段階 ●最大使用者体重/100kg	
TAIS	01096-000062
商品番号	09-1020-0

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

折りたたみ式 立ち上がり歩行器 C2021W

アクションジャパン 旧名称:固定型歩行器(2段ハンドル)

椅子やトイレからの離着席を上下2段の
ハンドルがしっかりサポート

非課税

屋内用



<input type="checkbox"/> ハンドル高さ調節可能 (上段・下段)	
<input type="checkbox"/> ワンタッチ折りたたみ式	
サイズ	
幅580×奥行490(120) ×高さ780~910mm 下段グリップ高さ:560~690mm ※()内は折りたたみ時	
重量	材質
2.8kg	アルミ・スチール グリップ:PVCラバー
●高さ調節/6段階 ●最大使用者体重/100kg	
TAIS	00428-000021
商品番号	09-1030-0

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

Rec01 コンパクト

イーアス

1台に3役の使い方ができる座面付固定型歩行器
歩行をする・腰を掛ける・立ち上がる

非課税

屋内用



サイズ	
幅480×高さ850×奥行440(170)mm 座面:幅320×奥行190mm 座面高さ:350~500mm グリップ高さ:700~850mm ※()内は折りたたみ時	
重量	材質
2.5kg	パイプ:アルミニウム合金 ステンレス グリップ:エラストマー樹脂
●最大使用者体重/100kg ●座面部耐荷重/100kg以下	
TAIS	01600-000002
商品番号	09-1040-0

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

サービスコード 歩行器:171009

アルコーSK型

星光医療器製作所

非課税

高性能コンパクト歩行車

4輪自在

屋内用



79
106
cm

53cm

57.5cm



高さ調整機能

グリップ



抵抗器機能

ガードバンパー

サイズ

幅530×奥行575×高さ790~1060mm
キャスター径:φ100mm

重量

12kg

材質

スチール

●最大使用者体重/80kg

TAIS 00125-000040

商品番号 09-4010-0

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

アルコーSK型mini

星光医療器製作所

非課税

アルコーSK型よりさらにコンパクトになった
在宅向け歩行車

4輪自在

屋内用



75
102
cm

50cm

51.5cm



歩行器速度の調節が
行える抵抗器付き。

家具や壁などを
傷つけにくいガード
バンパー付き。

サイズ

全幅500×奥行515×高さ750~1020mm
キャスター径:φ100mm

重量

約11.8kg

材質

スチール

●最大使用者体重/80kg

TAIS 00125-000087

商品番号 09-4020-0

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

アルコー3型中

星光医療器製作所

非課税

病院・施設等の普及型歩行器
杖・固定型歩行器等での歩行の不安な方に

4輪自在

屋内用



82
109
cm

52cm

77.5cm

サイズ

幅520×奥行775×高さ820~1090mm

重量

11.2kg

材質

スチール

●最大使用者体重/80kg

TAIS 00125-000008

商品番号 09-4030-0

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

アルコー1S型

星光医療器製作所

非課税

コンパクトタイプで安心設計

4輪自在

屋内用



87.5
107.5
cm

51.5cm

57cm



- 幅780mmの廊下で
方向転換が可能
- 折り畳み可能で
収納に便利

サイズ

幅515×奥行570×高さ875~1075mm

重量

12.4kg

材質

スチール

●最大使用者体重/80kg

TAIS 00125-000011

商品番号 09-4040-0

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

トレウォークスリム

日進医療器

非課税

高さ調整がワンタッチレバー式で手間いらず
ストッパーハンドル付きの手軽に扱える歩行車です

4輪自在可

屋内用



85
105
cm
(無段階)

55cm

62cm

- ワンタッチの高さ調整に
立ち上がりを安全に行う為の
ストッパー機能付き



サイズ

幅550×奥行620×高さ850~1050mm
前輪φ6インチ
後輪100mm 固定・回旋切替式(工具必要)

重量

12.1kg

材質

スチール

●最大使用者体重/75kg

TAIS 00175-000283

商品番号 09-4000-0

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

レッツゴー

竹虎

洗練されたデザインの
室内専用歩行車

屋内用



84
91.5
cm
(4段階)

54cm

60cm

- 室内での移動に適した
シンプル&スタイリッシュなデザイン
- 便利なトレイ、バスケット付き
- ブレーキレバーを押し下げると
パーキングブレーキがかかります
- 安全を重視したSGマーク付き
- ハンドル高さ調節可能(4段階)

サイズ

幅540×奥行600×高さ840~915mm
キャスター径:φ150mm 折りたたみ時:幅220mm

重量

7.0kg

材質

本体フレーム:アルミニウム・スチール
トレイ:ポリプロピレン
ハンドルグリップ:スポンジタイプ

●最大使用者体重/80kg

カラー:レッド

TAIS 00110-000098

商品番号 09-4060-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)


リトルターン 抑速付

アロン化成

歩行速度に応じて抑速ブレーキが作動して転倒を防止
 狭い空間でも扱いやすいコンパクト設計



●抑速ブレーキタイプの特徴



坂道では自動的に抑速ブレーキが作動して加速を抑えるので安心して歩行可能

急加速時に抑速ブレーキが作動して転倒を防止



抑速ブレーキの力は3段階に調節可能

サイズ	材質
幅500×奥行650×高さ740~860mm 折りたたみ時: 幅280mm 座面高:470mm	フレーム:アルミニウム ハンドルグリップ:エラストマー
重量	TAIS 00221-000548
約8.5kg	商品番号 09-4070-1
月極	1割 2割 3割

リトルターン ハイタイプ

アロン化成

コンパクトで小回りの良い歩行車
 外出時に歩行補助が必要な方に



屋内外向き

コンパル NCR-8A-MA

ナブテスコ

非課税 在庫品限り

抑速ブレーキ付歩行車

急加速時のみ自動的に減速して「転倒防止!」



屋内外向き



サイズ	重量
幅540×奥行705×高さ780~1000mm	8.9kg
●最大使用者体重/100kg	
TAIS	00025-000022
商品番号	09-4090-0
月極	1割 2割 3割

コンパル リハモ NCR-8A-TA

ナブテスコ

非課税 在庫品限り

抑速ブレーキ付前腕支持型歩行車
 歩行が安定しにくい方に

屋内外向き



- 進みすぎを防止する3段階の“抑速ブレーキ”搭載
- 握りやすさを追求したアーチ型ハンドルとブレーキレバー
- 頼れる安心の大型パッド
- 保管に便利な自立式前後折畳み方式

サイズ	
幅545×奥行650×高さ820~1100mm 座面高:475mm、キャスター径:φ8インチ	
重量	10.9kg
材質	フレーム:アルミ
●最大使用者体重/100kg	
TAIS	00025-000024
商品番号	09-4100-0
月極	1割 2割 3割

リハモ NR-8A-TA

ナブテスコ

非課税 在庫品限り

抑速ブレーキ付のコンパルリハモに
 通常車輪タイプがラインナップ

屋内外向き



- 安心の大型パッドを採用。操作しやすいハンドブレーキと駐車ブレーキ一体型
- 大容量で前後どちらからでもアプローチ可能な収納バッグ
- これまでにない幅広い高さ調整を実現

サイズ	重量	材質
幅540×奥行650×高さ820~1100mm 座面高:475mm、キャスター径:φ8インチ	9.4kg	フレーム:アルミ
●最大使用者体重/100kg		
TAIS	00025-000025	
商品番号	09-4110-0	
月極	1割 2割 3割	

サービスコード 歩行器:171009

ハッピーIIトール

竹虎

シンプルで安全性に優れたハッピーIINBに
高さをプラスし、身長の高い方も使用できる歩行車

屋内外
向き



- 安全性を重視したSGマーク付き
- ハンドル高さ調節可能(7段階)

サイズ
幅585×奥行655×高さ780~920mm(7段階)
座面高:500、座面:305×305mm
キャスター径:φ190mm
折りたたみ時幅:445mm

重量
8.0kg

材質
本体フレーム:アルミニウム
座面:PVC

- 最大使用者体重/100kg

TAIS 00110-000127
商品番号 09-4330-1

カラー:ダークグレーメタリック

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ハッピーミニトール

竹虎

軽量・コンパクトタイプのハッピーミニに
高さをプラスし、身長の高い方も使用できる歩行車

屋内外
向き



- 安全性を重視したSGマーク付き
- ハンドル高さ調節可能(7段階)

サイズ
幅535×奥行595×高さ700~840mm(7段階)
座面高:430、座面:280×280mm
キャスター径:φ180mm
折りたたみ時幅:410mm

重量
6.7kg

材質
本体フレーム:アルミニウム
座面:PVC

- 最大使用者体重/80kg

TAIS 00110-000128
商品番号 09-4340-1

カラー:ダークグレーメタリック

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ハッピーIINB

竹虎

シンプルで安全性と信頼性が高く
スタンダードタイプの歩行車

屋内外
向き



- 使用時の安定感と、座席の座り心地の良さがポイントです
- 耐久性のあるプレーキユニットを採用
- 安全性を重視したSGマーク付き
- ハンドル高さ調節可能(5段階)

サイズ
幅555×奥行620×
高さ780~870mm(5段階)
座面高:500、座面:305×305mm
キャスター径:φ190mm
折りたたみ時幅:435mm

重量
7.7kg

材質
本体フレーム:アルミニウム
座面部分:PVC

TAIS 00110-000112
商品番号 09-4170-1

カラー:ブルーメタリック

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ハッピーミニ

竹虎

安全性と信頼性に
定評のあるハッピーIINBの
軽量・コンパクトタイプ

屋内外
向き



- 横幅500mm、せまい路地や室内でも扱いやすいコンパクトモデルです
- 耐久性のあるプレーキユニットを採用
- 安全性を重視したSGマーク付き
- ハンドル高さ調節可能(5段階)

サイズ
幅500×奥行575×
高さ700~790mm(5段階)
座面高:430、座面:280×280mm
キャスター径:φ180mm
折りたたみ時幅:395mm

重量
6.5kg

材質
本体フレーム:アルミニウム
座面部分:PVC

TAIS 00110-000103
商品番号 09-4180-1

カラー:パープルメタリック

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ヘルシーワンW

ウイズワン

コンパクト・軽量トップクラス
小回りが効くスリムミドルタイプ
男性にもオススメです

屋内外
向き

前輪
3WAY



大容量バッグ×2
計17ℓ
(前バッグ10ℓ、
後バッグ7ℓ)

サイズ
幅540×奥行550×
高さ840~930mm(4段階)
折りたたみ時幅:260×奥行340×高さ880mm

重量
4.5kg

材質
袋部:綿(PVC加工) 車体部:アルミニウム

- 最大使用者体重/75kg

TAIS 00063-000038
商品番号 09-4290-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ヘルシーワンレジェール H1LR-TR

ウイズワン

小柄な女性にぴったりサイズ
業界初のシングル3WAYキャスター採用

屋内外
向き

前輪
3WAY



直進 左右15° 左右60°

サイズ
幅530×奥行520×
高さ755~845mm(4段階)
折りたたみ時幅:275×奥行320×高さ790mm

重量
3.95kg

材質
本体:アルミニウム 袋:ナイロン

- 最大使用者体重/75kg
- 最大積載荷重/前袋:2kg 後袋:5kg

TAIS 00063-000039
商品番号 09-4370-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

シンフォニーSP

島製作所

片方のブレーキ操作でも両後輪を制御
簡単操作で扱いやすい歩行車



レバーを上げるだけで
簡単に折りたたみ可能

色柄 屋内外
向き
前輪
2WAY

Q.ブラウン



78.5
88.0
cm

50cm 56cm



サイズ

幅500×奥行560×高さ785~880mm
折りたたみ時:幅500×奥行285×高さ865mm
座幅:345mm 座奥行:270mm
座高:410mm キャスター径:約145mm

重量

5.9kg

材質

本体:アルミ(一部スチール)(粉体塗装)
タイヤ:EVA ホイル:PP 袋部:ポリエステル

- 最大使用者体重/100kg
- 最大積載荷重/5kg

TAIS 00576-000014
商品番号 09-4250-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

シンフォニーSPスリム

島製作所

横幅約48cmで狭い場所でも小回りがきき
操作しやすい軽量コンパクトタイプ

色柄 屋内外
向き
前輪
3WAY

花柄紺



77.5
86.5
cm

48cm 60cm



サイズ

幅480×奥行600×高さ775~865mm
折りたたみ時:幅480×奥行330×高さ690mm
座幅:310mm 座奥行:260mm
座高:440mm キャスター径:約145mm

重量

4.9kg

材質

本体:アルミ(一部スチール)
タイヤ:EVA ホイル:PP 袋部:ポリエステル

- 最大使用者体重/75kg
- 最大積載荷重/5kg

TAIS 00576-000039
商品番号 09-4310-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

シンフォニーワイドSPⅡ

島製作所

すべてがワイド、安心ゆったり設計の
前腕支持型歩行車



幅32.5、奥行20、高さ
33cmの大きなバッグ

色柄 屋内外
向き
前輪
3WAY

B.グレー



93
102
cm

60.5cm 71cm



サイズ

幅605×奥行710×高さ930~1020mm
折りたたみ時:幅605×奥行430×高さ1005mm
座幅:380mm 座奥行:280mm
座高:約430mm
キャスター径:約180mm

重量

8.5kg

材質

本体:アルミ(一部スチール)(粉体塗装)
タイヤ:EVA ホイル:PP 袋部:ポリエステル

- 最大使用者体重/80kg
- 最大積載荷重/8kg

TAIS 00576-000044
商品番号 09-4260-0

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

シンフォニーバスケット

島製作所

フタ、カゴ受け付きで買い物に便利



色柄 屋内外
向き
前輪
3WAY

ブラック



81
92.5
cm

51cm 66cm



サイズ

幅510×奥行660×高さ810~925mm
折りたたみ時:幅510×
奥行410×高さ870mm
キャスター径:約145mm

重量

7.2kg

材質

本体:アルミ(一部スチール)
バッグ:ポリエステル

- 最大使用者体重/75kg
- 最大積載荷重/10kg

TAIS 00576-000046
商品番号 09-4380-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

friend WF-1 / friend II WF-2

ウェルパートナーズ

肘をついて上半身をあずけた姿勢で楽々歩行
前腕支持台型歩行車



76
96
cm

51cm 64.5cm



91.5
115
cm

55.5cm 67.5cm

friend & friend IIの特徴

*画像はfriendのもので

屋内外
向き

前腕支持台

柔らかで腕に優しく滑らない、
汚れに強いレザータイプ。
前方へ回転させると座面に座れます。

高さ調整

弱い力で引っ張るだけのワンタッチ
調節機能。身長に合わせて調整できるので、
一台で複数の方が使用できます。

スピード調整機構

ネジで最適な車輪の回転の
調整が可能です。

大きめの前輪

8インチの前輪(後輪7インチ)で歩道の
段差も楽々。スムーズに歩行ができます。

ループハンドル

握ったままで安定した歩行ができます。

ハンドブレーキ / パーキングブレーキ

軽く握りやすいブレーキレバー。
肘を台にあずけた状態でも簡単に
ブレーキがききます。なお、ハンド
ブレーキとパーキングブレーキは
ひとつになっており、下におろすだけで
簡単にロックができます。

座面

クッション性がある大きな座面。

材質

本体:アルミ・ステンレス・一部スチール 前腕支持台:ビニールレザー・ウレタン・合板入り 収納袋:ビニールレザー

重量

WF-1:8.5kg WF-2:9.5kg

- 自立可能な簡単折りたたみ機構
- 最大使用者体重/100kg

品名	全幅×奥行×高さ※()内は折りたたみ時	座面高	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
friend	510×645×760~960mm (510×470×780~980mm)	460mm	01009-000025	09-4130-0				
friend II	555×675×915~1150mm (555×500×965~1200mm)	500mm	01009-000028	09-4140-0				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊舞台・付属品 P2-23
床ずれ防止用具 P24-29
体位変換器 P30-31
歩行補助杖 P32-33
歩行器 P34-41
手すり P42-53
車いす・付属品 P54-75
スロープ P76-79
移動用リフト P80-86
自動排泄処理装置 P87
徘徊感知機器 P88-91

サービスコード 歩行器:171009

テイコブリトルワゴン WAW07

幸和製作所

業界初!カゴのせ大容量
ワゴンタイプの歩行車!



屋外向き
前輪
3WAY



サイズ

幅495×奥行600×高さ670~910mm
座面高:480mm 座面:幅310×奥行200mm
折りたたみ時:奥行425×高さ740mm

重量

約7.0kg

材質

本体:アルミニウム合金
袋:ポリエステル、座面:ナイロン

- 最大使用者体重/75kg
- 最大積載荷重/8kg

TAIS 00030-000171

商品番号 09-4190-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

テイコブリトルワゴンミニ WAW21

幸和製作所

ワゴンタイプの歩行車が更にコンパクトに!
お買い物に便利なカゴのせ歩行車

前輪
3WAY 屋内外
向き



サイズ

幅450×奥行595×高さ670~910mm
折りたたみ時:奥行415×高さ720mm

重量

約4.9kg

材質

本体:アルミニウム合金
袋:ポリエステル

- 最大使用者体重/75kg
- 最大積載荷重/6kg

TAIS 00030-000190

商品番号 09-4200-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

テイコブリトルハイII WAW15

幸和製作所

幅広い高さ調節と大容量バッグが付いた
軽量コンパクト歩行車

●座面の上げ下げがラク

屋外向き
前輪
3WAY



サイズ

幅520×奥行625×高さ740~920mm
座面高:500mm 座面:幅280×奥行300mm
折りたたみ時:奥行370×高さ815mm

重量

約5.3kg

材質

本体:アルミニウム合金
袋:ポリエステル・ナイロン、座面:ナイロン

- 最大使用者体重/75kg
- 最大積載荷重/5kg

TAIS 00030-000173

商品番号 09-4210-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

テイコブリトルボンベ WAW06

幸和製作所

酸素療法したままで外出ができる
便利な歩行車が登場

屋外向き
前輪
3WAY



サイズ

幅520×奥行640×高さ740~920mm
座面高:500mm 座面:幅280×奥行330mm
折りたたみ時:奥行425×高さ815mm

重量

約5.6kg

材質

本体:アルミ、座面・袋:ナイロン

- 最大使用者体重/75kg
- 最大積載荷重/5kg

TAIS 00030-000165

商品番号 09-4220-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

テイコブリトル HS05

幸和製作所

軽量、コンパクトで扱いやすい
行動範囲を広げる歩行車

前輪
3WAY 屋外向き

- 5キロの軽量タイプで、歩行時の負担軽減
- 幅はわずか520mm
- 歩行車=大きいイメージを一新
- 持ち手高さは650~830mmまでワンタッチ(最大昇降値:180mm)

サイズ

幅520×奥行640×高さ650~830mm
座面高:500mm 座面:幅280×奥行300mm
折りたたみ時:奥行400×高さ730mm

重量

約5.0kg

材質

本体:アルミ
座面・袋:ポリエステル、ナイロン

- 最大使用者体重/75kg
- 最大積載荷重/3kg

TAIS 00030-000099

商品番号 09-4230-1



月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

テイコブリトルスリム WAW04

幸和製作所

小回りが利いて、軽量コンパクト
軽さが魅力の歩行車です

●軽量コンパクト

屋外向き
前輪
3WAY



サイズ

幅470×奥行580×高さ640~910mm
座面高:480mm 座面:幅235×奥行250mm
折りたたみ時:奥行350×高さ720mm

重量

約4.5kg

材質

本体:アルミ、座面:ナイロン
袋:ナイロン・ポリエステル

- 最大使用者体重/75kg
- 最大積載荷重/4kg

TAIS 00030-000163

商品番号 09-4240-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

カラー:ブラウン

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

ミシェル WAW22

幸和製作所

軽量タイプの女性向けローレーター型歩行車

車体幅が業界最小クラスの48cmとコンパクトで狭い道でも扱いやすい



カラー:パープル



カラー:ベージュ

コンパクト設計

屋内外向き

●杖のワンタッチ着脱

グリップ式なので、片手で簡単に杖を着脱することができます。
対応杖外径は16~22mmです。

●高さ調節ネジ紛失防止

ネジの先端が太く、抜け落ちない仕様になっているので、高さ調節時に紛失しにくいです。



サイズ

幅480×奥行575×高さ700~880mm
折りたたみ時:幅240×奥行615×高さ700mm
ハンドル高:700~880mm(6ポジション)
座面高:450mm 座面:幅335×奥行275mm

●最大使用者体重/80kg ●最大積載荷重/3kg

重量

5.6kg

材質

本体:アルミニウム合金
座面:合成皮革・ナイロン
バッグ:合成皮革・ポリエステル

TAIS 00030-000194

商品番号 **09-4320-1** (パープル)
商品番号 **09-4321-1** (ベージュ)

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ミケーレ WAG01

幸和製作所

ローレーター型歩行車で最軽量クラスの5.9kg!

男性が好むデザイン性に加え、操作性にも優れた歩行車

屋内外向き



GENTIL MARRONE

サイズ

幅535×奥行605×高さ790~950mm
折りたたみ時:幅235×
奥行645×高さ790mm
座面高:500mm
座面:幅385×奥行260mm

重量

5.9kg

材質

本体:アルミニウム合金
座面:合成皮革、ナイロン
袋:合成皮革、ポリエステル
車輪:TPE、ポリプロピレン

●最大使用者体重/80kg
●最大積載荷重/5kg

TAIS 00030-000175

商品番号 **09-4280-1**

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

サンティノ WAG02

幸和製作所

重量4.9kgの軽量設計

簡単折りたたみで安定感のあるフレーム構造

前輪 2WAY 屋内外向き



GENTIL MARRONE

サイズ

幅500×奥行635×高さ800~950mm
折りたたみ時:幅210×
奥行300×高さ895mm
押手高さ:800~950mm(6ポジション)

重量

4.9kg

材質

本体:アルミニウム合金
バッグ:合成皮革、ポリエステル

●最大使用者体重/80kg
●最大積載荷重/5kg

TAIS 00030-000189

商品番号 **09-4270-1**

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ティコブリトルホーム WAW05

幸和製作所

小回りが利いて、楽に使える
屋内で大活躍

●滑りにくい後輪タイヤ ●メッシュ袋付き

屋内用

前輪 3WAY



サイズ

幅470×奥行580×
高さ640~910mm
折りたたみ時:奥行410×高さ715mm

重量

約5.5kg(トレイ除く)

材質

本体:アルミ トレイ:ポリカーボネート
カゴ:スチール
メッシュ袋:ナイロン・ポリエステル・
ポリプロピレン

●最大使用者体重/75kg
●最大積載荷重/トレイ:2kg、カゴ:3kg

TAIS 00030-000166

商品番号 **09-4050-1**

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

シトレア WAW23

幸和製作所

軽量・コンパクトな前腕支持歩行車

屋内外向き



サイズ

幅480×奥行645×高さ840~1120mm
座面:幅280×奥行290mm 座面高:480mm
折りたたみ時:幅480×奥行400×高さ835mm

重量

約7.9kg

材質

本体:アルミニウム合金
座面・バッグ:ポリエステル

●最大使用者体重/75kg
●最大積載荷重/5kg

TAIS 00030-000226

商品番号 **09-4360-1**

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊寝台・付属品 P2-23
床ずれ防止用具 P24-29
体位変換器 P30-31
歩行補助杖 P32-33
歩行器 P34-41
手すり P42-53
車いす・付属品 P54-75
スロープ P76-79
移動用リフト P80-86
自動排泄処理装置 P87
徘徊感知機器 P88-91

手すりガイド



手すりは、体重を支えてバランスを保持することを目的としています。立ち上がりや歩行、姿勢変換の時に握ったり、手や腕をのせて使います。そのため、寝返り、起き上がり、座位保持、歩行などの場面で手すりの握り方や力のかけ方を十分に検討することが大切です。

突っ張り棒型手すり



ベスポジ-e (P43~)

パディー (P46~)

天井と床を利用して取り付けの手すりです。立ち座りの際につかまれるような支えとして使います。オプション品の横手すりを使ってH型に組み、部屋内や廊下などのさまざまなところへ動線を作り、歩行する際の補助としても使用されます。商品によってはベランダや玄関ポーチなどで使用できるように耐水機能を備えたものもあります。

床置き型手すり



ルーツ (P47)

ベストサポート手すり(P48)

たちあっぷ (P50)

ベッド、椅子やソファ、床や布団からの立ち上がり動作の補助を目的とする手すりです。土台部分の重みで手すりは垂直方向に安定します。

玄関・ポーチ用手すり



あがりかまち用
たちあっぷ (P50)

玄関用ベストサポート手すり
(P49)

たちあっぷ540(P51)

スムーディ(P52)

玄関のあがりかまちやポーチなどにおける段差の乗り越えや動線確保のために使用される手すりです。特に屋外向けのものはさびにくい素材が使用される場合があります。

トイレ用手すり



SA手すり(P53)

洋式トイレ用
ベストサポート
手すり(P53)

洋式トイレ用
スライド手すり
(P53)

洋式トイレ用
フレーム(P53)

ポータブルトイレ用
フレームささえ(P53)

便座の周囲に設置して移乗や立ち上がり、方向転換、下衣の上げ下げなどの動作をサポートします。ポータブルトイレ用のものもあります。

ベスポジ-e

DIPPERホクメイ

ベスポジ-eは天井と床を利用して取り付ける手すりです。立ち座りから歩行動作まで快適な生活を支えます。



基本セット(丸型天井ベース) BPE-100-11

ベスポジ-eの基本となる軽量・コンパクトな本体ポールです。多様なオプションにより介護者さまごとの状況に合わせたセットを組むことができます。

TAIS	00254-000052	商品番号	07-2000-1
サイズ/手すり直径:φ45mm、ベース直径:φ200mm 重量/4.3kg			
月極	1割	2割	3割

基本セット(T型天井ベース) BPE-100-10

和室天井構造向けの基本セットです。

TAIS	00254-000051	商品番号	07-2001-1
サイズ/手すり直径:φ45mm、ベースサイズ:600mm×120mm 重量/4.9kg			
月極	1割	2割	3割

基本セット(丸型天井ベース耐水) BPE-100-81

基本セット(丸型天井ベース)の耐水仕様です。通常の下部ベースの代わりに雨への耐性がある耐水ベースを備えています。ただし、浴室での使用はできません。

TAIS	00254-000053	商品番号	07-2002-1
サイズ/手すり直径:φ45mm、ベース直径:φ200mm 重量/4.4kg			
月極	1割	2割	3割

ベスポジ-e オプション

ウェーブ型手すり BPE-300-10


握りやすく滑りにくいグリップ部がウェーブ状の手すりです。立ち座りや段差の昇降などの動きをサポートします。

TAIS	00254-000130
商品番号	07-2010-1

手すり部素材:木集成材

丸型天井ベースセット BPE-S30-11 TAIS:00254-000122	T型天井ベースセット BPE-S30-10 TAIS:00254-000121
--	--

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----



ウェーブ型手すりロング BPE-300-40


ウェーブ型手すりのロングタイプです。60cmの長さがあり、余裕を持ってつかむことができます。

TAIS	00254-000133
商品番号	07-2020-1

手すり部素材:木集成材

丸型天井ベースセット BPE-S30-41 TAIS:00254-000135	T型天井ベースセット BPE-S30-40 TAIS:00254-000134
--	--

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----



角型手すり BPE-300-30


縦、横、両手で支持できる縦向き、上から押さえ込んで使える横向きに組替可能な手すりです。

TAIS	00254-000132
商品番号	07-2030-1

手すり部素材:木集成材

丸型天井ベースセット BPE-S30-31 TAIS:00254-000126	T型天井ベースセット BPE-S30-30 TAIS:00254-000125
--	--

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----



円型手すり BPE-300-20


立ち上がりや方向転換、移乗動作に有効な手すりです。

TAIS	00254-000131
商品番号	07-2040-1

手すり部素材:木集成材

丸型天井ベースセット BPE-S30-21 TAIS:00254-000124	T型天井ベースセット BPE-S30-20 TAIS:00254-000123
--	--

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----



肘置き手すり BPE-200-20

前腕部で支持することで立ち座りや姿勢保持をサポートします。

TAIS	00254-000128
商品番号	07-2050-1

アーム部素材:合皮・クッション材

丸型天井ベースセット BPE-S20-21 TAIS:00254-000078	T型天井ベースセット BPE-S20-20 TAIS:00254-000077
--	--

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----



グリップアーム-e 5P斜 BPE-300-50

耐水タイプなのでベランダや玄関ポーチなどに設置できます。手すりのグリップ部分に握りやすいように角度がついています。

TAIS	00254-000142
商品番号	07-2060-1

アーム部素材:エラストマー・アルミ

丸型天井ベースセット BPE-S30-51 TAIS:00254-000137	丸型天井ベースセット耐水 BPE-S80-51 TAIS:00254-000146
--	--

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----



サービスコード 手すり:171007

ベスポジ-e オプション


レール手すり BPE-300-80

DIPPERホクメイ

寄りかかる縦仕様と押さえて支持する横仕様に組替可能な連結手すり

●縦仕様…レール手すりとして
腰・体幹を当て、体の動揺を抑える面手すりとして、歩行の安定化を促せます。

●横仕様…プッシュ手すりとして
手のひらや前腕部などの上体を支持したり、立ち座りの際の引き込みによる力の逃し方が可能です。



丸型天井ベースセット BPE-H71-120
TAIS:00254-000344

T型天井ベースセット BPE-H70-120
TAIS:00254-000343

サイズ	材質
幅1200×奥行137×高さ177mm	樹脂部:ナイロン 手すり部:集成材 表面:木目調樹脂
TAIS 00254-000342	商品番号 07-2070-1
月極	1割 2割 3割

玄関アーム レギュラー ENT-180-30

DIPPERホクメイ

基本セットに組み合わせて玄関など段差昇降をサポート



使用イメージ

手すり部はアルミのため
水が掛かるところでも使用可能

丸型天井ベースセット BPE-S40-11
TAIS:00254-000152

T型天井ベースセット BPE-S40-10
TAIS:00254-000151

耐水丸型天井ベースセット BPE-S80-81
TAIS:00254-000156

サイズ	材質
φ35×幅492×奥行120×高さ1335mm	樹脂部:ポリアミド アーム部:アルミ、ABS
TAIS 00254-000159	商品番号 07-2080-1
月極	1割 2割 3割

旧名称: 玄関用手すり LUNAアーム

ベスポジ-e 手すりセット

システム伸縮手すり曲げセット

手すりの長さが無段階に伸縮するベスポジ-eの連結手すりです

品番	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
SBR-40-609	60cm~90cm (芯々70~100cm)	00254-000171	07-2500-1				
SBR-40-912	90cm~120cm (芯々100~130cm)	00254-000172	07-2501-1				

H型伸縮手すり曲げセット

システム伸縮手すり曲げセット(×1)と基本セット(×2)との組み合わせ

品番	基本セットタイプ	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
BPE-H61-609	丸型 天井ベース	60cm~ 90cm	00254-000179	07-2510-1				
BPE-H61-912		90cm~ 120cm	00254-000180	07-2511-1				
BPE-H60-609	T型 天井ベース	60cm~ 90cm	00254-000177	07-2512-1				
BPE-H60-912		90cm~ 120cm	00254-000178	07-2513-1				

H型伸縮手すり曲げセット (耐水)

システム伸縮手すり曲げセット(×1)と丸型天井ベース耐水仕様の基本セット(×2)との組み合わせ

品番	基本セットタイプ	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
BPE-H91-609	丸型 天井ベース 耐水	60cm~ 90cm	00254-000187	07-2514-1				
BPE-H91-912		90cm~ 120cm	00254-000188	07-2515-1				

ト型伸縮手すり曲げセット

システム伸縮手すり曲げセット(×1)と基本セット(×1)との組み合わせ

品番	基本セットタイプ	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
BPE-J41-609	丸型 天井ベース	60cm~ 90cm	00254-000195	07-2520-1				
BPE-J41-912		90cm~ 120cm	00254-000196	07-2521-1				
BPE-J40-609	T型 天井ベース	60cm~ 90cm	00254-000193	07-2522-1				
BPE-J40-912		90cm~ 120cm	00254-000194	07-2523-1				

ベスポジ-e 手すりセット

システム木手すり跳ね上げセット

斜めに持ち上げるだけで手すりが跳ね上がるため、扉間などに開口を作るのに便利なベスポジ-eの連結手すりです

	品番	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
	SBR-70-060	60cm(芯々70cm)	00254-000115	07-2530-1				
	SBR-70-090	90cm(芯々100cm)	00254-000064	07-2531-1				
	SBR-70-120	120cm(芯々130cm)	00254-000119	07-2532-1				

H型木手すり跳ね上げセット システム木手すり跳ね上げセット(×1)と基本セット(×2)との組み合わせ

	品番	基本セットタイプ	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
	BPE-H31-060	丸型天井ベース	60cm	00254-000099	07-2540-1				
	BPE-H31-090		90cm	00254-000056	07-2541-1				
	BPE-H31-120		120cm	00254-000107	07-2542-1				
	BPE-H30-060	T型天井ベース	60cm	00254-000083	07-2543-1				
	BPE-H30-090		90cm	00254-000069	07-2544-1				
	BPE-H30-120		120cm	00254-000091	07-2545-1				

T型木手すり跳ね上げセット システム木手すり跳ね上げセット(×1)と基本セット(×1)との組み合わせ

	品番	基本セットタイプ	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
	BPE-J71-060	丸型天井ベース	60cm	00254-000103	07-2550-1				
	BPE-J71-090		90cm	00254-000060	07-2551-1				
	BPE-J71-120		120cm	00254-000111	07-2552-1				
	BPE-J70-060	T型天井ベース	60cm	00254-000087	07-2553-1				
	BPE-J70-090		90cm	00254-000073	07-2554-1				
	BPE-J70-120		120cm	00254-000095	07-2555-1				

システム木手すり曲げセット

階段やあがりかまちなどの段差には<縦>の傾斜、廊下の曲がり角などには<横>の傾斜(曲げ)を作るためのベスポジ-eの連結手すりです

	品番	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
	SBR-20-060	60cm(芯々70cm)	00254-000114	07-2560-1				
	SBR-20-090	90cm(芯々100cm)	00254-000063	07-2561-1				
	SBR-20-120	120cm(芯々130cm)	00254-000118	07-2562-1				

H型木手すり曲げセット システム木手すり曲げセット(×1)と基本セット(×2)との組み合わせ

	品番	基本セットタイプ	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
	BPE-H21-060	丸型天井ベース	60cm	00254-000098	07-2570-1				
	BPE-H21-090		90cm	00254-000055	07-2571-1				
	BPE-H21-120		120cm	00254-000106	07-2572-1				
	BPE-H20-060	T型天井ベース	60cm	00254-000082	07-2573-1				
	BPE-H20-090		90cm	00254-000068	07-2574-1				
	BPE-H20-120		120cm	00254-000090	07-2575-1				

T型木手すり曲げセット システム木手すり曲げセット(×1)と基本セット(×1)との組み合わせ

	品番	基本セットタイプ	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
	BPE-J21-060	丸型天井ベース	60cm	00254-000102	07-2580-1				
	BPE-J21-090		90cm	00254-000059	07-2581-1				
	BPE-J21-120		120cm	00254-000110	07-2582-1				
	BPE-J20-060	T型天井ベース	60cm	00254-000086	07-2583-1				
	BPE-J20-090		90cm	00254-000072	07-2584-1				
	BPE-J20-120		120cm	00254-000094	07-2585-1				

バディー

モルテン

サポートが必要な生活動作や場面に合わせて手すりを中心とした自由な空間が出来ます

設置場所に合わせて3種類の天井ストッパーが選べます




手すりを天井まで伸ばしてクランプレバーを閉じるだけの簡単設置

対応天井の高さ 1900~2800mm

日常生活で使用するさまざまな手すりの一般的な使い方からバランスを考えられた太さ(φ)と形のグリップ
グリップ直径: φ36.5mm



天井と床で突っ張らせて固定するので、単体での使用のほか、複数本を連結しても抜群の安定感を発揮します。



材質	サイズ
主材:スチールパイプ 表面:木目調樹脂 グリップカバー:オレフィン系エラストマー	使用サイズ:1900~2800mm 収納サイズ:1810mm


浴室など、水気のある場所や屋外では使用できません

商品名	仕様	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
バディー	十字型ストッパー仕様	MNTCM	00054-000054	07-5000-1				
	I型ストッパー仕様	MNTCMIS	00054-000054	07-5001-1				
	丸型ストッパーS仕様	MNTCMRCS	00054-000054	07-5002-1				

クロスバー

モルテン

バディーをクロスバーで連結することにより、廊下などの長い距離の歩行をサポート



クロスバー取り付けブラケット MNTCM03TB

モルテン



クロスバーとルーツシリーズを連結する場合にクロスバー取り付けブラケットをご利用ください。

材質
ナイロン樹脂

サイドバー MNTCM01LB

モルテン

バディーに取り付けることで、立ち座りなどをサポート




材質	直径	重量
ポリプロピレン	40×28mm(楕円)	0.65kg

商品名	タイプ	品番	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
クロスバー	固定式セット	MNTCM03BE006	直径:φ35×長さ600mm	00054-000338	07-5010-1				
		MNTCM03BE009	直径:φ35×長さ900mm	00054-000339	07-5011-1				
		MNTCM03BE012	直径:φ35×長さ1200mm	00054-000340	07-5012-1				
	跳ね上げ式セット	MNTCM02BE006	直径:φ35×長さ600mm	00054-000332	07-5020-1				
		MNTCM02BE009	直径:φ35×長さ900mm	00054-000333	07-5021-1				
		MNTCM02BE012	直径:φ35×長さ1200mm	00054-000334	07-5022-1				
クロスバー取り付けブラケット		MNTCM03TB	-	00054-000228	07-5030-1				
サイドバー		MNTCM01LB	幅260×高さ195mm	00054-000055	07-5040-1				

L型サイドバー

モルテン

バディーに取り付けることで、玄関で靴を履くときなどの立ち座りやベランダでの歩行をサポート



- L型サイドバー90 あがりかまち高さ10cm以下
 - L型サイドバー45 あがりかまち高さ10~36cm
- ※段差の高さに合わせて調整可能です。



L型サイドバー90 MNTCM06

TAIS	00054-000065	商品番号	07-5050-1
サイズ/直径φ35 全長760×全高750mm 重量/3.1kg			
月極	1割	2割	3割

L型サイドバー45 MNTCM07

TAIS	00054-000066	商品番号	07-5051-1
サイズ/直径φ35 全長760×全高1000mm 重量/3.5kg			
月極	1割	2割	3割

材質

主材:スチールパイプ ベース部:スチール 表面:軟質樹脂

ルーツ サイドタイプ MNTPLBR

モルテン

ベッドや布団での離床、立ち座り、立ったままの姿勢保持などをサポート



サイズ

高さ調整範囲:700・750・800mm(3段階調整)
ベースフレームサイズ/幅500×長さ1050mm



TAIS	00054-000116	商品番号	07-5500-1
月極	1割	2割	3割

ルーツ センタータイプ MNTPSBR

モルテン

ソファや椅子での立ち座りをサポート



サイズ

高さ調整範囲:700・750・800mm(3段階調整)
ベースフレームサイズ/幅500×長さ600mm



TAIS	00054-000117	商品番号	07-5510-1
月極	1割	2割	3割

ルーツ コーナータイプ MNTPCBR

モルテン

ベッドや布団での離床、ポータブルトイレなどへの移乗をサポート



サイズ

高さ調整範囲:700・750・800mm(3段階調整)
ベースフレームサイズ/幅500×長さ1050mm



TAIS	00054-000132	商品番号	07-5520-1
月極	1割	2割	3割

ルーツ ロングタイプ MNTPLGBR

モルテン

短い距離の歩行をサポート



サイズ

高さ調整範囲:700・750・800mm(3段階調整)
ベースフレームサイズ/幅500×長さ1050mm



TAIS	00054-000133	商品番号	07-5530-1
月極	1割	2割	3割

ルーツ スモールタイプ(両手すり仕様) MNTPT2

モルテン

狭いスペースでの立つ・座るの動作をサポート



サイズ

高さ調整範囲:600・650・700mm(3段階調整)
ベースフレームサイズ/幅460×長さ660mm



TAIS	00054-000217	商品番号	07-5540-1
月極	1割	2割	3割

平行棒 P-2 No.602

睦三



サイズ

高さ調整範囲:740~880mm(無段階調整)
長さ調整範囲:1520~2320mm(5段階調整)
幅:760mm
使用幅:320~680mm(無段階調整)
ベースフレームサイズ/幅165×長さ760mm

TAIS	00095-000021	商品番号	07-9040-1
月極	1割	2割	3割

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊寝台・付属品 P2-23
床ずれ防止用具 P24-29
体位変換器 P30-31
歩行補助杖 P32-33
歩行器 P34-41
手すり P42-53
車いす・付属品 P54-75
スロープ P76-79
移動用リフト P80-86
自動排泄処理装置 P87
徘徊感知機器 P88-91

BSモア シコク

625-110



625-120



625-130



625-150



仕様

サイズ/ベース:奥行520mm 手すり高さ:700・750・800mm(3段階調整) 材質/ベース:ステンレス・PVC 手すり:樹脂被膜(芯材:アルミ)・樹脂

商品名	品番	ベース幅	手すり幅	重量(約)	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
BSモア	1 625-110	620mm	300mm	12.5kg	01235-000232	07-7160-1				
	2 625-120			17.8kg	01235-000233	07-7170-1				
	3 625-130	920mm	300×300mm	19.5kg	01235-000234	07-7180-1				
	5 625-150			18.4kg	01235-000236	07-7200-1				

ベストサポート手すり シコク

在庫品限り

625-010



625-020



625-030



625-050



仕様

サイズ/ベース:奥行505mm 手すり高さ:700・750・800mm(3段階調整) 材質/ベース:ステンレス・PVC 手すり:樹脂被膜(芯材:アルミ)・樹脂

商品名	品番	ベース幅	手すり幅	重量(約)	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
ベストサポート手すり	1 625-010	605mm	300mm	10.3kg	01235-000023	07-7090-1				
	2 625-020			14.8kg	01235-000024	07-7100-1				
	3 625-030	905mm	300×300mm	16.3kg	01235-000086	07-7110-1				
	5 625-050			15.1kg	01235-000090	07-7120-1				

ベストサポート手すり用固定具 620-050 シコク

ベストサポート手すり用固定具は「BSモア」と「ベストサポート手すり」をベッドで使用する際の安定度の向上を図る商品です。



BSモア 1 固定具付 625-115 TAIS:01235-000239	ベストサポート手すり1 固定具付 625-015 TAIS:01235-000025
BSモア 2 固定具付 625-125 TAIS:01235-000240	ベストサポート手すり2 固定具付 625-025 TAIS:01235-000026
BSモア 3 固定具付 625-135 TAIS:01235-000241	ベストサポート手すり3 固定具付 625-035 TAIS:01235-000087
BSモア 5 固定具付 625-155 TAIS:01235-000243	ベストサポート手すり5 固定具付 625-055 TAIS:01235-000091

サイズ	重量	材質
固定具本体:54×212×65mm	約323g×2	アルミ合金(焼付塗装)
TAIS	01235-000202	商品番号
		07-7130-1
月極	1割	2割
		3割

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

スタンディ PN-L80401

パナソニック エイジフリー


折りたたみ可能な面手すり
面だから安定して立ち上がりをサポート



折りたたみ可

手すり位置はベースの縦・横・中央

●最大使用者体重/100kg 重量 22.5kg



サイズ

ベース:幅630×奥行780×厚さ11mm
手すり:高さ700~850mm
(30mmピッチ5段階)×幅450mm
面高さ:350~500mm(手すり高さで連動)

材質

ベース・手すり・フレーム:スチール
ベース縁ゴム:塩化ビニル樹脂
平面部:ポリエチレン 手すり被膜部:エラストマー
カーペット:合成繊維

TAIS 00980-000315

商品番号 07-6010-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

玄関用ベストサポート手すり



シコク

玄関のあがりかまちの昇降を補助する手すり



片手すりタイプ

両手すりタイプ



●段差の小さいステンレス製ベースプレート

床からの段差を最小限の高さにし、つまずきにくい構造で安心して使用できます。

フラットでつまずきにくい構造



●安心して身体を預けられる手すり

手すりは楕円状で握りやすく、熱くなりすぎず冷たくなりすぎない素材を使用しており、また手すり両端に水平部を設けているため、より安心して上り下りできます。



●ぴったりフィットする安心マット

マットがベースプレートにぴったりフィットする安心設計です。また、容易に着脱して水洗いができるため、いつでも清潔な状態で使用できます。



●高さ調節


手すりの高さを2.5cm刻みで5段階調節が可能です。

●組み立てが簡単


重たいベースプレートを裏返しせずに表面から支柱を取付けることができます。




1-1 あがりかまち高さ0~20cm対応




1-2 あがりかまち高さ0~20cm対応



2-1 あがりかまち高さ20~40cm対応



2-2 あがりかまち高さ20~40cm対応



材質

手すり部/ジョイント:ステンレス、フレーム:ステンレス、手すり:樹脂皮膜 ベースプレート/本体:ステンレス、エッジカバー:PVC

玄関用ベストサポート手すり用ステップ台

ロータイプ

シコク 626-001
サイズ/幅450×奥行320mm×高さ110・135・160mm(3段階)
重量/4.2kg 材質/天然木



商品番号 07-7140-1

月極

玄関用ベストサポート手すり用ステップ台

ハイタイプ

シコク 626-002
サイズ/幅450×奥行320mm×高さ150・175・200mm(3段階)
重量/4.7kg 材質/天然木



商品番号 07-7141-1

月極

※玄関用ベストサポート手すり用ステップ台は、介護保険適用外の自費レンタル商品です

商品名	品番	あがりかまち高さ	タイプ	重量(約)	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
玄関用 ベストサポート 手すり	1-1	626-011	0~20cm 対応	片手すり	24.2kg	01235-000019	07-7050-1			
	1-2	626-012	両手すり	29.2kg	01235-000020	07-7051-1				
	2-1	626-021	20~40cm 対応	片手すり	24.7kg	01235-000021	07-7052-1			
	2-2	626-022	両手すり	30.2kg	01235-000022	07-7053-1				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊登台・付属品 P2-23
床ずれ防止用具 P24-29
体位変換器 P30-31
歩行補助杖 P32-33
歩行器 P34-41
手すり P42-53
車いす・付属品 P54-75
スロープ P76-79
移動用リフト P80-86
自動排泄処理装置 P87
徘徊感知機器 P88-91

サービスコード 手すり:171007

たちあつぷ CKA-01-1

矢崎化工



ベッドでとまるくん付 TAIS:00055-000121
かいじょくん付 TAIS:00055-000148
ベッドでとまるくん・かいじょくん付 TAIS:00055-000134
伸縮つながるくん・ベッドでとまるくん付 TAIS:00055-000166
伸縮つながるくん・おもしろくん付 TAIS:00055-000176

TAIS	00055-000119	商品番号	07-8000-1
サイズ/高さ:700・750・800mm(3段階調節)、ベース:500×600mm、手すり:338mm 重量/11.9kg			
月極	1割	2割	3割

たちあつぷ CKA-02-1

矢崎化工



ベッドでとまるくん付 TAIS:00055-000122
かいじょくん付 TAIS:00055-000150
ベッドでとまるくん・かいじょくん付 TAIS:00055-000136
伸縮つながるくん・ベッドでとまるくん付 TAIS:00055-000168
伸縮つながるくん・おもしろくん付 TAIS:00055-000178

TAIS	00055-000120	商品番号	07-8010-1
サイズ/高さ:700・750・800mm(3段階調節)、ベース:500×900mm、手すり:338mm 重量/15.7kg			
月極	1割	2割	3割

たちあつぷ CKA-03

矢崎化工



ベッドでとまるくん付 TAIS:00055-000077
かいじょくん付 TAIS:00055-000151
ベッドでとまるくん・かいじょくん付 TAIS:00055-000137
伸縮つながるくん・ベッドでとまるくん付 TAIS:00055-000169
伸縮つながるくん・おもしろくん付 TAIS:00055-000179

TAIS	00055-000073	商品番号	07-8020-1
サイズ/高さ:700・750・800mm(3段階調節)、ベース:500×600mm、手すり:352×265mm 重量/15.4kg			
月極	1割	2割	3割

たちあつぷ CKA-04

矢崎化工



ベッドでとまるくん付 TAIS:00055-000078
かいじょくん付 TAIS:00055-000152
ベッドでとまるくん・かいじょくん付 TAIS:00055-000138
伸縮つながるくん・ベッドでとまるくん付 TAIS:00055-000170
伸縮つながるくん・おもしろくん付 TAIS:00055-000180

TAIS	00055-000074	商品番号	07-8030-1
サイズ/高さ:700・750・800mm(3段階調節)、ベース:500×900mm、手すり:778mm 重量/16.0kg			
月極	1割	2割	3割

あがりかまち用たちあつぷ


矢崎化工

玄関のあがりかまちに置くだけで補助手すりが構築できます

- 握りやすい手すり
握りやすい直径3.2cmのディンプル形状の手すりパイプ
- 手すり高さ調整
手すりの高さはあがりかまちの上から80~85cmまでの無段階調整

- 滑りにくいマット付
土足で乗っても滑りにくいマットを標準装備
- がたつき防止アジャスター付
設置時の床面のがたつきを解消するためベース前面にアジャスターが付属

CKE-01-1 伸縮つながるくん付 TAIS:00055-000158
CKE-02-1 伸縮つながるくん付 TAIS:00055-000159



あがりかまち用たちあつぷステップ台
 矢崎化工 CKE-B

サイズ/幅500×奥行300mm×高さ120・140・160・180mm(4段階) 重量/6.9kg 材質/スチール

介護保険適用外 自費レンタル商品

商品番号 **00-2020-1**

月極

商品名	品番	タイプ	あがりかまち高さ	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
あがりかまち用たちあつぷ	CKE-01-1	両手すり	18~36cm対応	32.8kg	00055-000109	07-8080-1				
	CKE-02-1	片手すり		26.9kg	00055-000110	07-8090-1				

たちあっぷオプション

ベットでとまるくん CKA-CK

矢崎化工

ベッド下部と床面の間に差込んでたちあっぷの安定性を向上



※「ベッド下部」と「床面」の間寸法は、最低25～最高340mmに対応
材質
本体/アルミ合金・ゴム ツマミ/ステンレス・プラスチック

おもしろくん CKA-J

矢崎化工

たちあっぷの設置の安定性を向上



サイズ 重量 材質
高さ120×幅96mm 5.0kg 本体:鉄、底板:ゴム

かいじょくん CKA-K

矢崎化工

ベッドサイドでの立ち上がりや移乗の補助、座位保持のためのたちあっぷのオプション手すり



※回転角度はたちあっぷに対して、平行・直角・斜め45°
サイズ 重量 材質(フレーム部)
高さ192×幅441mm 1.4kg アルミ合金・樹脂・スチール・ステンレス

伸縮つながるくん CKE-D


矢崎化工

たちあっぷやあがりかまち用たちあっぷと取り付け可能な伸縮手すり。あがりかまちなどの段差や居室内の歩行動線を構築します

- 使用場所に合わせて伸縮可能
- 上下・左右、角度調整可能
- 2段かまちでも使用可能



伸縮つながるくんを使用する場合は別途オプション品のベットでとまるくん、おもしろくんを取り付けてご利用ください。詳しくは取扱説明書をご確認ください。



サイズ 重量 材質
長さ:640～950mm 2.0kg 手すり(φ32)/プラスチック・被覆スチールパイプ(φ40)/アルミパイプ 連結金具:アルミ合金


商品名	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
ベットでとまるくん	CKA-CK	00055-000211	07-8040-1				
おもしろくん	CKA-J	00055-000104	07-8050-1				
かいじょくん	CKA-K	00055-000145	07-8060-1				
伸縮つながるくん	CKE-D	00055-000157	07-8070-1				

たちあっぷ540 両手すり CKH-01

矢崎化工

54cmまでの段差(※)なら屋内、屋外どこでも置くだけで設置完了。握りやすい直径34ミリのディンプル(窪み)付手すりです。

※54cmまでの段差とは、たちあっぷ540をオプションの540Hステップ台および540Lステップ台と組み合わせて使用する場合です



特長1
握りやすい手すり
握りやすい直径3.4cmのディンプル(窪み)付手すりパイプです。またプラスチック被覆のため、熱くなりにくく、また冷たくなりにくい手すりパイプです。

特長2
屋内、屋外でも使用可能
置くだけで施工の必要がありません。錆びに強く耐久性のよいステンレス製です。土足マット(画像左)は滑りにくく、耐候性に優れた材質です。

特長3
使いやすい調整可能
使用に合わせ、手すり高さや角度が微調整できます。オプションとしてステップ台(1段/2段)があり、ステップ台の高さも調整できます。


材質 重量
手すり: イレクター(プラスチック皮膜ステンレスパイプ)、ジョイント: アルミ合金
ベース/スタンド: ステンレス、マット: プラスチック
34.7kg

たちあっぷ540 オプション

540Lステップ台 CKH-BL

矢崎化工


サイズ/幅500×奥行280×高さ90・110・130・150mm(4段階)
重量/6.0kg 材質/ステンレス
※4段階の高さ調整可能



540Hステップ台 CKH-BH

矢崎化工

サイズ/幅500×奥行280×高さ210・250・290・330mm(4段階)
重量/9.6kg 材質/ステンレス
※4段階の高さ調整可能
※Hステップ台を1段で使用しないでください。



商品名	品番	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
たちあっぷ540 両手すり	CKH-01	34.7kg	00055-000127	07-8120-1				
540Lステップ台	CKH-BL	6.0kg	-	07-8130-1				備考: ステップ台は介護保険適用外 自費レンタル商品
540Hステップ台	CKH-BH	9.6kg	-	07-8131-1				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊寝台・付属品 P2-23
床すれ防止用具 P24-29
体位変換器 P30-31
歩行補助杖 P32-33
歩行器 P34-41
手すり P42-53
車いす・付属品 P54-75
スロープ P76-79
移動用リフト P80-86
自動排泄処理装置 P87
徘徊感知機器 P88-91

歩行サポート手すり スムーディ 伸縮タイプ ステップ伸縮タイプ ロング2050伸縮タイプ

パナソニック エイジフリー

安定感のある手すりで、毎日のお出かけをサポート
手すりの長さを左右5cmずつ調整できる伸縮タイプ



特長 1 やさしい端部

つかみやすく袖口が
引っかかりにくい端部




特長 2 支柱中央固定

支柱はベースの中央にも固定できるため
行き帰りも健側で支えます



特長 3 伸縮部で微調整でき 設置しやすい (調整代10cm)

伸縮による設置の対応力UP



サイズ

製品寸法/
ステップ伸縮タイプ 片手すり:
幅960×奥行1200~1300×手すり長さ950~1050mm
ロング2050伸縮タイプ 片手すり:
幅960×奥行2290~2490×手すり長さ1950~2150mm
手すり高さ/
700・725・750・775・800・825・850mm (7段階)

重量

ステップ伸縮タイプ 片手すり/33.5kg
ロング2050伸縮タイプ 片手すり/52.5kg

材質

手すり980・630、端部手すり:
塩化ビニル樹脂(被膜部)、アルミニウム(芯材)
支柱:アルミニウム、ステンレス(フランジ部)
ベース:ステンレス
ベース縁ゴム、ベースマット:塩化ビニル樹脂

備考

最大使用者体重/100kg

ステップ伸縮タイプ 片手すり XPN-L80613



ロング2050伸縮タイプ 片手すり XPN-L80615

品名	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
歩行サポート手すり スムーディ ステップ伸縮タイプ 片手すり	XPN-L80613	00980-000347	07-6022-1				
歩行サポート手すり スムーディ ロング2050伸縮タイプ 片手すり	XPN-L80615	00980-000349	07-6028-1				

アットグリップ AT-C-E1050

アロン化成

80~105cmの手すり伸縮機能と上下左右の角度変更機構でさまざまな場所に対応
あつという間に設置完了するアットグリップ



材質

手すり:ウッドパウダー混合半硬質樹脂・アルミニウム
支柱:アルミニウム ベースプレート:ステンレス

備考

最大使用者体重/100kg

サイズ/幅800×奥行1500~1750×高さ750・800・850mm 重量/約39kg

TAIS	00221-000553	商品番号	07-9000-1
月極	1割	2割	3割

※手すりの角度は45°以内にならるように設置してください
※2枚のベースプレートは平行になるように設置してください

SA手すり 627-060

シコク


機能的充実でトイレ空間でのケアが1台で可能に

●前方部へ立ち上がりの「U字補助手すり」をプラス

U字補助手すりの使用で便器前の空間のケアが1台に。便器までの移動、方向転換、便器からの立ち座りなど、一連の動作を補助します。またU字補助手すりに寄りかかることで、立位が安定し、着脱衣時の介助がよりスムーズです。

●左右の付け替え可能

設置場所に合わせて、U字補助手すりの左右の付け替えが可能!



※1) 3cm 毎、6 段階調節 ※2) 左右 5cm ずつ無段階調節 ※3) サイズ固定部分

材質		重量
フレーム:ステンレス ひじ掛け・U字補助手すり:天然木(ウレタン塗装)		約17.5kg
TAIS	01235-000225	商品番号 07-7070-1
月極	1割	2割 3割

●1台で2役の機能をもつ手すりで、すっきり



従来のトイレ用手すり(壁固定)のL型(または縦型)手すりの2つの機能を1台に盛り込み、すっきりと設置できます。

洋式トイレ用ベストサポート手すり ひじ掛けはねあげ 627-010

シコク

簡単に設置でき、ご利用者さまに優しい手すりです



サイズ
幅620~720×奥行460×高さ560~710mm
重量
約9.0kg
材質
フレーム:ステンレス ひじ掛け:天然木
●高さ6段階調節

TAIS	01235-000008	商品番号	07-7080-1
月極	1割	2割	3割

洋式トイレ用スライド手すり PN-L53001

パナソニック エイジフリー

スライド式ひじ掛けで、より安全に配慮



サイズ
本体:幅650×奥行460×高さ580~740mm ひじ掛け:高さ580~740mm(20mmピッチ9段階) ひじ掛け内寸:525mm
重量
約8.5kg
材質
本体:ステンレス鋼 ひじ掛け:ポリプロピレン フレーム:接続ナット:ステンレス アームカバー:合成ゴム 便座固定ノブ:ABS/ステンレス ひじ掛け調整ノブ:ABS/ステンレス アジャスター:合成ゴム/ステンレス
●耐荷重/100kg以下

TAIS	00980-000191	商品番号	07-6000-1
月極	1割	2割	3割

洋式トイレ用フレーム S-はねあげR-2(木製ひじかけ) 533-087

アロン化成

持ち運びや誤動作防止のため、ストッパー機能をリニューアル



サイズ
幅660×奥行550×高さ550~700mm
重量
約9.8kg
材質
フレーム:スチール ひじ掛け:ラバーウッド無垢材

TAIS	00221-000450	商品番号	07-9020-1
月極	1割	2割	3割

ポータブルトイレ用フレーム ささえ 533-070

アロン化成

お使いのポータブルトイレがすぐさまフレーム付に大変身
幅515mm・奥行540mm以下のポータブルトイレ対応



サイズ
幅630×奥行630×高さ730~810mm ●背もたれ・ひじ掛けともに高さ調節可能
重量
約8.0kg
材質
スチール(メラミン樹脂塗装) ベース板:ポリプロピレン ひじ掛けカバー:エラストマー ジョイント・背もたれ:ABS樹脂

TAIS	00221-000054	商品番号	07-9030-1
月極	1割	2割	3割

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊寝台・付属品 P2-23
床ずれ防止用具 P24-29
体位変換器 P30-31
歩行補助杖 P32-33
歩行器 P34-41
手すり P42-53
車いす・付属品 P54-75
スロープ P76-79
移動用リフト P80-86
自動排泄処理装置 P87
徘徊感知機器 P88-91

車いすガイド



車いすには「座る」「移乗する」「移動する」この3つの役割が求められます。これらの役割を軸に、ご利用者さまの身体状況や生活環境などを考慮した上で身体にあった車いすをご選択ください。

車いすの各部名称と役割

車いすには、ご利用者さまが操作することを前提とする**自走用車いす**と介助者さまが移動操作することを前提とする**介助用車いす**があります。さらに数多くの機種の中から正しい選定をするためには車いすの各部とその役割を理解することが大切です。

アームサポート (肘掛)
肘から先の腕をサポートするためのもので、姿勢保持や立ち座りの支持などに役立ちます。機種によりデザイン性や形状もさまざまです。

座シート
座る面のことを指し、座ったときの姿勢や駆動時の姿勢に影響を与えます。なお、シート幅の表記はメーカーや機種によって計測の基準が異なります。

介助ブレーキ
介助者さまが操作するためのブレーキで、自転車のブレーキと同じような使用感です。介助用車いすはもちろん、自走用車いすでも多くの機種が備えています。

サイドガード (スカートガード)
スカートなどの洋服が横から垂れ下がって車輪に巻き込まれないようにするためのガードです。

バックサポート (背もたれ)
背もたれのこと、姿勢を保持するための役割などがあります。

レッグサポート
足を後ろに落とさないためのもので、ふくらはぎを中心にサポートします。両側の支柱にシートを張ったものやプレート状のものがあります。

後輪 (駆動輪)
一般的に自走用の方が大きく、20~24インチ程度、介助用は12~18インチ程度です。空気入れが必要なエアタイヤと空気不要のノーパンクタイヤがあり、それぞれメンテナンス性と乗り心地が異なります。

キャスト (前輪)
後輪に比べて直径が小さく、6インチ前後の機種が多いです。360°回転する自在輪で方向転換するとき特に重要です。

ブレーキ
車いすを停止・制動するためのブレーキで、タイヤを押しあわせるように固定します。

ティッピングレバー
介助者さまが段差などで前輪を上げるために踏み込むレバーです。

ハンドリム (駆動輪)
自走用で、後輪の外側についている手でこぐためのリングです。

フィットサポート
足を載せておくためのプレートで、片方ずつ跳ね上げられたり、脱着できるものなどがあります。

車いすの機能アイコン一覧

当カタログでは、各車いすの機能の有無を以下のアイコンによって表現しています。

このアイコンがある車いすは、空気入れ不要のタイヤを装着しています。クッション性は通常のエアタイヤよりもやや硬めの場合が多いです。	このアイコンがある車いすには、介助ブレーキが付属します。ブレーキ自体の説明は上記をご参照ください。	このアイコンがある車いすは、コンパクトに折りたたむための収納がしやすく、自動車のトランクなどに載せやすくなります。
このアイコンがある車いすは、肘掛を跳ね上げることができるので、ベッドなどから側方へ移乗する場合に便利です。	肘掛の高さが調整できる車いすで、ご利用者さまの身体や状況に合わせた肘掛の高さの調整に便利です。	背もたれの張りを調整できる車いすで、円背や脊椎・頸椎損傷の方が骨盤を起こして座りたい場合に向いています。
シート幅を調整することができる車いすで、ご利用者さまの身体に合わせた幅調整でより姿勢が安定します。	フットサポートを左右に開閉できる車いすで、ベッドやトイレなどへの接近や車いすを足こぎする場合に便利です。	フット・レッグサポートの角度を上下に調整できる車いすで、骨折や病気などで膝関節が曲がらない方などへおすすめです。
背もたれの角度変更ができる車いすで、上体を起こすことが困難な方や一時的に横になりたい方に便利です。	座面角度を変更できる車いすで、上体を起こすことが困難な方や一時的に横になりたい方に便利な機能です。	

車いすの分類一覧

当カタログでは、各車いすを以下のいずれかに分類しています。

- | | |
|--|---|
| 標準 基本機能「座る」「移乗する」「移動する」を備えた標準的な車いすです。 | 電動カート スクーターに外観が似た、ハンドル型の電動自走車いすです。 |
| プラスα 基本機能はもちろん、さらに何らかの機能をプラスした車いすです。 | ティルト ティルト機能が特徴の車いすです。 |
| 多機能 「プラスα」タイプよりもさらに機能を充実させた車いすです。 | リクライニング リクライニング機能が特徴の車いすです。 |
| モジュール カスタマイズ性が高く細かな設定が可能な車いすです。 | ティルト・リクライニング ティルトとリクライニング機能が特徴の車いすです。 |
| 6輪 車輪の回転軸が身体の中心付近にあるので小回りが効く車いすです。 | 電動ティルト・リクライニング 電動でティルト・リクライニングが可能な車いすです。 |
| 電動自走 電動モーターで車輪を駆動する自走用車いすです。 | |

車いすラインナップ

標準 (自走用)	P.56 松永製作所 GRC-11B		P.56 松永製作所 NEXT-11B		P.56 松永製作所 NEXT-12B HB		P.56 日進医療器 NA-U1	
	P.57 カワムラサイクル WA22-40S		P.57 カワムラサイクル KMD-A22-40-M (H/SH)		P.57 ミキ BAL-1			
標準 (介助用)	P.63 松永製作所 GRC-21B		P.63 松永製作所 NEXT-21B		P.63 日進医療器 NAH-U1		P.63 カワムラサイクル WA16-40S	
	P.64 カワムラサイクル KMD-A16-40-M (H/SH)		P.64 日進医療器 NAH-521A		P.64 松永製作所 NEXT-22B HB		P.64 ミキ BAL-2	
プラスα	P.57 ミキ CRT-5		P.58 日進医療器 NEO-1		P.58 日進医療器 トライメイトN		P.65 ミキ CRT-6	
多機能 (自走用)	P.58 日進医療器 NA-U2W		P.58 日進医療器 NA-U2W•BG		P.59 カワムラサイクル WARP22-40-M (H/SH)		P.59 カワムラサイクル KMD-C22-45-M (H/SH)	
	P.59 ミキ CRT-7		P.59 カワムラサイクル KFP22-40SB		P.60 ミキ SKT-4			
多機能 (介助用)	P.65 カワムラサイクル WARP16-40-M (H/SH)		P.65 カワムラサイクル KFP16-40SB		P.65 日進医療器 NAH-U2W		P.66 ミキ CRT-8	
モジュール	P.60 松永製作所 NEXT-50B		P.60 松永製作所 NEXT-51B		P.60 日進医療器 NA-U7		P.61 ミキ CRT-3-CZ	
	P.61 ミキ CRT-1-CZ		P.61 ミキ MEF-22		P.61 ミキ SKT-1000		P.66 ミキ CRT-4-CZ	
	P.66 ミキ CRT-2-CZ		P.67 日進医療器 NAH-U7		P.67 松永製作所 NEXT-60B		P.67 松永製作所 NEXT-61B	
6輪	P.62 松永製作所 NEXT-71B		P.62 日進医療器 NA-506W		P.62 ミキ SKT-5		P.67 松永製作所 NEXT-81B	
ティルト・ リクライニング	P.62 日進医療器 NA-XF7		P.68 松永製作所 MH-CR3D HB		P.68 松永製作所 MH-SRL-SE		P.68 日進医療器 NAH-UC•Hi 電動	
	P.69 カワムラサイクル KPFK-12		P.69 ランダルコーポレーション モデラートα		P.69 松永製作所 FR-31TR		P.69 ビジョントヒラ PR-2000B	
電動自走 電動カート	P.70 WHILL WHILL Model CK2		P.70 WHILL WHILL Model CK		P.71 スズキ ET-4D9 ET-4D8 ET-4D7		P.71 ヤマハ発動機 JWアクトイブPLUS +スタイ	
							P.71 カンダス ラスレル	

サービスコード 車いす:171001

グレイスコア GRC-11B

松永製作所

標準 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

背シート高56cmで背中の広い範囲を支え
長時間のご利用も快適
三角パット入り背カバーシートが脊柱を
しっかり支え、肩関節が動かしやすい

工具不要でシートの奥行調整可能
フットサポート直下型



※折りたたみ時/全長950×全高690×全幅325mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 13.8kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)	
TAIS	00066-000399		月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3150-0					

ネクストコア NEXT-11B

松永製作所

標準 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

軽量・コンパクト！耐荷重100kg！
安心のJISマーク取得モデル



※折りたたみ時/全長935×全高655×全幅290mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 11.8kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)	
TAIS	00066-000315		月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3000-0					

ネクストコア グラン NEXT-12B HB

松永製作所

標準 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

身長の高い方もゆったり座れる
高床スタンダードタイプ



※折りたたみ時/全長965×全高715×全幅300mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 13.4kg	耐荷重 100kg	シート幅 420mm(アームパイプ内々寸法)	
TAIS	00066-000375		月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3010-0					

ウルトラ NA-U1 エアリー仕様

日進医療器

標準 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

そのまま座るだけで、理想的な姿勢に



※折りたたみ時/全長970×全高660×全幅300mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 12.4kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)	
TAIS	00175-000356		月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5000-0					

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

ウェイビット WA22-40S

カワムラサイクル


標準 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

独自の曲線フレームが乗り心地とコンパクトさを生み出しました



※折りたたみ時/全長950×全高670×全幅330mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 12.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)
TAIS	00160-000237	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7000-0				

KMD-A22-40-M(H/SH)

カワムラサイクル


標準 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

- 伸縮式駐車用ブレーキで長さが10cm延長され、軽い力で操作可能
- 工具レスで簡単にステップ調節が可能



※折りたたみ時/全長940×全高640/660/680×全幅300mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 14.5kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)
TAIS	00160-000286	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7060-0				

BAL-1

ミキ


標準 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

ハイポリマータイヤ仕様のシンプルで操作しやすい車いす



※折りたたみ時/全長965×全高670×全幅335mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 12.7kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)
TAIS	00122-000451	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1010-0				

カルティマ CRT-5

ミキ

プラスα 非課税


自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

ワンハンドブレーキ・スライド式延長グリップ

- スライド式延長グリップ標準(左右)装備により、ブレーキも握り易く、容易な力でブレーキをかけることができます。
- これにより、片麻痺の方だけでなく、ご利用者さまの軽い力でブレーキの操作が可能になります。



※折りたたみ時/全長930×全高705×全幅320mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 9.9kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00122-000568	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1000-0				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊寝台・付属品 P2-23
床ずれ防止用具 P24-29
体位変換器 P30-31
歩行補助杖 P32-33
歩行器 P34-41
手すり P42-53
車いす・付属品 P54-75
スロープ P76-79
移動用リフト P80-86
自動排泄処理装置 P87
徘徊感知機器 P88-91

NEO-1+G-Guard-IIパッケージ

日進医療器


プラスα 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

立ったら自動的にブレーキオン!!
乗る人を守る車いす
自動安全ブレーキオプション付き



※折りたたみ時/全長1000×全高660×全幅310mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 15.9kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000329	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5070-0				

トライメイトN 座席昇降(手動)車いす

日進医療器


在庫品限り プラスα 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

少しの力でシートが床面まで下がる、
乗降しやすさを考えた
座席昇降タイプの手動車いす



※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 16.0kg	耐荷重 70kg	シート幅 380mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000290	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5080-0				

ウルトラ NA-U2W エアリー仕様

日進医療器


多機能 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

こぎやすく移乗もしやすい



※折りたたみ時/全長970×全高650×全幅300mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 13.8kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000358	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5020-0				

ウルトラ NA-U2W・BG

日進医療器


多機能 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

シート幅45cm・多機能でも重量14.8kg!
ワイド&トルサイズでも
「ゆったり」「しっかり」快適に支えます!



※折りたたみ時/全長970×全高650~690×全幅340mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 14.8kg	耐荷重 120kg	シート幅 450mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000383	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5030-0				

ウェイビットルー+ WARP22-40-M(H/SH)

カワムラサイクル


多機能 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト

独自のシーティングシステム、LAVICサポートで腰上から膝裏までのラインをサポートし無理のないラクな姿勢を保つことが出来ます



※折りたたみ時/全長750×全高660/680/700×全幅350mm 単位:mm 車輪:インチ
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 14.8kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外寸法)
TAIS	00160-000309	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7080-0				

KMD-C22-45-M(H/SH)

カワムラサイクル


多機能 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト

- 座幅45cmの自走用車いす
- 伸縮式駐車用ブレーキで長さ10cm延長され、軽い力で操作可能
- 工具レスで簡単にステップ調節が可能



※折りたたみ時/全長765×全高665/685/705×全幅300mm 単位:mm 車輪:インチ
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 16.5kg	耐荷重 100kg	シート幅 450mm(シートパイプ外寸法)
TAIS	00160-000292	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7010-0				

カルティマ CRT-7

ミキ

多機能 非課税


自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト

ワンハンドブレーキ・スライド式延長グリップ

- スライド式延長グリップ標準(左右)装備により、ブレーキも握り易く、容易な力でブレーキをかけることができます。
- 延長ブレーキをOP追加不要となります。
- これにより、片麻痺の方だけでなく、ご利用者さまの軽い力でブレーキの操作が可能になります。



※折りたたみ時/全長690×全高705×全幅320mm 単位:mm 車輪:インチ
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 11.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内寸法)
TAIS	00122-000572	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1020-0				

ふわりす+ KFP22-40SB

カワムラサイクル


多機能 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト

力の弱い方や女性にもおすすめの多機能タイプの車いす



※折りたたみ時/全長715×全高660×全幅330mm 単位:mm 車輪:インチ
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 11.5kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外寸法)
TAIS	00160-000249	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7020-0				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊舞台・付属品
P2-23
床すれ防止用具
P24-29
体位変換器
P30-31
歩行補助杖
P32-33
歩行器
P34-41
手すり
P42-53
車いす・付属品
P54-75
スロープ
P76-79
移動用リフト
P80-86
自動排泄処理装置
P87
徘徊感知機器
P88-91

サービスコード 車いす:171001

スキット SKT-4 ミキ


多機能 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

狭い場所もスイスイ移動できるスレンダー車いす!従来よりコンパクトに折りたためます



※折りたたみ時/全長725×全高665×全幅285mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 13.7kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00122-000411	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1050-0				

ネクストコア ミニモ NEXT-50B

松永製作所


モジュール 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

スリムで超低床にも設定可能な低床モジュールタイプ



※折りたたみ時/全長940×全高635×全幅280mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 14.3kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000328	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3020-0				

ネクストコア アジャスト NEXT-51B

松永製作所


モジュール 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

次世代車いすのセミモジュール



※折りたたみ時/全長960×全高675×全幅280mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 14.6kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000320	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3030-0				

ウルトラ NA-U7 エアリー仕様

日進医療器

モジュール 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

スリム・軽量・安全と快適性に優れた自走用車いす
シート幅を工具無しで調整可



※折りたたみ時/全長990×全高650~690×全幅300mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 15.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400-420-440mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000361	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5050-0				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

カルッタ CRT-3-CZ

ミキ


モジュール 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーターディング
- リクライニング
- ティルト

取り回しの良い「超軽量・コンパクト」ボディ
CRT-CZシリーズはご利用者さまの体格に合わせて適した座幅に調整でき、住環境や持ち運びに便利な車いすです



※クッション(30mm)込み寸法 ※折りたたみ時/全長780×全高670×全幅320mm

低床	中床	高床	重量 12.9kg	耐荷重 100kg	シート幅 400・420・440mm(アームパイプ内々寸法)	
TAIS	00122-000638		月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1150-0					

カルッタ CRT-1-CZ

ミキ

モジュール 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーターディング
- リクライニング
- ティルト

取り回しの良い「超軽量・コンパクト」ボディ



※クッション(30mm)込み寸法 ※折りたたみ時/全長920×全高670×全幅320mm

低床	中床	高床	重量 11.1kg	耐荷重 100kg	シート幅 400・420・440mm(アームパイプ内々寸法)	
TAIS	00122-000609		月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1030-0					

軽量モジュール車いす MEF-22

ミキ

モジュール 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーターディング
- リクライニング
- ティルト

従来の煩わしい調整が簡単にできるモジュール車いす

- 必要に応じてブレーキレバーの長短を使い分ける便利な機能「スライドグリップ付駐車ブレーキ」搭載



※クッション(30mm)込み寸法 ※折りたたみ時/全長770×全高650/670/690×全幅340mm

低床	中床	高床	重量 15.5kg	耐荷重 100kg	シート幅 400・420・440mm(アームパイプ内々寸法)	
TAIS	00122-000582		月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1040-0					

スキット SKT-1000

ミキ

モジュール 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーターディング
- リクライニング
- ティルト

全幅530mm(シート幅400mm)の超スリムなモジュールタイプ。お尻の痛みを軽減する前ズレ防止パッド付クッションや握力の弱い方でも操作可能なフィットグリップハンドルなど多彩な機能



※クッション(60mm)込み寸法 ※折りたたみ時/全長750×全高665~715×全幅320mm

低床	中床	高床	重量 17.9kg	耐荷重 100kg	シート幅 400・420・440mm(アームパイプ内々寸法)	
TAIS	00122-000524		月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1060-0					

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊寝台・付属品 P2-23
床ずれ防止用具 P24-29
体位変換器 P30-31
歩行補助杖 P32-33
歩行器 P34-41
手すり P42-53
車いす・付属品 P54-75
スロープ P76-79
移動用リフト P80-86
自動排泄処理装置 P87
徘徊感知機器 P88-91

サービスコード 車いす:171001

ネクストコア くるり NEXT-71B

松永製作所


6 輪 非課税

自走 介助



- ノーバンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

圧倒的な小回り性能!!
その場でくるり!!



※折りたたみ時/全長860×全高675×全幅340mm 単位:mm 車輪:インチ
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 19.0kg	耐荷重 75kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000333	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3040-0				

6輪座王 NA-506W

日進医療器


6 輪 非課税

自走 介助



- ノーバンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

こちよい座りを実現する、3D形状に
調節可能なバックサポートの車いす
6輪タイプでスムーズな小回りが可能



※折りたたみ時/全長940×全高610~650×全幅310mm 単位:mm 車輪:インチ
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 16.3kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000312	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5060-0				

スキット SKT-5

ミキ


6 輪 非課税

自走 介助



- ノーバンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

幅狭で低床なフレーム構造と
6輪車が合体しました



※折りたたみ時/全長735×全高640×全幅285mm 単位:mm 車輪:インチ
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 15.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00122-000444	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1070-0				

座王X NA-XF7

日進医療器

ティルト 非課税

自走 介助




- ノーバンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

残存機能を活かしたオートフィットシステムに
よって姿勢が安定する自走用ティルト車いす

エレベーターオプションユニット	月極
日進医療器	1割
KF-EC	2割
	3割
TAIS	00175-000396
商品番号	02-9070-2

座王Xのフット・レッグサポートを
拳上式・開き式・着脱式にできます。



※折りたたみ時/全長1020×全高660/680/700×全幅340mm 単位:mm 車輪:インチ
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 19.6kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000391	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5160-0				

グレイスコア GRC-21B

松永製作所


標準 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーターディング
- リクライニング
- ティルト

背シート高56cmで背中幅広い範囲を支え
長時間のご利用も快適
三角パット入り背カバーシートが脊柱を
しっかり支え、肩関節が動かしやすい



※折りたたみ時/全長935×全高690×全幅320mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

工具不要でシートの奥行調整可能
フットサポート直下型

低床	中床	高床	重量 12.4kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000400	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3160-0				

ネクストコア NEXT-21B

松永製作所


標準 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーターディング
- リクライニング
- ティルト

軽量・コンパクト・耐荷重100kg!
安心のJISマーク取得モデル



※折りたたみ時/全長935×全高655×全幅280mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 10.8kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000316	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3050-0				

ウルトラ NAH-U1

日進医療器


標準 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーターディング
- リクライニング
- ティルト

軽さ・コンパクト・座り心地・
デザインを追求した究極シリーズ



※折りたたみ時/全長860×全高650×全幅280mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 10.5kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000319	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5090-0				

ウェイビット WA16-40S

カワムラサイクル


標準 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーターディング
- リクライニング
- ティルト

独自の曲線フレームが乗り心地と
コンパクトさを生み出しました



※折りたたみ時/全長870×全高670×全幅300mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 10.9kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)
TAIS	00160-000238	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7030-0				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊寝台・付属品 P2-23
床ずれ防止用具 P24-29
体位変換器 P30-31
歩行補助杖 P32-33
歩行器 P34-41
手すり P42-53
車いす・付属品 P54-75
スロープ P76-79
移動用リフト P80-86
自動排泄処理装置 P87
徘徊感知機器 P88-91

サービスコード 車いす:171001

KMD-A16-40-M(H/SH)

カワムラサイクル

標準 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

- 伸縮式駐車用ブレーキで長さが10cm延長され、軽い力で操作可能
- 工具レスで簡単にステップ調節が可能



※折りたたみ時/全長850×全高640/660/680×全幅270mm 単位:mm 車輪:インチ
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 13.6kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)
TAIS	00160-000287	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7070-0				

座王 NAH-521A

日進医療器

在庫品限り 標準 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

張が違う! 面が違う! 腰が違う!
適切な部分に最適な支持をします



※折りたたみ時/全長990×全高630~650×全幅300mm 単位:mm 車輪:インチ
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 13.0kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000307	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5100-0				

ネクストコア グラン NEXT-22B HB

松永製作所

標準 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

身長の高い方もゆったり座れる
高床スタンダードタイプ



※折りたたみ時/全長940×全高715×全幅290mm 単位:mm 車輪:インチ
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 :11.8kg	耐荷重 100kg	シート幅 420mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000376	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3060-0				

BAL-2

ミキ

標準 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

ハイポリマータイヤ仕様の
シンプルで操作しやすい車いす



※折りたたみ時/全長870×全高680×全幅265mm 単位:mm 車輪:インチ
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 11.4kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)
TAIS	00122-000452	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1120-0				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

カルティマ CRT-6 ミキ

プラスα 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーターディング
- リクライニング
- ティルト

ワンハンドブレーキ・スライド式延長グリップ

- スライド式延長グリップ標準(左右)装備により、ブレーキも握り易く、容易な力でブレーキをかけることができます。
- 延長ブレーキをOP追加不要となります。
- これにより、片麻痺の方だけでなく、ご利用者さまの軽い力でブレーキの操作が可能になります。



低床	中床	高床	重量 9.1kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00122-000570	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1080-0				

ウェイビットルー+ WARP16-40-M(H/SH) カワムラサイクル

多機能 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーターディング
- リクライニング
- ティルト

独自のシーティングシステム、LAVICサポートで腰上から膝裏までのラインをサポートし、無理のないラクな姿勢を保つことができます



低床	中床	高床	重量 14.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)
TAIS	00160-000310	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7090-0				

ふわりす+ KFP16-40SB カワムラサイクル

多機能 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーターディング
- リクライニング
- ティルト

カワムラサイクル最軽量車いすの多機能モデル



低床	中床	高床	重量 10.6kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)
TAIS	00160-000248	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7040-0				

ウルトラ NAH-U2W エアリー仕様 日進医療器

多機能 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーターディング
- リクライニング
- ティルト

スリム・軽量・安全性と快適性に優れた介助用車いす



低床	中床	高床	重量 12.3kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000359	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5110-0				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊寝台・付属品
P2-23
床ずれ防止用具
P24-29
体位変換器
P30-31
歩行補助杖
P32-33
歩行器
P34-41
手すり
P42-53
車いす・付属品
P54-75
スロープ
P76-79
移動用リフト
P80-86
自動排泄処理装置
P87
徘徊感知機器
P88-91

カルティマ CRT-8 ミキ

多機能 非課税


自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

ワンハンドブレーキ・スライド式延長グリップ

- スライド式延長グリップ標準(左右)装備により、ブレーキも握り易く、容易な力でブレーキをかけることができます。
- これにより、片麻痺の方だけでなく、ご利用者さまの軽い力でブレーキの操作が可能になります。



※折りたたみ時/全長640×全高705×全幅250mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 10.5kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00122-000574	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1090-0				

スキット SKT-2 ミキ


多機能 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

主輪が小さいので、サイズも
収納もよりコンパクト



※折りたたみ時/全長650×全高695×全幅260mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 12.7kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00122-000320	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1100-0				

カルッタ CRT-4-CZ ミキ


モジュール 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

取り回しの良い「超軽量・コンパクト」ボディ
CRT-CZシリーズはご利用者さまの体格に合わせて
適した座幅に調整でき、住環境や持ち運びに
便利な車いすです



※クッション(30mm)込み寸法 ※折りたたみ時/全長600×全高670×全幅250mm

低床	中床	高床	重量 11.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400-420-440mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00122-000639	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1160-0				

カルッタ CRT-2-CZ ミキ


モジュール 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

取り回しの良い「超軽量・コンパクト」ボディ



※クッション(30mm)込み寸法 ※折りたたみ時/全長840×全高670×全幅250mm

低床	中床	高床	重量 9.9kg	耐荷重 100kg	シート幅 400-420-440mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00122-000610	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1110-0				

ウルトラ NAH-U7 エアリー仕様

日進医療器

モジュール 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

スリム・軽量・安全性と快適性に優れた
介助用車いす
シート幅は工具無しで調整可



低床	中床	高床	重量:13.7kg	耐荷重 100kg	シート幅 400・420・440mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000362	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5130-0				

ネクストコア ミニモ NEXT-60B

松永製作所

モジュール 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

スリムで超低床にも設定可能な
低床モジュールタイプ



低床	中床	高床	重量 13.6kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000329	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3080-0				

ネクストコア アジャスト NEXT-61B

松永製作所

モジュール 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

次世代車いすのセミモジュール



低床	中床	高床	重量 13.6kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000321	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3090-0				

ネクストコア くるり NEXT-81B

松永製作所


6輪 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

圧倒的な小回り性能!!
その場でくるり!!



低床	中床	高床	重量 18.0kg	耐荷重 75kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000334	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3070-0				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊舞台・付属品
P2-23
床すれ防止用具
P24-29
体位変換器
P30-31
歩行補助杖
P32-33
歩行器
P34-41
手すり
P42-53
車いす・付属品
P54-75
スロープ
P76-79
移動用リフト
P80-86
自動排泄処理装置
P87
徘徊感知機器
P88-91

サービスコード 車いす:171001

マイチルト・コンパクト3D MH-CR3D HB + スイングアウトエレベーターユニット

ティルト・リクライニング

非課税

松永製作所

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

マイチルト・コンパクト3DのHBタイヤ仕様
にスイングアウトエレベーターユニット
を付加しました



※折りたたみ時/全幅325mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

TAIS (※)	00066-000366 マイチルト・コンパクト3D HB
	00066-000297 スイングアウトエレベーターユニット

低床	中床	高床
----	----	----

商品番号	01-3110-0
------	-----------

※この商品は2つのTAISから構成されます

重量	26.9kg	耐荷重	75kg	シート幅	400mm(アームパイプ内々寸法)
----	--------	-----	------	------	-------------------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

マイチルト・ミニ3D MH-SRL-SE

松永製作所

ティルト・リクライニング

非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

小柄な方向への
ティルト&リクライニング車いす
狭いスペースでもさらに使いやすい、
横移動可能なリフトアップ機能付き



※折りたたみ時/全長880×全高990×全幅340mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床
----	----	----

TAIS	00066-000352
商品番号	01-3100-0

重量	29.0kg	耐荷重	75kg	シート幅	400mm(アームパイプ内々寸法)
----	--------	-----	------	------	-------------------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ウルトラ NAH-UC・Hi 電動 脚部拳上式・開き式・着脱式仕様

日進医療器

電動ティルト・リクライニング

非課税


自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

リモコン操作で角度調節可能な
ティルト&リクライニング機能で
ご利用者さまの自立支援を促すとともに
介助者さまの負担を大幅に軽減します。

NAH-UC・Hi電動の
エレベーター仕様です。



※走行は電動式ではありません
※折りたたみ時/全長1130×全高770×全幅560mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床
----	----	----

TAIS	00175-000395
商品番号	01-5150-0

重量	23.8kg	耐荷重	120kg	シート幅	420mm(アームパイプ内々寸法)
----	--------	-----	-------	------	-------------------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ウルトラ NAH-UC・LO 脚部拳上式・開き式・着脱式仕様

日進医療器

ティルト・リクライニング


非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

介護負担を徹底的に軽減した
ティルト&リクライニング
エレベーター仕様



※折りたたみ時/全長1110×全高720×全幅540mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床
----	----	----

TAIS	00175-000380
商品番号	01-5140-0

重量	21.1kg	耐荷重	100kg	シート幅	400mm(アームパイプ内々寸法)
----	--------	-----	-------	------	-------------------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

くるーん KPFK-12

カワムラサイクル


ティルト・リクライニング 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 蹴り上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーターディング
- リクライニング
- ティルト

ティルトとリクライニングがひとつになった
ぴったりフィット機構



低床	中床	高床	重量 21.5kg	耐荷重 100kg	シート幅 420mm(シートパイプ外々寸法)	
TAIS	00160-000250		月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7050-0					

モデラートα

ランダルコーポレーション


ティルト・リクライニング 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 蹴り上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーターディング
- リクライニング
- ティルト

ティルトもリクライニングも一本のレバー操作だけで生活の場面に最もふさわしい座位姿勢を簡単に実現できます。背中のズレがほとんどなく、体が前に滑るのを防ぎます。



低床	中床	高床	重量 20.0kg	耐荷重 100kg	シート幅 420mm(アームパイプ内々寸法)	
TAIS	00496-000389		月極	1割	2割	3割
商品番号	01-9070-0					

エリーゼ FR-31TR

松永製作所

ティルト・リクライニング 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 蹴り上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーターディング
- リクライニング
- ティルト

リフトアップ機能でその場回転を実現!
横移動も可能にした
ティルト&リクライニング車いす



低床	中床	高床	重量 36.5kg	耐荷重 75kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)	
TAIS	00066-000251		月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3140-0					

座位保持ティルトリクライニング ラクレスト 介助ブレーキ付 PR-2000B

ピジョンタヒラ

ティルト・リクライニング 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 蹴り上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーターディング
- リクライニング
- ティルト

大柄な方、小柄な方、左右に傾いてしまう方、円背の方など、様々な身体状況の方に車いすが変形し、座位保持を助けます。工具不要で操作が出来るため、介助者さまもかんたんです。



低床	中床	高床	重量 29.0kg	耐荷重 75kg	シート幅 400mm	
TAIS	00495-000067		月極	1割	2割	3割
商品番号	01-9061-0					

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊舞台・付属品 レンタル P2-23
床ずれ防止用具 レンタル P24-29
体位変換器 レンタル P30-31
歩行補助杖 レンタル P32-33
歩行器 レンタル P34-41
手すり レンタル P42-53
車いす・付属品 レンタル P54-75
スロープ レンタル P76-79
移動用リフト レンタル P80-86
自動排泄処理装置 レンタル P87
徘徊感知機器 レンタル P88-91



このマークの車いすに限りです。

電動車いすには「安心補償」がついています。

WHILL Model CK2 WHL-CK02

WHILL

すべての人の移動を楽しくスマートにする
近距離モビリティ

電動自走 非課税

WHILL Model CK WHL-CK01

WHILL

電動自走 非課税

在庫限り

ノーパンク
タイヤ

安心
補償

ノーパンク
タイヤ

安心
補償



刷新されたコントローラ

片手で簡単に操作。スピード調整、電源オンオフも片手で、手を離すと坂道でも自動でブレーキがかかります。左右の付け替えが可能です。



リアサスペンション

WHILL Model CK2で新たに装備された後輪のサスペンションにより、ごぼごぼや段差乗り越えの衝撃を吸収。



WHILL Model CK からの主な変更点


- リアサスペンションの設定
- コントローラ / スイッチの変更
- アームの跳ね上げ性能改善
- テールライトの視認性向上

GOOD DESIGN AWARD
2017年度受賞

WHILL Model CK は 2017 年度グッドデザイン賞を受賞しました。

WHILL Model CK2 / CK 共通する特徴

日々の生活を便利にする 小回り性能と高い走破性



直径 10 インチの大きな前輪 (オムニホイール) で 5cm の段差をクリア。前輪が横に向かないため溝にはまってスタックする心配もありません。

使う人のことを第一に考えた デザイン



Photo: WHL-CK01

誰でも安心して使うことができる操作性と乗り降りのしやすさ。坂道でも安全な走行を実現するブレーキや片流れ防止機能を搭載。

3 ステップで簡単に分解して 持ち運び



工具無しで簡単に3つのパーツに分解ができるので車載が可能に。バッテリーも取り外ししての屋内充電可。

コンパクトな本体のまま 日々のお買い物にも便利

大容量の 20 L の大容量カゴが椅子の下にあることで、別途カゴを後ろにつけなくても、コンパクトな本体のまま、日々のお買い物にも便利に使えます。



共通仕様

最高速度 / 6km/h、登坂力 / 10度、使用環境 / -15℃~40℃
重量 / 約52kg、充電時間 / 5時間、最大荷重 / 115kg

WHILL Model CK2 固有仕様

走行距離 / 約18km、バッテリー / リチウムイオン (25.3V 10.6Ah)
サイズ / 幅554×奥行985×高さ740~940mm

WHILL Model CK 固有仕様

走行距離 / 約16km、バッテリー / リチウムイオン (25.3V 10.6Ah)
サイズ / 幅550×奥行985×高さ740~940mm

*最高速度は前方についての値です。急な坂道を走行すると減速度合いが変わることがあります。走行中にバッテリーの温度が著しく低下すると、バッテリーが低温モードになって、減速度合いが変わることがあります。

WHILL オプション

杖ホルダー

WHILL

本体に固定できる杖の本数は1本です。



サイズ 高さ88.9×幅107.4×奥行142.9mm
重量 約150g

リチウムイオンバッテリー

WHILL

Model CK用の予備バッテリー。残量がわかるLEDライトがついています。
※本体に1つ付属



充電時間 5時間
重量 2.8kg

骨盤ベルト

WHILL

骨盤の後傾やずりおちを抑えます。坂道でも座位をしっかりと安定させる Model CK / CK2用の骨盤ベルト。



サイズ 700~1000mm
重量 245g

ジョイスティック (スティック)

WHILL

Model CK / CK2用のスティックで、手で掴んだり指の間に挟んで操作します。



装着例

サイズ 高さ85×幅43×奥行54mm
重量 46g

品名	品番	TAIS	商品番号	適合機種	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
WHILL Model CK2	WHL-CK02	01520-000028	01-9080-0	-				
WHILL Model CK	WHL-CK01	01520-000005	01-9020-0	-				
杖ホルダー	WHL-C11	01520-000008	02-9000-2	WHL-CK01				
リチウムイオンバッテリー	WHL-C10	01520-000007	02-9002-1	WHL-CK01				
骨盤ベルト	WHL-C12	01520-000009	02-9001-2	WHL-CK01 WHL-CK02				
ジョイスティック (スティック)	WHL-C27	01520-000026	02-9003-2	WHL-CK01 WHL-CK02				

*車いす付属品は非課税の車いすとセットでレンタルする場合、非課税となります。(WHILLオプションのリチウムイオンバッテリー-WHL-C10を除く)

税込価格で表記しています (非課税 商品を除く)

スズキ セニアカー ET-4D9 / ET-4D8 / ET-4D7

スズキ

在庫品限り
(ET-4D9を除く)

電動カート

非課税

安心
補償

ET-4D9



ET-4D8*



傾斜お知らせや音声案内など
安心のための機能を採用

31km*の連続走行と大型バスケットで使いやすさが充実


*ET-4D7の連続走行距離は33km

JIS認証商品

- 買い物に便利な25Lサイズの大型バスケット
 - 音声案内音量は4段階(大、中、小、OFF)の調整が可能
 - バッテリー残量表示灯が2灯まで減った段階で充電促進案内の追加
- 前後方LED点滅ランプ パンクレスタイヤ 握り込み緊急停止機能

主要性能	ET-4D9	ET-4D8	ET-4D7
連続走行距離*	31km		33km
速度	1~6km/h		2~6km/h
実用登坂角度	10°		
JIS規格	JIS T 9208:2016		JIS T 9208:2009

*連続走行距離はJIS規格に基づく値です。使用環境や運転方法に応じて実際の走行距離は異なります。



重量 100kg (バッテリー含む) 耐荷重 100kg シート幅 420mm

*画像はET-4D8のものですが、ET-4D7もほぼ同等の外観です

品名	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
スズキ セニアカー ET4D 9型	ET-4D9	00152-000026	01-9042-0				
スズキ セニアカー ET4D 8型	ET-4D8	00152-000025	01-9041-0				
スズキ セニアカー ET4D 7型	ET-4D7	00152-000022	01-9040-0				

JWアクティブPLUS+ Sタイプ

ヤマハ発動機

電動自走

非課税

安心
補償



操作レバー
進行方向にレバーを倒すだけで動きます。レバーから手を離すと自動的に停止します。

5段階の速度設定を常に表示

速度切り替えスイッチ



手寄せプレート

バッテリー残量を数値でお知らせ

電源スイッチ

ホーンスイッチ

シート幅:400

全高:880

全幅:640



単位:mm 車輪:インチ

● 実用登坂角度/6° ● 連続走行距離/15km ● 最高速度/4.5km/h

低床	中床	高床	重量 27.4kg (バッテリー除く)	耐荷重 100kg	シート幅 400mm
TAIS	00233-000095		1割	2割	3割
商品番号	01-9030-0				

ラスレル 折りたたみ式 電動車いす カシダス

カシダス

電動自走

非課税

安心
補償



折りたたんだ状態で32cm


折りたたみ可能で、電動車いすではトップクラスの最軽量 2018年度グッドデザイン賞を受賞し、機能とデザインに優れる

- 連続走行距離/約13km
- 最大速度/約6km/h
- 実用登坂角度/10°
- 旋回範囲/900mm

シート幅:420

全高:910

全幅:645



*折りたたみ時/全長1115×全高320×全幅645mm

単位:mm 車輪:インチ

仕様	旋回範囲/900mm モーター/DCブラシレスモーター 24V、200W×2 電池/24V、8.7AH、210Wh リチウムイオン電池	充電器/24V、2A 制動方式/電磁ブレーキ 操舵方法/ジョイスティック型コントローラ	前輪/フィンチPULSリッドタイヤ 後輪/10インチエアタイヤ 転倒防止車輪/50mmリッドタイヤ
----	---	---	---

低床	中床	高床	重量 21.6kg (バッテリー含む)	耐荷重 115kg	シート幅 420mm
TAIS	01388-000007		1割	2割	3割
商品番号	01-9010-0				

左のマーク付きの電動車いすには「安心保障」がついています。

税込価格で表記しています (非課税 商品を除く)

特殊舞台・付属品
P2-23
床ずれ防止用具
P24-29
体位変換器
P30-31
歩行補助杖
P32-33
歩行器
P34-41
手すり
P42-53
車いす・付属品
P54-75
スロープ
P76-79
移動用リフト
P80-86
自動排泄処理装置
P87
徘徊感知機器
P88-91

アウルREHA レギュラー OWL21-BK1-4040/OWL21W-BK1-4340

加地

厚さ4cmの薄さで足つき性の良いスタンダードタイプ

●アウルパターン(アウルREHA全品番共通)

厚さ
4cm



※カバーを外した状態

本体は誤使用防止を考慮したデザイン、カバーは前後のタグ付き。


アウル・スリット
深さを増したスリットを設け、尾骨から仙骨にかけての圧力を軽減。



アウル・アイ
身体の形に合わせた形状で最も圧力のかかる坐骨部を包み込むようにサポート。



アウル・ライン
身体に沿った形状で誤使用防止と使用時の通気性に配慮。



アウル・フェザー
外転防止のために外側を高くしたサポート形状。

●車いすの座幅に合わせて、幅/400・430mmの2サイズからお選びいただけます。

商品名	幅	品番	縦×厚さ	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
アウルREHA レギュラー	400mm	OWL21-BK1-4040	400×40mm	約1.2kg	00540-000028	02-2000-2				
	430mm	OWL21W-BK1-4340		約1.3kg	00540-000064	02-2060-2				

アウルREHA ミドル OWL26-BK1-4040

加地

適度な厚みで体圧分散性を持つ多用途タイプ

厚さ
6cm



※カバーを外した状態

本体は誤使用防止を考慮したデザイン、カバーは前後のタグ付き。

アウルREHA ハイ OWL22-BK1-4040

加地

坐骨部の深い沈み込み量を確保した減圧重視タイプ

厚さ
8cm



※カバーを外した状態

本体は誤使用防止を考慮したデザイン、カバーは前後のタグ付き。

サイズ		重量	
縦400×横400×厚さ60mm		約1.3kg	
TAIS	00540-000057	商品番号	02-2010-2
月極	1割	2割	3割

サイズ		重量	
縦400×横400×厚さ80mm		約1.4kg	
TAIS	00540-000029	商品番号	02-2030-2
月極	1割	2割	3割

アウルREHA 3Dジャスト OWL25-BK1-4040

加地

3D形状で最大限の薄さを実現した汎用性の高い姿勢保持タイプ

厚さ
3.5~8cm



※カバーを外した状態

本体は誤使用防止を考慮したデザイン、カバーは前後のタグ付き。

モニターREHA MOR01-BK1

加地

調整なしで使用できる背座一体型クッション
円背で前ずれ傾向がある方、背骨・尾骨部に骨突出がある方に推奨

厚さ
3~5.5cm



エクスジェル配置図

サイズ		重量	
縦400×横400×厚さ35~80mm		約1.5kg	
TAIS	00540-000055	商品番号	02-2020-2
月極	1割	2割	3割

サイズ		重量	
幅400×奥行420×高さ210mm(座面高 厚さ30~55mm)		1.2kg	
TAIS	00540-000056	商品番号	02-2050-2
月極	1割	2割	3割

※車いす付属品は非課税の車いすとセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

フォリオ CK-405

ケープ

通気性がよく、カバーを外さず洗濯機で丸洗い可能な
快適薄型クッション

厚さ
6cm



前後に分かれた独立構造で前
ずれ防止を強化、厚さ6cm
の薄型で優れた体圧分散性能

サイズ	重量
縦400×横400×厚さ60mm	約0.6kg
TAIS 00206-000132	商品番号 02-3020-2
月極	1割 2割 3割

エアールクッション ALC-35-40

ミキ

利用者に合わせてクッションの空気圧を調節可能

厚さ
3.5cm



おしりの体圧を分散し、
安定した状態で座位姿勢を
保つことができます。

サイズ	重量	備考
縦400×横400×厚さ35mm	約0.33kg	カバー/ブラック防止加工
TAIS 00122-000627	商品番号 02-9060-2	
月極	1割 2割 3割	

メリディアン

ユーキ・トレーディング

最良の圧力分散と姿勢のサポートを提供

厚さ
10cm



より高い臀部の除圧効果と
安定感のある座り心地を
追求し、2つの空気室構造を
採用しました。

サイズ	重量
縦400×横400×厚さ100mm	約0.85kg
TAIS 00468-000031	商品番号 02-1000-2
月極	1割 2割 3割

リフレックス

ユーキ・トレーディング

床ずれリスクの軽減と座位の安定性を提供

厚さ
8cm



※カバーを
外した状態

クッション内部に取付けた
空気自動開放バルブが、体型に合わせて
最適な座り心地を提供します。

サイズ	重量
縦400×横400×厚さ80mm	約0.7kg
TAIS 00468-000034	商品番号 02-1010-2
月極	1割 2割 3割

アウルサポート

加地

あらゆる体格・座位に対応し、骨盤や体幹を
サポートすることができる姿勢保持クッション

- 自力での座位保持が困難な方
- 上半身に左右の傾きがある方
- 骨盤後傾により前ずれしてしまう方

アウルサポート シートクッション
エクスジェルが体圧を分散して快適なすわり
心地。前ずれしにくいアンカー形状で、安定し
た着座姿勢を保ちます
内部材質/EXGEL+ウレタンフォーム(2層構造)

シートクッション、バッククッションをセット
でお使いいただくことで、前ずれしにくく、
より安定した座位を保つことができます。



アウルサポート バッククッション

位置調整が可能なパッドでさまざまな体
格や座位に対応。エクスジェルが背骨の
痛みを緩和して床ずれのリスクを軽減。

厚さ
5~7cm



カバーなし

品名	品番	備考	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
アウルサポートセット	OWLS-S01B01	以下2つのセット	00540-000017	02-2040-2				
アウルサポート シートクッション	OWLS-S01	-	00540-000016	02-2041-2				
アウルサポート バッククッション	OWLS-B01	-	00540-000015	02-2042-2				

※車いす付属品は非課税の車いすとセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊登台・付属品 P2-23
床ずれ防止用具 P24-29
体位変換器 P30-31
歩行補助杖 P32-33
歩行器 P34-41
手すり P42-53
車いす・付属品 P54-75
スロープ P76-79
移動用リフト P80-86
自動排泄処理装置 P87
徘徊感知機器 P88-91

サービスコード 車いす付属品:171002

アルファプラ クッション 撥水・防水カバータイプ KC-WP4040

タイカ

3層のゲルサンド構造が安定感のある座り心地を実現

厚さ
6cm



左右の坐骨を
しっかりサポート。
仙骨座り(前ズレ)を
防ぎます。

サイズ	重量
縦400×横400×厚さ60mm	約0.6kg
TAIS 00563-000017	商品番号 02-4000-2
月極	1割 2割 3割

アルファプラ F クッション 撥水・防水カバータイプ FWC-4040

タイカ

高い体圧分散性能と座位姿勢の安定を考えた高機能クッション

厚さ
7.5cm



アルファプラF継承の
高弾性無膜ウレタン
フォームと新開発で前
ズレを防ぐラジアルキ
ャッチ構造を採用。

サイズ	重量
縦400×横400×厚さ75mm	0.6kg
TAIS 00563-000124	商品番号 02-4010-2
月極	1割 2割 3割

ベスポ ジェルクッション CK-375

ケープ

前ズレ防止と足こぎサポートの1枚二役

厚さ
6.5cm



サイズ	重量
縦400×横400×厚さ65mm	1.6kg
TAIS 00206-000072	商品番号 02-3000-2
月極	1割 2割 3割

デュオ ジェルクッション CK-385

ケープ

前ズレを吸収し、理想的な姿勢保持を実現

厚さ
7.5cm



仙骨座りや
骨盤後傾を起こす
座位保持困難な方に最適。

サイズ	重量
縦400×横400×厚さ75mm	約1.7kg
TAIS 00206-000048	商品番号 02-3010-2
月極	1割 2割 3割

どこでもテーブル nishiura T-D

ニシウラ

良い姿勢と使いやすさを重視した摂食嚥下テーブル



テーブル取付例

● どこでもテーブル適合アーム



※車いすの取付に関しては上記適合アームイラストをご参照ください
※車いすの機種によってはアーム高などの調整が必要な機種もございます

どこでもテーブルを使用することで、肘をしっかりテーブルに置くことができ、姿勢が安定します。食事時に前腕が適正なポジションにあることは、誤嚥などを防ぐだけでなく、ご利用者さま自身の身体負担への軽減にも繋がります。

サイズ	材質	重量	※商品には別途保護カバーが付きませ
幅600×奥行710×厚み20mm	ポリ合板	3kg	
TAIS 01272-000007	商品番号 02-9050-2		
月極	1割 2割 3割		

※車いす付属品は非課税の車いすとセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

ブレーキ延長棒

松永製作所



駐車ブレーキを伸長出来ます

① +5cm ② +10cm

(ブレーキ延長取付例 ※写真は10cm)

材質

アルミ

サイズ	TAIS	商品番号
① +5cm	00066-000298	02-9010-2
② +10cm		02-9011-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

延長棒

日進医療器



駐車ブレーキを伸長出来ます

① +10cm ② +18cm

材質

アルミ

サイズ	福祉用具届出コード	商品番号
① +10cm	00175-Z00024	02-9020-2
② +18cm		02-9021-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ボンベ架(転倒防止キャスト付とのセット商品)

松永製作所



ボンベ架取付例



転倒防止キャスト付

500cc用(直径110mm)の酸素ボンベに対応

品名	TAIS	商品番号
ボンベ架	00066-000345	02-9030-2
転倒防止キャスト付	00066-000356	

ボンベ架取付時には「転倒防止キャスト付」を必ずご使用下さい。

ボンベ架サイズ	重量
高さ:400mm 内径:φ115mm	ボンベ架:700g 転倒防止キャスト付:400g

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ボンベ架(小) KF-20S

日進医療器



φ19~22のパイプ径対応

サイズ	材質	重量
収納部高さ:290mm 内径:φ105mm	スチール	1.3kg

福祉用具届出コード	商品番号
00175-Z00054	02-9040-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----


車いす付属品適合表

P	種別	メーカー	商品名	品番	ブレーキ延長棒 (松永製作所)	延長棒 (日進医療器)	ボンベ架 (松永製作所)	ボンベ架(小) (日進医療器)
56	自走	松永製作所	グレイスコア	GRC-11B	○	—	※○	—
	自走	松永製作所	ネクストコア	NEXT-11B	○	—	※○	—
	自走	松永製作所	ネクストコア グラン	NEXT-12B HB	○	—	※○	—
	自走	日進医療器	ウルトラ	NA-U1	—	○	—	○
58	自走	日進医療器	NEO-1+G-Guard IIパッケージ		—	○	—	○
	自走	日進医療器	トライメイトN 座席昇降(手動)車いす		—	×	—	×
	自走	日進医療器	ウルトラ	NA-U2W	—	○	—	○
	自走	日進医療器	ウルトラ	NA-U2W・BG	—	○	—	○
60	自走	松永製作所	ネクストコア ミニモ	NEXT-50B	○	—	※○	—
	自走	松永製作所	ネクストコア アジャスト	NEXT-51B	○	—	※○	—
	自走	日進医療器	ウルトラ	NA-U7	—	○	—	○
62	自走	松永製作所	ネクストコア くるり	NEXT-71B	×	—	×	—
	自走	日進医療器	6輪座王	NA-506W	—	○	—	×
	自走	日進医療器	座王X	NA-XF7	—	○	—	×
63	介助	松永製作所	グレイスコア	GRC-21B	○	—	※○	—
	介助	松永製作所	ネクストコア	NEXT-21B	○	—	※○	—
	介助	日進医療器	ウルトラ	NAH-U1	—	○	—	×
64	介助	日進医療器	座王	NAH-521A	—	×	—	×
	介助	松永製作所	ネクストコア グラン	NEXT-22B HB	○	—	※○	—
67	介助	日進医療器	ウルトラ	NAH-U2W	—	○	—	×
	介助	日進医療器	ウルトラ	NAH-U7	—	○	—	×
	介助	松永製作所	ネクストコア ミニモ	NEXT-60B	○	—	※○	—
	介助	松永製作所	ネクストコア アジャスト	NEXT-61B	○	—	※○	—
	介助	松永製作所	ネクストコア くるり	NEXT-81B	×	—	×	—
68	介助	松永製作所	マイチルト・コンパクト3D	MH-CR3D HB	○	—	×	—
	介助	松永製作所	マイチルト・ミニ3D	MH-SRL-SE	×	—	×	—
	介助	日進医療器	ウルトラ	NAH-UC・Hi電動	—	×	—	×
	介助	日進医療器	ウルトラ	NAH-UC・LO	—	×	—	×
69	介助	松永製作所	エリーゼ	FR-31TR	×	—	×	—

○:適合 ×:不適合 —:非該当 ※取付時に転倒防止キャスト付が必要です。

スロープガイド

スロープは屋内外のさまざまな段差を緩やかな傾斜に変え、特に車いすのように車輪のついた用具を用いて移動する際に有効な福祉用具です。なお、福祉用具貸与には取り付けに際して工事を伴わないものに限ります。



スロープの主な種類

段差を解消するスロープには、主に以下の2つの種類があります。

一枚板タイプ



一枚板タイプのスロープの場合、介助者さまもスロープ上を歩行するのでより安定して介助ができます。また走行可能な幅に余裕があり、レールタイプのように車輪をスロープに合わせる必要がないため活用範囲が広く、電動を含めてほとんどの車いすにも対応できます。

レールタイプ



レールタイプのスロープの場合、介助者さまはスロープに乗らず地面を歩くことになるのでスロープを使用しない場合と介助者さまの高さは変わりませんが、ご利用者さまが乗る車いすはスロープ上を進むため高さが徐々に上昇／下降していきます。左右のレール幅を調整できるため狭い場所でも使用可能で、持ち運びがしやすいメリットがあります。

段差に対するスロープの必要な長さの目安

段差に対するスロープの必要な長さや傾斜角度の目安を以下に提示します。実際には車いすの車種やご利用者さまの体重、介助者さまの体力、設置場所などの諸条件を考慮に入れて検討する必要があります。

車いすで自走する場合

スロープの長さ

段差の **12** 倍



傾斜角度 5°

目安となる傾斜角度は約5°です。車いすの自走に向けたゆるやかな傾斜です。

介助者同伴で走行する場合

スロープの長さ

段差の **6** 倍



傾斜角度 10°

目安となる傾斜角度は約10°です。多くの介助者さまが比較的楽に車いすを押すことができる傾斜です。

最大傾斜

スロープの長さ

段差の **4** 倍



傾斜角度 15°

目安となる傾斜角度は約15°です。かなりの急勾配なため、これ以上の角度は危険です。

●スロープの必要な長さの算出例(段差が30cmの場合)

使用状況	スロープの必要な長さの算出
車いすで自走する場合	30cm × 12 = 長さ 360cm のスロープ
介助者同伴で走行する場合	30cm × 6 = 長さ 180cm のスロープ
最大傾斜の場合	30cm × 4 = 長さ 120cm のスロープ

●注意事項

- このガイドはあくまで目安であり、メーカーや商品によって基準が異なる場合があります。例えばダンロップホームプロダクツはダンスロープエアール・ダンスロープエアール2の最大傾斜角度を14°としています。
- 電動車いすでスロープを登坂する場合、該当機種の実用登坂角度とスロープの傾斜角度を検討し、無理がないかご確認ください。また急勾配の場合はスロープの先端が電動車いすの底に当たらないかご注意ください。

電動車いすの実用登坂角度

電動車いすや電動アシストタイプの車いすでスロープを使用する場合は耐荷重の検討はもちろん、ご使用となる機種の実用登坂角度とスロープの傾斜角度をご確認ください。

機種名	実用登坂角度
WHILL Model CK2 (P70)	10°
WHILL Model CK (P70)	10°
セニアカー ET4D (P71)	10°

機種名	実用登坂角度
JWアクティブPLUS+ Sタイプ (P71)	6°
ラスレル (P71)	10°

ダンスロープエア-2

ダンロップホームプロダクツ

高品質な特殊カーボン繊維と中空構造により
業界最軽量クラスの車いす用可搬形スロープ

Dun-Slope Air2



乗り上げ時の衝撃を吸収

車いすスロープ乗り上げ時の衝撃を抑制

汎用性の向上

全サイズの幅を70cm未満とし、今まで設置不可能だった間口に対応。ハンドル部分も干渉せず、サイズ展開も7サイズあり様々な住宅環境に適用可能です。

安全性の確保

側壁で脱輪を軽減。保護用ゴムの採用で折り畳み時に懸念される指詰めによる怪我の危険性を軽減。スロープを正しい位置に設置するために大きく分かりやすく表現したマークを表示し、安全なご利用を促しています。



有効幅
69.0cm



高さ3cmのエッジと保護用ゴム
設置位置マークを表示

サイズ

- R-85Z・R-230Z・R-255Z・R-285Z / 幅[使用時]:696mm 幅[収納時]:348mm
- R-125 Z・R-165Z・R-205Z / 幅[使用時]:694mm 幅[収納時]:347mm
- 全規格共通 / 有効幅:690mm 側壁の高さ:27mm
収納時の厚み:108mm

材質

カーボンFRP・ポリカーボネート

耐荷重

300kg


品番	長さ	有効幅	幅[使用時]	幅[収納時]	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
R-85Z	850mm	690mm	696mm	348mm	約4.3kg	00532-000054	08-1020-1				
R-125Z	1250mm				約5.7kg	00532-000053	08-1021-1				
R-165Z	1650mm				約7.0kg	00532-000052	08-1022-1				
R-205Z	2050mm		696mm	347mm	約8.5kg	00532-000051	08-1023-1				
R-230Z	2300mm				約9.6kg	00532-000050	08-1024-1				
R-255Z	2550mm				約10.5kg	00532-000049	08-1025-1				
R-285Z	2850mm				約11.5kg	00532-000048	08-1026-1				

ダンスロープエア

ダンロップホームプロダクツ

特殊カーボン繊維と中空構造により
軽量の車いす用可搬形スロープ

在庫品限り



- 特殊カーボン繊維と中空構造を採用することで軽さを追求
- スリムな設計(約70cm)で、間口の狭い場所への対応力をより強化
- 電動車いすでの使用も可能
- 高さ3cmのエッジ(側壁)で脱輪を軽減
- スロープの脱落を防止する注意表示を上端部分に表示

サイズ

- R-285A・R-245A / 幅[使用時]:710mm 幅[収納時]:354mm
- R-285A・R-245A以外 / 幅[使用時]:704mm 幅[収納時]:352mm
- 全規格共通 / 有効幅:698mm 側壁の高さ:30mm
収納時の厚み:110mm

材質

カーボンFRP

耐荷重

300kg

品番	長さ	有効幅	幅[使用時]	幅[収納時]	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
R-65A	650mm	698mm	704mm	352mm	約3.5kg	00532-000028	08-1000-1				
R-100A	1000mm				約4.5kg	00532-000027	08-1001-1				
R-120A	1200mm				約5kg	00532-000026	08-1002-1				
R-150A	1500mm				約6kg	00532-000025	08-1003-1				
R-175A	1750mm				約7kg	00532-000024	08-1004-1				
R-200A	2000mm				約8kg	00532-000023	08-1005-1				
R-245A	2450mm		710mm	354mm	約10kg	00532-000030	08-1006-1				
R-285A	2850mm	約11kg			00532-000029	08-1007-1					

段ない・ス 68

シコク

従来のスロープでは幅が狭く置けなかった場所でも設置でき、安心して走行できます

●段ない・ス



全幅73cm


●段ない・ス68



全幅68cm

従来タイプより-5cmコンパクトになり狭い間口でも対応可能

材質	耐荷重	サイズ
FRP、アルミ、合成ゴム	300kg	幅[使用時]:680mm(内有効幅:650mm) 幅[収納時]:350mm



スロープ両サイドのアルミエッジにより、横からのアプローチにも強く、脱輪しにくい構造

品名	品番	長さ	高さ	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
段ない・ス 68 650	628-110	650mm	51mm	約3.5kg	01235-000188	08-3010-1				
段ない・ス 68 800	628-120	800mm	51mm	約4kg	01235-000189	08-3011-1				
段ない・ス 68 1000	628-130	1000mm	51mm	約5kg	01235-000190	08-3012-1				
段ない・ス 68 1250	628-140	1250mm	51mm	約6kg	01235-000191	08-3013-1				
段ない・ス 68 1500	628-150	1500mm	51mm	約7kg	01235-000192	08-3014-1				
段ない・ス 68 1750	628-160	1750mm	61mm	約9kg	01235-000193	08-3015-1				
段ない・ス 68 2000	628-170	2000mm	61mm	約10.5kg	01235-000194	08-3016-1				
段ない・ス 68 2400	628-180	2400mm	61mm	約12.5kg	01235-000195	08-3017-1				
段ない・ス 68 2600	628-190	2600mm	61mm	約16.0kg	01235-000196	08-3018-1				
段ない・ス 68 2800	628-200	2800mm	61mm	約17.5kg	01235-000197	08-3019-1				

車いす用スロープ 段ない・ス

シコク



軽くて丈夫な素材を使用し、折りたたんで簡単に持ち運びができます。走行面にはすべり止め加工をし、スロープ両サイドのアルミエッジが脱輪しにくい形状で安全です



材質	耐荷重	サイズ
FRP、アルミ、合成ゴム	300kg	幅[使用時]:730mm(内有効幅:700) 幅[収納時]:380mm

品名	品番	長さ	高さ	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
車いす用スロープ 段ない・ス 650	628-010	650mm	51mm	約3.5kg	01235-000010	08-3000-1				
車いす用スロープ 段ない・ス 800	628-020	800mm	51mm	約4kg	01235-000011	08-3001-1				
車いす用スロープ 段ない・ス 1000	628-030	1000mm	51mm	約5kg	01235-000012	08-3002-1				
車いす用スロープ 段ない・ス 1250	628-040	1250mm	51mm	約6kg	01235-000013	08-3003-1				
車いす用スロープ 段ない・ス 1500	628-050	1500mm	51mm	約7kg	01235-000014	08-3004-1				
車いす用スロープ 段ない・ス 1750	628-060	1750mm	61mm	約9kg	01235-000015	08-3005-1				
車いす用スロープ 段ない・ス 2000	628-070	2000mm	61mm	約10.5kg	01235-000016	08-3006-1				
車いす用スロープ 段ない・ス 2400	628-080	2400mm	61mm	約13.0kg	01235-000017	08-3008-1				
車いす用スロープ 段ない・ス 2800	628-090	2800mm	61mm	約18.0kg	01235-000018	08-3009-1				

ESKスライドスロープ ESK300R

イースタアイ

段差の高さや設置スペースの広さに合わせて任意の長さで使用、複数の段差に使用できます



持ち運びに便利!

持ち運びに便利な取っ手付き & 縮めてコンパクト



●1セットで色々な場所に対応

無段階に調整できるので複数の段差に対応できます。

●お出かけ時の携帯に便利

取っ手付きで、持ち運びが楽です。収納・移動時には、コンパクトに縮めることができるので便利です。

●メンテナンスが簡単

本体表面のパンチング加工による滑り止め効果は半永久的、泥やほこりなどの汚れ落としも簡単でメンテナンスが楽です。



パンチング加工

サイズ

[使用時] 幅250(有効幅180)×長さ1500~3000×厚さ75mm
[収納時] 幅250×長さ1210×厚さ80mm

重量

17.4kg(8.7kg/1本当たり)

耐荷重

250kg(セット)

材質

アルミ、樹脂

備考

傾斜角度10度以下でご使用ください。
電動タイプの車いすでの使用時は、総重量80kg以下の車いすをご使用ください。

TAIS 00465-00090 商品番号 08-5000-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

インタースロープ

モルテン

小さな段差による歩行時のつまずきの防止や車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ



材質

特殊エラストマー

●安全・安心への配慮

- ・ずれにくい素材で、置くだけで安全に使用できます。
- ・滑りにくい表面形状で、靴下や靴で歩いても安心して使用できます。
- ・段差が小さく滑らかな形状なので、すり足でもつまずきにくく、車いすや歩行器でも楽に走行できます。



靴下でも安心




滑りにくい形状



つまずきにくい形状

●様々な環境での使用

耐久性の高い特殊な素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。



高耐久性

●設置例



屋外

玄関

室内

品番	幅	高さ	奥行	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
MSRP1076	760mm	10mm	30mm	0.1kg	00054-000173	08-7000-1				
MSRP1576	760mm	15mm	50mm	0.25kg	00054-000174	08-7001-1				
MSRP2076	760mm	20mm	70mm	0.39kg	00054-000175	08-7002-1				
MSRP2576	760mm	25mm	90mm	0.56kg	00054-000176	08-7003-1				
MSRP3076	760mm	30mm	110mm	0.75kg	00054-000177	08-7004-1				
MSRP3576	760mm	35mm	130mm	1kg	00054-000178	08-7005-1				
MSRP4076	760mm	40mm	150mm	1.1kg	00054-000179	08-7006-1				
MSRP4576	760mm	45mm	170mm	2.1kg	00054-000180	08-7007-1				
MSRP5076	760mm	50mm	190mm	2.9kg	00054-000181	08-7008-1				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊登台・付属品 レンタル P2-23
床ずれ防止用具 レンタル P24-29
体位変換器 レンタル P30-31
歩行補助杖 レンタル P32-33
歩行器 レンタル P34-41
手すり レンタル P42-53
車いす・付属品 レンタル P54-75
スロープ レンタル P76-79
移動用リフト レンタル P80-86
自動排泄処理装置 レンタル P87
徘徊感知機器 レンタル P88-91

移動用リフトガイド

移動用リフトは、自力での移動や移乗が困難な人のために身体または車いすごとを持ち上げるための福祉用具です。抱え上げ介護をしないノーリフティングポリシーのもと、安全安心な介護を実現するために大切な福祉用具です。



移動用リフトの主な種類

ベッドから車いす、ベッドからトイレ、浴室や玄関・アプローチなど移動用リフトにはシーンや用途に応じてさまざまな種類があります。

ベッド固定式リフト

リフト本体をベッド周辺に固定し、ベッドと車いす間、ベッドとポータブルトイレ間などへの移乗の際に使用されます。ベッド設置式リフトとも呼ばれます。



据え置き式リフト

走行用のレールを部屋内に組み立て、部屋内の移乗を行います。住宅工事は不要です。ベッド固定式リフトなどよりも比較的長い距離の移乗が可能です。



床走行式リフト

キャスター付で床を移動できるリフトです。ベッド周辺のみであればベッド固定式リフトの方が使いやすいといえますが、複数の場所を使う場合は床走行式リフトの方が便利です。



段差解消機

玄関や縁側、アプローチなどに設置し、上下に昇降することによって車いすに乗ったままでも安全に段差を解消するリフトです。スロープの設置が難しい場合などに便利です。



昇降座椅子

座椅子タイプのリフトで、座面が電動で昇降することによって床からの立ち座りをサポートします。



入浴用リフト

浴槽に設置して座面が電動で昇降することにより、浴槽内での立ち座りを安全にサポートするリフトです。



移動用リフトの重要性

介護の負担を大きく軽減しながら、ご利用者さまの身体への負担も少なく安全な移乗をサポートする移動用リフトは、ノーリフティングポリシーの広まりにより近年ますます重要性が高まっています。

ノーリフティングポリシーとは

1990年代の終わり頃よりオーストラリアでは看護師の腰痛予防対策のために危険や苦痛をしばしば伴う人力による抱え上げ介護を禁止とし、適切な福祉用具の使用による移乗の推進が提言され義務付けられるようになりました。これがノーリフティングポリシーです。

その後、ノーリフティングポリシーは国際的な広がりを見せ、2012年にはISO(国際標準化機構)が人力による移乗介助を原則禁止とし、適切な福祉用具の使用による移乗を推奨するガイドラインを作成しました。このように抱え上げ介護の禁止に向けて国際的な環境整備が進んできており、ノーリフティングポリシーは世界的な潮流になっていることは間違いありません。

我が国の動きを見ると、2013年に厚生労働省が、腰痛が多発している社会福祉施設における介護作業などを念頭に『職場における腰痛予防対策指針』を改訂し、人力による抱え上げは原則として行わず移乗時にはリフトなどの積極利用を提唱し、その適用対象を福祉・医療分野などにおける介護・看護作業全般に広げました。ここにきて国内においてもノーリフティングポリシーへの環境整備が徐々に進んできています。

このように、ご利用者さまと介護者さま双方の安全と安心を実現するために移動用リフトなどの福祉用具の重要性がますます高まっています。

独立宣言スマート DSSM

コムラ製作所

電動昇降座椅子『独立宣言』のコンパクトタイプ
腰・ひざに負担をかけない立ち座りをサポート

- コンパクト 圧迫感のないコンパクト設計
- 軽量 移動に便利な軽量タイプ
- 簡単3分割 工具なしで簡単に分割



工具なしで簡単に3分割できるので持ち運びに便利です



上下動レバー 肘掛けはね上げ キャスター移動 安全装置



サイズ	重量	材質
幅510×奥行760×高さ655mm 座面高:90~580mm ●電源:AC100V ●昇降速度:17mm/sec ●耐荷重:80kg	29kg	背・座シート表面:塩ビレザー 背・座シート材:ウレタンフォーム、合板 肘掛け:ABS樹脂
TAIS 00088-000024	商品番号 12-1030-1	
月極	1割	2割 3割

独立宣言エコライト DSERA

コムラ製作所

静音性の優れた昇降機構を使用
メンテナンス性にも優れており、
消毒等の耐薬品にも優れた
耐久性を備えております



- 電源:AC100V
- 昇降速度:18mm/sec
- 耐荷重:100kg

サイズ	重量	材質
幅620×奥行780×高さ840mm 座面高:160~575mm	37kg	本体:鋼、アルミニウム合金、合板 シート:ポリ塩化ビニル、ウレタンフォーム
TAIS 00088-000012	商品番号 12-1000-1	
月極	1割	2割 3割

独立宣言ローザ(ワイドシート) DSRS-W

コムラ製作所

座板が低いので、
床からの乗り降りが
楽々!



サイズ	重量	材質
幅690×奥行810×高さ975mm 座面高:15~610mm ●電源:AC100V ●昇降速度:14mm/sec ●耐荷重:80kg	44kg	本体:鋼、アルミニウム合金 背もたれ・肘掛け:合金 カバー:ABS樹脂、ポリスチレン
TAIS 00088-000023	商品番号 12-1010-1	
月極	1割	2割 3割

リクライニング付昇降座椅子 ゆうゆう KC200

キシ・エンジニアリング

座面がどの高さでもリクライニングが出来ます。
(倒れ角度は自由に選べます。)



サイズ	重量	材質
幅590×奥行1040~1090×高さ800~1140mm 座面高:140~500mm(前傾時の後部の高さ) ●リクライニング角度:15~45° ●電源:AC100V ●モーター:定格40W ●耐荷重:100kg	33kg	シート合成皮革
TAIS 00398-000004	商品番号 12-1020-1	
月極	1割	2割 3割

アルコー6000型

星光医療器製作所

玄関のあがりかまちなどに置いて
使用する段差解消機



電動で左右へ無段階(360度)に回転
スリスイッチから指を
離すと停止します。

肘置きは跳ね上げ
式になっています
ので移乗に最適。
幅調整も可能で
るので体格に合わせて
使用出来ます。



サイズ	重量	材質
幅560×奥行698×高さ800mm 座面高:440~860mm [座マット]400×400mm 厚さ:60mm ●上下ストローク:420mm ●アジャスター調高幅:25mm ●定格消費電力:100W ●耐荷重:100kg	33kg	スチール製
TAIS 00125-000056	商品番号 12-5000-1	
月極	1割	2割 3割

移乗サポートロボット Hug L1-01

FUJI

非課税

ベッドから車いす、車いすからお手洗いといった座位間の移乗動作や脱衣場での立位保持をサポートするロボット



①ハグに寄りかかる



ハグを近づけ身体を寄せます。スリングシートは不要です。

②上体を起こす



簡単にリモコン操作で、ハグがやさしく抱え上げます。

③便座に座る



車いすなどへゆっくりと安全に座ることができます。

サイズ		重量	●バッテリー/型式:鉛蓄電池 電圧:DC24V 充電時間:8時間 ●昇降速度/上昇・下降:20mm/sec ●耐荷重/100kg
全長880×全幅550×全高850~1200mm 足載せ台:外幅550×高さ62mm		30kg	
TAIS	01666-000002	商品番号	12-9000-0
月極	1割	2割	3割

床走行式電動介護リフト KQ-781

パラマウントベッド

剛性が高く揺れの少ないアルミフレーム製コードレス(充電式)で使いやすい電動介護リフト

非課税

- 脚先端の高さは6.6cmで低床ベッドに対応
- 足踏み式ペダルを踏むことでの脚の開閉が可能
- ハンガーフックは抜け止め付き
- ハンドルの取付位置は6cmおきの5段階
- 支柱の取付位置は5cmおきの3段階



手元スイッチでブームの上げ下げ

緊急停止ボタン




● 操作しやすいダブルキャスター



前輪は操作しやすいダブルキャスター仕様

● 広いハンガーフック昇降範囲

支柱の取付位置(3段階)を変更することによって、全高およびハンガーフックの高さ範囲を以下の表のように設定することができます。



支柱取付位置	全高	ハンガーフック高さ
1番下の取付穴	141~205cm	61~184cm
真ん中の取付穴	136~200cm	56~179cm
1番上の取付穴	131~195cm	51~174cm

サイズ	重量	安全使用荷重	モーター
全長1300×全幅650~1060mm	38kg	205kg	1モーター

TAIS	00170-000695	商品番号	12-4000-0
月極	1割	2割	3割

介護リフト つるべー Bセット


モーター

非課税

ベッドの重さを利用したベッド設置式リフトアームが360度回転するため、広い範囲で使用できます



組み立ても簡単で、介護の負担を大きく軽減。
※スリングシートは別売りです



サイズ		重量	
全高2050×全幅1800~2150×奥行860~1060mm 吊り上げ高:最大2050mm/最小880mm ●最大吊り上げ荷重:100kg ●電源:AC100V		56.4kg	
TAIS	00229-000005	商品番号	12-2000-0
月極	1割	2割	3割

かるがるプチV 標準セット 510070

竹虎

非課税

さまざまな部屋に設置可能な組み立て式の架台セット
ベッドから車いすやポータブルトイレへの移乗をお手伝い



(架台寸法) W2650×D1000×H2315mm



かるがるプチV 本体

ハンドコントロール

●住宅改造工事が不要

架台は10分で組み立てられ、大幅な住宅改造は必要ありません。2本のT字の脚でしっかりと支えるので、安定感があります。畳のお部屋でも使用できます。

●操作も充電も簡単

ボタン一つで上下に動作。横の移動は軽く手を添えるだけで可能です。最長208cm本体のベルトでベッドはもちろん布団からでも最大150kgまで安定して持ち上げられます。またバッテリー充電式なので、コンセントに差し込むだけで充電ができます。

セット内容

リフト本体(ハンドコントロール付)、バッテリー充電器、レール2.5m、脚台、ポール、レールローラー、アジャスタブルパンパー、吊り下げベルト10cm、組立部品



まっすぐスリングシートに座れない方でも、常に本体を水平に保つ機能を持つバランスパーで本体が傾くことなく安全に移動できます。

本体サイズ		本体重量	吊り上げ重量	吊り上げ距離
全高150×全幅550×奥行310mm		8.7kg	150kg	2080mm
TAIS	00110-000117	商品番号	12-3000-0	
月極	1割	2割	3割	

枠内の商品をご購入商品になります

※使う方の症状に合わせてつり具をお選びください

フルスリングメッシュタイプ25005/ローバックメッシュタイプ25035

竹虎

かるがるプチV向けのスリングシート



フルスリングメッシュタイプ25005
TAIS:00110-000109

価格
41,800円

ローバックメッシュタイプ25035
TAIS:00110-000110

価格
52,800円

●フルスリングメッシュタイプ25005

サイズ	S	M	L	XL
参考適応体重	30~60kg	55~90kg	85~120kg	110~140kg

●ローバックメッシュタイプ25035

サイズ	S	M	L
参考適応体重	30~60kg	55~90kg	85~120kg

- 耐荷重/250kg
- 材質/ポリエステル

スリングシートパオ

モリトー

通気性と体圧分散機能に優れたスリングシート



スリングシートパオ
ハーフサイズ PAO100
TAIS:00229-000020

価格
47,300円

スリングシートパオ
フルサイズ PAO120
TAIS:00229-000021

価格
58,300円

備考
サイズ/700×1000mm
耐荷重/140kg

- 目安として身長~180cmぐらいの方
- 首や体幹の支持力が比較的しっかりした方に使用します

備考
サイズ/700×1300mm
耐荷重/140kg

- 目安として身長~175cmぐらいの方
- 比較的首の据わりの悪い方に使用します

脚分離型スリングシート

ウェル・ネット研究所

脚部を交差・サポートし、座ったままで装着が可能です。
メッシュ生地で水抜けが良く、入浴にもご利用できます。



脚分離型
メッシュシート ハイバック
TAIS:00161-000015

脚分離型
メッシュシート ローバック
TAIS:00161-000014

品名	品番	身長目安	価格
脚分離型スリングシート ハイバック	WN-5102-S	~145cm	57,200円
	WN-5102-M	145cm~155cm	
	WN-5102-L	155cm~165cm	
	WN-5102-LL	165cm~175cm	62,700円
脚分離型スリングシート ローバック	WN-5101-S	~145cm	47,300円
	WN-5101-M	145cm~160cm	
	WN-5101-L	160cm~175cm	

●耐荷重/120kg

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)


特殊舞台・付属品
P2-23
床ずれ防止用具
P24-29
体位変換器
P30-31
歩行補助杖
P32-33
歩行器
P34-41
手すり
P42-53
車いす・付属品
P54-75
スロープ
P76-79
移動用リフト
P80-86
自動排泄処理装置
P87
徘徊感知機器
P88-91

車いす用電動昇降機 微笑の向日葵 SK-L

シコク

車いすでの移動を力強く支え、介護者さまも同乗出来ます

- メンテナンス時、モニタリングの際の点検箇所が分解などせずに、外部からチェックできるようになっています。
- 平らな場所があれば、設置用の基礎工事は不要です。
- 手元操作ができる防水タイプのリモコン付きです。
- 電源装置は、いたずら防止用のキースイッチです。



直進乗り込み

L字乗り込み

		敷地の縦*	敷地の横*	段差	間口
SK-L	直進乗り込み	2800mm以上	1600mm以上	850mm	800mm
	L字乗り込み	1600mm以上	2800mm以上	以下	以上

*「敷地の縦・横」は車いすの乗り入れスペースを含みます。

サイズ	重量
全長1150×1150mm	100kg

主要材料
ステンレス、アルミ合金

- 耐荷重:200kg ●電源:AC100V 50/60Hz ●昇降範囲:90~850mm
- 昇降時間:50Hz:50秒/60Hz:41秒 ●介助者同乗:可

昇降高さの範囲は
90~850mm




TAIS	01235-000147	商品番号	12-5010-1
月極	1割	2割	3割

車いす用電動昇降機 微笑の向日葵 SK-S

シコク

従来の同型機より軽量化、設置スペースにお困りの方へ

- メンテナンス時、モニタリングの際の点検箇所が分解などせずに、外部からチェックできるようになっています。
- 平らな場所があれば、設置用の基礎工事は不要です。
- 手元操作ができる防水タイプのリモコン付きです。
- 電源装置は、いたずら防止用のキースイッチです。



直進乗り込み

		敷地の縦*	敷地の横*	段差	間口
SK-S	直進乗り込み	2700mm以上	1500mm以上	650mm	800mm
				以下	以上


*「敷地の縦・横」は車いすの乗り入れスペースを含みます。

サイズ	重量
全長1000×1000mm	75kg

主要材料
ステンレス、アルミ合金

- 耐荷重:180kg ●電源:AC100V 50/60Hz ●昇降範囲:80~650mm
- 昇降時間:50Hz:38秒/60Hz:31秒 ●介助者同乗:不可

昇降高さの範囲は
80~650mm




TAIS	01235-000146	商品番号	12-5011-1
月極	1割	2割	3割

車椅子用電動昇降機 UD-650

いうら


1台で直進乗り込みとL字乗り込みにも対応。
 電動車いすはもちろん、介護者さまの同乗も可能です



●設置確認シート

- ①利用者(車椅子含む) 180kg以内である。
- ②AC-100Vコンセントが必要。 (電源コード4m付)
※オプションにて5mの延長コード有り。
- ③段差820mm以下である。
- ④勾配1mで12mm以内である。
- ⑤ブリッジを倒したときに、段差との重なりが
サッシ以外の部分で40mm以上である。
- ⑥開口寸法(出入り口幅)760mm以上である。
※開口寸法が足りない場合は別途ご相談ください。

●設置手順(L字乗り込みの場合)





- 分解・組立てが短時間で容易に行えるので、お一人で納品・組立てができます。
- 外観部分にステンレスやアルミ材を使用。スチール部分には2重表面処理を施し、防錆効果を格段に向上させました。
- ブリッジとレバーの組み替えだけで、直進乗り込みにもL字乗り込みにも対応できます。

サイズ	重量	TAIS	00084-000082	商品番号	12-5020-1
全幅(直進)1400(L字)1375×全長(直進)1550(L字)1575×全高1075~1835mm ●耐荷重:180kg ●電源:AC100V 50/60Hz ●昇降範囲:60~820mm ●昇降時間:50Hz:55秒/60Hz:46秒	116kg	月極	1割	2割	3割

車椅子用電動昇降機 UD-320

いうら

お一人でも分解・組立がさらに短時間で簡単にできるコストパフォーマンスに優れた昇降機です



UD-320C・S 直進乗り込みタイプ

サイズ	重量	材質
全幅930×全長1455(スロープを下げた状態)×全高1115~1720mm	75kg	スチール、ステンレス、アルミ合金
●耐荷重:150kg ●昇降範囲:55~650mm ●電源:AC100V 50/60Hz ●電源コード付(4m) ※スチール部分には2重塗装を施し、防錆効果を格段に向上させました。 ※マストは設置場所に合わせて左右の入れかえができます。		

TAIS	00084-000093	商品番号	12-5021-1
月極	1割	2割	3割

UD-320C・L L字乗り込みタイプ

サイズ	重量	材質
全幅1290(スロープを下げた状態)×全長1260(ブリッジを立てた状態)×全高1115~1720mm	79kg	スチール、ステンレス、アルミ合金
●耐荷重:150kg ●昇降範囲:55~650mm ●電源:AC100V 50/60Hz ●電源コード付(4m) ※スチール部分には2重塗装を施し、防錆効果を格段に向上させました。 ※マストは設置場所に合わせて左右の入れかえができます。		

TAIS	00084-000094	商品番号	12-5022-1
月極	1割	2割	3割

据え置き式コンパクトリフト リーチ〈電動式〉 MREAD

モルテン

さまざまな玄関での段差を解消し、車いす利用者さまの“一人での外出”をサポート


狭いスペースにも設置できるコンパクトサイズ
車いす約1台分のスペースで設置できるので、大型の電動リフトが置けない玄関でも、勾配のきついスロープを使わずに段差が解消できます。

リモコン操作でらくらく段差解消

簡単リモコン操作で、車いすに乗ったまま上下できます。本体に接続された有線リモコンと、ワイヤレスリモコンの2種類を標準装備しています。



レギュラータイプ



高さ40cmまでのあがりかまちに対応



操作はリモコンのボタンを押すだけ

ワイヤレスリモコン

リモコン

サイズ		電動ユニットサイズ	
全長1080×全幅900mm		長さ370×幅130×高さ680mm	
テーブルサイズ		重量	
長さ910×幅900×高さ40~400[無段階]mm		52kg	
●素材:スチール ●耐荷重:150kg ●電力:AC100V 50/60Hz 120W			
TAIS	00054-00277	商品番号	12-5030-1
月極	1割	2割	3割



バスリフト EWB101RR

TOTO

浴槽での立ち座りを安全にサポート

操作簡単、コンパクト設計

リモコンのボタンを押せば、シート部分が電動で昇降。浴槽での立ち座りをサポートし、安全・快適に入浴を楽しめます。介助者さまへの負担も軽減されます。



入浴台や浴槽に腰掛けた状態からバスリフトに移乗。トランスファーボード(別売)を使用するとより安全です。



リモコンでシートを降ろします。ボタンをはなすと途中で停止させることもできます。



シートを浴槽の底まで降ろし、自然な姿勢でゆったり入浴をお楽しみください。




商品導入時のご留意事項

設置条件 本体を設置できる寸法は青色寸法です。

使用できない浴槽

- 浴槽内側の長さ800mm以下の和風浴槽
- 深さ500mm未満の洋風浴槽
- スーパーエクセレントバス
- 首もたれ(ヘッドレスト)付き浴槽
- 底部から気泡を噴出する浴槽
- 丸形・大形浴槽
- 浴槽水浄化保温装置(24時間風呂)付き浴槽
- 浴槽リム面がフラットでない浴槽
- 中に手すり・グリップがある浴槽(バスリフトと干渉する可能性がある場合)



TAIS	00187-000111	商品番号	12-6000-1
月極	1割	2割	3割


バスラベンダー

西川

軽量で簡単に取り外せ、使用の際は浴槽内に置くだけで使用できる入浴リフトです



設置可能内寸法:
幅400×長さ800×
深さ680mm以内



サイズ

幅383×奥行600×高さ1146mm

重量

18.5kg

- 最大荷重:100kg
- 昇降サイズ:95~680mm
- 昇降回数:約25回
- 充電時間:約2時間
- バッテリーリフレッシュ機能付き
- 安全装置付き

TAIS	00109-000108	商品番号	12-6010-1
月極	1割	2割	3割

スカットクリーン

パラマウントベッド

レシーバーをあてがい排尿すると、自動的に尿を吸引します。寝たままでも、座ったままでも使用でき、持ち運びもできるので、トイレに移動・移乗できない方のより自立した排尿を支援することができます。



スカットクリーンは、尿意の自覚があり、ご自分で、または介護する方の手助けによりレシーバーをあてがうことができる方にご利用いただけます。＊尿意の自覚のない方、尿が常に出続ける方はご利用になれません。＊大便には利用できません。




画像は男性用レシーバー装着済みのもの

本体サイズ	本体重量
幅233×長さ378×高さ273mm	5kg

スカットクリーンの仕組み

レシーバーの尿センサーが尿を感知すると、モーターポンプが作動して尿をタンクに吸引します。尿センサーが尿を感知なくなると自動的に停止します。吸引スイッチを使えば、排尿する前に手でモーターポンプを作動させることもできます。



▶ レシーバー よりフィットしやすくなりました。

男性用レシーバーには、就寝時などに長時間装着し続けるためのシリコン製アタッチメントを付属。女性用レシーバーには、身体に触れる部分に丸みをつけるとともに、よりやわらかい素材を使用しています。



注意 長時間の装着により、かゆみ・かぶれなどを生じる恐れがあります。各部品の定期的な洗浄・消毒や身体との接触部を拭くなど、衛生面に十分注意してください。また肌に合わない場合は、夜間など装着した状態での使用は控えてください

▶ 吸引スイッチ 漏れへの不安をやわらげます。

排尿する前から手でモーターポンプを作動できるので、はじめて使用する方などの漏れに対する不安感をやわらげることができます。また、尿センサーが汚れている場合でも、吸引スイッチを使って作動させることができます。



▶ 脱臭フィルター 気になるにおいを抑えます。

光触媒素材の脱臭フィルターを装備。フィルターは、洗浄して繰り返し使用することができます。脱臭フィルターを洗浄する時期は、ランプの点灯でお知らせします。



▶ 尿タンク 後始末は1日1回程度でOKです。

尿タンクの容量は3リットル。一般的な成人の約1日分をためられるので、後始末は1日1回程度で済みます。また、ふたを開けなくても使用量の確認ができ、満タンになるとランプとブザーでお知らせします。尿タンクは取り外し式なので、尿の処理や洗浄も簡単です。



■ 介護保険をご利用の場合、採尿器本体はレンタル、レシーバーセットは購入品となります。



採尿器本体：KW-65H

男性用レシーバーセット：KW-65MRT

女性用レシーバーセット：KW-65WRT

商品名	品番	TAIS	商品番号	月種レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
採尿器本体	KW-65H	00170-000707	13-2000-1				
男性用レシーバーセット	KW-65MRT	00170-000708	価格		介護保険購入対象品		
女性用レシーバーセット	KW-65WRT	00170-000709	価格		介護保険購入対象品		

家族コール3 スマート

テクノスジャパン

同一建物内の介護者さまへ最新の受信器で知らせます

家族コール3 新機能

テスト送信機能

電波の確認がひとりでできます



履歴表示

受信履歴が時刻付きで見られます



防滴



置くだけ充電



共通セット品

コンソール

HTHK-1



センサーと接続する送信器です

●サイズ：100×62×25mm

多機能受信器 スマートK HRSMK-1



メロディと振動で知らせます

●サイズ：53×86×14mm

通達距離
約80m
(見通し)

家族コール3A スマート

ベッドからの「離床」を報知



抗菌
防滴

セット内容

- 床センサー
- スマートK
- コンソール

床センサーK

MSK-1



- サイズ：1000×500×3mm
- 折り畳みができて収納かんたん！
- 生活防水！清拭可能！

家族コール3B スマート

ベッドからの「起き上がり」を報知



抗菌
防滴

セット内容

- ベッドセンサーK
- スマートK
- コンソール

ベッドセンサーK

BSDK-1



- サイズ：800×250×6mm
- 薄くて背中に敷いても違和感がない！
- 寝返り誤報なし！

家族コール3C スマート

「離床」や「徘徊」を報知



超音波
赤外線

セット内容

- 超音波・赤外線センサーK
- スマートK
- 自在クランプ

超音波・赤外線センサーK

UISK-1



- サイズ：110×70×35mm
- 2つのセンサーで正確検知！
- コードがなくて設置がらくらく！

家族コール3D スマート

ドアや窓を開くと報知



セット内容

- ドアスイッチK
- スマートK
- コンソール

ドアスイッチK

DRS1-K



- サイズ：①50×12×12mm
- ②50×10×12mm
- 工具不要で取り付けできる！
- 居室外に設置し見守れる！

商品名	品番	セットに含まれるセンサー	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
家族コール3A・スマート	HKSM-3A	床センサーK	00318-000150	11-1000-1				
家族コール3B・スマート	HKSM-3B	ベッドセンサーK	00318-000151	11-1010-1				
家族コール3C・スマート	HKSM-3C	超音波・赤外線センサーK	00318-000152	11-1020-1				
家族コール3D・スマート	HKSM-3D	ドアスイッチK	00318-000153	11-1030-1				


リピーターK(中継器) HPHK-1

テクノスジャパン

●通達距離の延長に



●電波の届きにくいフロア間の受信に



電波が届きにくいときにリピーターKを設置することにより、家族コールの利用範囲が広がります。

サイズ(突起部除く)	重量	材質
65×130×25mm	約170g	ABS樹脂
●色/グレー	●周波数/429MHz帯の1波	
●電源/AC100V(ACアダプタ付)	●送信出力/10mW 特定小電力	
●エリア・グループ設定可能	●通達距離/約80~100m	
	●アンテナ/ロッドアンテナ	

- 電波通達距離を約80~100m(見通し)延長
- 複数台使用も可能
- ペアリング機能で家族コール3にも対応！


TAIS	00318-000165	商品番号	11-1040-1
月極	1割	2割	3割

家族コール2 ポケットタイプ

テクノスジャパン

在庫限り

同一建物内の介護者さまへポケット受信器で知らせます



共通セット品

コンソール10 HTH10-100K

センサーと接続する送信器です

- サイズ/112×67×28mm(突起部除く)
- 取付しやすい専用フック付き!
- 差し込んで電源ON! すぐに使える!
- *Cタイプ以外に付属します

ポケット受信器 HRP80-80J


メロディと振動で知らせます

- サイズ/93×53×12mm
- 持ち運べるポケットサイズ!
- 名前の表示が可能!
- *すべてのタイプに付属します

通達距離
約80m
(見直し)

家族コール2A ポケットタイプ

ベッドからの「離床」を報知




- セット内容
- 床センサー
 - ポケット受信器
 - コンソール10

床センサー MS1000K

- サイズ: 1000×500×4mm
- 折り畳みができて収納かんたん!
- 生活防水! 清拭可能!

家族コール2B ポケットタイプ

ベッドからの「起き上がり」を報知




- セット内容
- ベッドセンサー
 - ポケット受信器
 - コンソール10

ベッドセンサー BPS8025K

- サイズ: 800×250×10mm
- 背中に入れて使うセンサー!
- 折り畳みができて収納かんたん!

家族コール2C ポケットタイプ

「離床」や「徘徊」を報知




- セット内容
- ハイパー・赤外線センサーK
 - ポケット受信器
 - 自在クランプ

ハイパー・赤外線センサーK IBS180HK2

- サイズ: 110×70×35mm
- 非接触で知らせるセンサー!
- コードがなくて設置がらくらく!

家族コール2D ポケットタイプ

ドアや窓を開くと報知



- セット内容
- ドアスイッチK
 - ポケット受信器
 - コンソール10

ドアスイッチK DRS1-K

- サイズ: ①50×12×12mm
- ②50×10×12mm
- 工具不要で取り付けできる!
- 居室外に設置し見守れる!


商品名	品番	セットに含まれるセンサー	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
家族コール2A ポケットタイプ	HKP-2A	床センサー	00318-000058	11-1050-1				
家族コール2B ポケットタイプ	HKP-2B	ベッドセンサー	00318-000059	11-1060-1				
家族コール2C ポケットタイプ	HKP-2C	ハイパー・赤外線センサーK	00318-000060	11-1070-1				
家族コール2D ポケットタイプ	HKP-2D	ドアスイッチK	00318-000082	11-1080-1				

ケアロボコール

テクノスジャパン

在庫限り

離床行動などを感知して離れた場所にいる家族の携帯やスマホへ画像情報ありのメールで知らせます



共通セット品 ケアロボ2 TTCR2

- センサー作動時の利用者の状況を撮影
- サイズ/300×200×260mm
 - 材質/ABS樹脂、フェルト
 - 電源/ACアダプタ
 - 赤外線カメラ内蔵


通信料金

月額定額1,320円

- メールアドレスは5件まで登録可能
- 写真付メールでお知らせ
- Wifiなどの通信設備や設置工事が不要

ケアロボコール2A HKC-2A

最もポピュラーで使い方が簡単
ベッドからの「離床」を報知




コードレス・マットスイッチ MS1200RF

- サイズ/1200×500×4mm
- 重量/約1800g
- 材質/PVC
- 電池付無線送信器内蔵

- セット内容
- ケアロボ2
 - コードレス・マットスイッチ

ケアロボコール2C HKC-2C

超音波と赤外線で「離床・徘徊行動」を報知



コードレス超音波・赤外線センサー UIS200

- サイズ/110×70×35mm
- 重量/約150g
- 電源/アルカリ電池(006P)またはACアダプタ
- 取付/「固定スタンド」で床に、オプションの「自在クランプ」でパイプや板などに取付可能
- 無線送信器内蔵

- セット内容
- ケアロボ2
 - コードレス超音波・赤外線センサー

商品名	品番	セットに含まれるセンサー	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
ケアロボコール2A	HKC-2A	コードレス・マットスイッチ	00318-000071	11-1090-1				
ケアロボコール2C	HKC-2C	コードレス超音波・赤外線センサー	00318-000073	11-1091-1				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊寝台・付属品 P2-23
 床ずれ防止用具 P24-29
 体位変換器 P30-31
 歩行補助杖 P32-33
 歩行器 P34-41
 手すり P42-53
 車いす・付属品 P54-75
 スロープ P76-79
 移動用リフト P80-86
 自動排泄処理装置 P87
 徘徊感知機器 P88-91

ライトシリーズ かんたんモデル

ハカルプラス

CARE ai 離床検知システム

在宅向けモデル

使い方が簡単で、老老介護でも安心



ペンダント CI-LP1

生活防水

充電長持ち

- わかりやすいボタンで簡単操作
- グループを合わせるだけの簡単操作
- センサー10台まで増設可能
- 停止ボタン2個(5分停止・ずっと停止)
- 一人でも手軽に電波チェックOK
- センサー電池切れお知らせ機能


+ 超音波センサー

超音波で動きを検知！離床や徘徊をさりげなく見守ります



超音波センサー CI-LU1

コードレス



+ ふむふむセンサー

踏むと検知する床マットセンサー



コードレス

耐久500kg

厚さ2mm

三つ折収納可能

生活防水・抗菌

サイズ	重量	材質	備考
超音波センサー／幅130×奥行93×高さ39mm 送信機／幅100×奥行35×高さ67mm ペンダント／幅45×奥行19×高さ93mm ふむふむセンサー／幅1200×高さ500×厚み2mm(基盤部8mm) ふむふむアダプター／幅50×高さ74×奥行13.6mm	超音波センサー／225g 送信機／160g ペンダント／60g ふむふむセンサー／1350g ふむふむアダプター／30g	ふむふむセンサー／ターポリン ふむふむアダプター／ABS樹脂 他／ABS樹脂難燃性V0	ライトシリーズ かんたんモデル 送信機は1台に対して超音波センサーまたはふむふむアダプターを最大1台接続可能 10グループ対応(1グループで送信機+センサーを10台まで増設可) ふむふむセンサー 電源／3Vボタン電池×1個 耐水防塵(IP44) 生活防水・抗菌仕様 ふむふむアダプター 接続機器／かんたんモデル: 送信機(CI-LT1) つながるモデル: 子機(CI-S4H) 電源／各接続機器より電源供給 超音波センサー 電源／単3アルカリ電池×4本

●セット内容・価格は91ページを参照

●図中の無線通信距離は見通しの距離

スタンダードシリーズ つながるモデル

ハカルプラス

CARE ai 離床検知システム

施設向けモデル

独自のハイブリッド通信で
最長250m先まで通知を届けます



親機 CI-M1H-P



+ 超音波センサー

超音波で動きを検知！
離床や徘徊をさりげなく見守ります



子機 CI-S4H



超音波センサー CI-U1

電池不要



取付金具はかんたんモデルの超音波センサーと同様、4種類

+ ふむふむセンサー

踏むと検知する床マットセンサー



子機 CI-S4H



ふむふむアダプター



ふむふむセンサー CI-U5

サイズ	重量	材質	備考
親機／幅172×奥行111×高さ97mm 子機／幅70×奥行48×高さ115mm 超音波センサー／幅125×奥行82×高さ37mm ペンダント／幅45×奥行19×高さ93mm	親機／425g 子機／210g 超音波センサー／130g ペンダント／60g	ABS樹脂難燃性V0	超音波センサーは検知範囲を3段階から変更可能 4グループ対応(1グループで子機+センサーを20台まで増設可)

●セット内容・価格は91ページを参照 ●ふむふむセンサー・ふむふむアダプターのサイズや重量などの仕様については上記ライトシリーズ かんたんモデルを参照してください ●図中の無線通信距離は見通しの距離

サイズ	重量	材質	備考
親機／幅172×奥行111×高さ97mm 子機／幅70×奥行48×高さ115mm 超音波センサー／幅125×奥行82×高さ37mm ペンダント／幅45×奥行19×高さ93mm	親機／425g 子機／210g 超音波センサー／130g ペンダント／60g	ABS樹脂難燃性V0	超音波センサーは検知範囲を3段階から変更可能 4グループ対応(1グループで子機+センサーを20台まで増設可)

●セット内容・価格は91ページを参照 ●ふむふむセンサー・ふむふむアダプターのサイズや重量などの仕様については上記ライトシリーズ かんたんモデルを参照してください ●図中の無線通信距離は見通しの距離

●ライトシリーズ かんたんモデル

品名	セット内容					TAIS	商品番号	月額レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
ライトシリーズ かんたんモデル 超音波センサーセット	Ci-LP1	Ci-LT1	Ci-LU1			01398-000023	11-3000-1				
ライトシリーズ かんたんモデル 超音波センサー増設セット		Ci-LT1	Ci-LU1			01398-000030	11-3001-1				
ライトシリーズ かんたんモデル ふむふむセンサーセット	Ci-LP1	Ci-LT1		Ci-U5	Ci-U5A	01398-000037	11-3003-1				
ライトシリーズ かんたんモデル ふむふむセンサー増設セット		Ci-LT1		Ci-U5	Ci-U5A	01398-000038	11-3004-1				
ライトシリーズ かんたんモデル ペンダント	Ci-LP1					01398-000031	11-3002-1				



●スタンダードシリーズ つながるモデル

品名	セット内容					TAIS	商品番号	月額レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
スタンダードシリーズ つながるモデル 超音波センサーセット	Ci-P2	Ci-M1H-P	Ci-S4H	Ci-U1		01398-000013	11-3010-1				
スタンダードシリーズ つながるモデル 超音波センサー増設セット			Ci-S4H	Ci-U1		01398-000011	11-3012-1				
スタンダードシリーズ つながるモデル ふむふむセンサーセット	Ci-P2	Ci-M1H-P	Ci-S4H		Ci-U5 Ci-U5A	01398-000035	11-3015-1				
スタンダードシリーズ つながるモデル ふむふむセンサー増設セット			Ci-S4H		Ci-U5 Ci-U5A	01398-000036	11-3016-1				
スタンダードシリーズ つながるモデル ペンダント	Ci-P2					01398-000012	11-3013-1				



bio next 人感センサーなしタイプ BSR031NHL

バイオシルバー

寝具の下にセンサー本体を設置し、離床を感知すると離れた場所にある受信機がアラームを発し、離床をお知らせします。人感センサーなしのシンプルなセットです。

bio next 中継機セット(人感センサーなし)
BSR031NS2HL
TAIS:01332-000024

●センサーマット 防滴

マットレスの下に設置するだけの高性能センサー。ご利用者さまは違和感なくご使用いただけます。センサーは防滴仕様です。



●ポータブル受信機

持ち運びに便利なポケットサイズの受信機が音と光でお知らせします。1台で最大9名までの見守りが可能です。

サイズ
センサーマット/幅800×奥行140×高さ10~30mm 受信機/幅58×奥行116×高さ17mm
重量
センサーマット/400g 受信機/80g
備考
●ACアダプター付属(写真右) ●無線到達見通し距離: 100m

素材
センサーマット/ABS樹脂(ケース)、PVC(マット) 受信機/ABS樹脂



bio next 中継機 BSR03RP

バイオシルバー
bio nextの受信機タイプのもと併用します。中継機を使用することで、より広範囲にアラームでお知らせが可能です。



仕様
サイズ/幅116×奥行58×高さ17mm 重量/80g 材質/ABS樹脂 ●ACアダプター付属 ●無線到達見通し距離:100m

品名	品番	TAIS	商品番号	月額レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
bio next 人感センサーなしタイプ	BSR031NHL	01332-000012	11-9010-1				
bio next 中継機	BSR03RP	01332-000039	11-9011-1				

■ 自走用車いす 機能一覧

ページ	メーカー	商品名 / 商品番号	方式	ノーバンク タイヤ	介助 ブレーキ	折り たたみ式	跳ね上げ式 アームサポート	高さ調整式 アームサポート	折り畳み式 バックサポート	幅調整式 シート	スイング アウト	エレベーター ディング	リクライニング	チルト
56	松永 製作所	グレイスコア GRC-11B 商品番号 01-3150-0	自走	●	●	●			●					
56	松永 製作所	ネクストコア NEXT-11B 商品番号 01-3000-0	自走		●	●			●					
56	松永 製作所	ネクストコア グラン NEXT-12B HB 商品番号 01-3010-0	自走	●	●	●			●					
56	日進 医療器	ウルトラ NA-U1 エアリー仕様 商品番号 01-5000-0	自走	●	●	●			●					
57	カワムラ サイクル	ウェイビット WA22-40S 商品番号 01-7000-0	自走	●	●	●								
57	カワムラ サイクル	KMD-A22-40-M (H/SH) 商品番号 01-7060-0	自走	●	●	●								
57	ミキ	BAL-1 商品番号 01-1010-0	自走	●	●	●								
57	ミキ	カルティマ CRT-5 商品番号 01-1000-0	自走	●	●	●								
58	日進 医療器	NEO-1+G-Guard-II パッケージ 商品番号 01-5070-0	自走	●	●	●								
58	日進 医療器	トライメイトN 座席昇降(手動)車いす 商品番号 01-5080-0	自走						●					
58	日進 医療器	ウルトラ NA-U2W エアリー仕様 商品番号 01-5020-0	自走	●	●	●	●		●		●			
58	日進 医療器	ウルトラ NA-U2W・BG 商品番号 01-5030-0	自走	●	●	●	●	●	●		●			
59	カワムラ サイクル	ウェイビットルー+ WARP22-40-M(H/SH) 商品番号 01-7080-0	自走	●	●	●	●				●			
59	カワムラ サイクル	KMD-C22-45-M (H/SH) 商品番号 01-7010-0	自走		●	●	●	●	●		●			
59	ミキ	カルティマ CRT-7 商品番号 01-1020-0	自走	●	●	●	●				●			
59	カワムラ サイクル	ふわりす+ KFP22-40SB 商品番号 01-7020-0	自走	●	●	●	●				●			
60	ミキ	スキット SKT-4 商品番号 01-1050-0	自走		●	●	●		●		●			
60	松永 製作所	ネクストコア ミニモ NEXT-50B 商品番号 01-3020-0	自走		●	●	●	●	●		●			
60	松永 製作所	ネクストコア アジャスト NEXT-51B 商品番号 01-3030-0	自走		●	●	●	●	●		●			
60	日進 医療器	ウルトラ NA-U7 エアリー仕様 商品番号 01-5050-0	自走	●	●	●	●	●	●	●	●			
61	ミキ	カルッタ CRT-3-CZ 商品番号 01-1150-0	自走	●	●	●	●		●	●	●			
61	ミキ	カルッタ CRT-1-CZ 商品番号 01-1030-0	自走	●	●	●			●	●				
61	ミキ	軽量モジュール車いす MEF-22 商品番号 01-1040-0	自走	●	●	●	●	●	●	●	●			
61	ミキ	スキット SKT-1000 商品番号 01-1060-0	自走		●	●	●	●	●	●	●			
62	松永 製作所	ネクストコア くるり NEXT-71B 商品番号 01-3040-0	自走		●	●		●	●					
62	日進 医療器	6輪座王 NA-506W 商品番号 01-5060-0	自走		●	●	●	●	●		●			
62	ミキ	スキット SKT-5 商品番号 01-1070-0	自走	●	●	●			●		●			
62	日進 医療器	座王X NA-XF7 商品番号 01-5160-0	自走	●	●	●	●	●	●		●			●

■ 介助用車いす 機能一覧

ページ	メーカー	商品名 / 商品番号	方式	ノーパンク タイヤ	介助 ブレーキ	折り たたみ式	踏 上げ式 アームサポート	高さ調整式 アームサポート	弾力調整式 バックサポート	幅調整式 シート	スイング アウト	エレベ ーター テイング	リクライ ニング	ティルト
63	松永 製作所	グレイスコア GRC-21B 商品番号 01-3160-0	介助	●	●	●			●					
63	松永 製作所	ネクストコア NEXT-21B 商品番号 01-3050-0	介助		●	●			●					
63	日進 医療器	ウルトラ NAH-U1 商品番号 01-5090-0	介助		●	●			●					
63	カワムラ サイクル	ウェイビット WA16-40S 商品番号 01-7030-0	介助	●	●	●								
64	カワムラ サイクル	KMD-A16-40-M (H/SH) 商品番号 01-7070-0	介助	●	●	●								
64	日進 医療器	座王 NAH-521A 商品番号 01-5100-0	介助		●	●		●	●					
64	松永 製作所	ネクストコア グラン NEXT-22B HB 商品番号 01-3060-0	介助	●	●	●			●					
64	ミキ	BAL-2 商品番号 01-1120-0	介助	●	●	●								
65	ミキ	カルティマ CRT-6 商品番号 01-1080-0	介助	●	●	●								
65	カワムラ サイクル	ウェイビットルー+ WARP16-40-M(H/SH) 商品番号 01-7090-0	介助	●	●	●	●				●			
65	カワムラ サイクル	ふわりす+ KFP16-40SB 商品番号 01-7040-0	介助	●	●	●	●				●			
65	日進 医療器	ウルトラ NAH-U2W エアリー仕様 商品番号 01-5110-0	介助	●	●	●	●		●		●			
66	ミキ	カルティマ CRT-8 商品番号 01-1090-0	介助	●	●	●	●				●			
66	ミキ	スキット SKT-2 商品番号 01-1100-0	介助		●	●	●		●		●			
66	ミキ	カルッタ CRT-4-CZ 商品番号 01-1160-0	介助	●	●	●	●		●	●	●			
66	ミキ	カルッタ CRT-2-CZ 商品番号 01-1110-0	介助	●	●	●			●	●				
67	日進 医療器	ウルトラ NAH-U7 エアリー仕様 商品番号 01-5130-0	介助	●	●	●	●	●	●	●	●			
67	松永 製作所	ネクストコア ミニモ NEXT-60B 商品番号 01-3080-0	介助		●	●	●	●	●		●			
67	松永 製作所	ネクストコア アジャスト NEXT-61B 商品番号 01-3090-0	介助		●	●	●	●	●		●			
67	松永 製作所	ネクストコア くるり NEXT-81B 商品番号 01-3070-0	介助		●	●	●	●	●					
68	松永 製作所	マイチルト・ コンパクト3D(EL付) MH-CR3D HB 商品番号 01-3110-0	介助	●	●	●		●	●		●	●	●	●
68	松永 製作所	マイチルト・ミニ3D MH-SRL-SE 商品番号 01-3100-0	介助	●	●	●		●	●		●	●	●	●
68	日進 医療器	ウルトラ NAH-UC-Hi電動(EL付) 商品番号 01-5150-0	介助	●	●	●		●	●		●	●	●	●
68	日進 医療器	ウルトラ NAH-UC-LO(EL付) 商品番号 01-5140-0	介助	●	●	●		●	●		●	●	●	●
69	カワムラ サイクル	くるーん KPFK-12 商品番号 01-7050-0	介助	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
69	ランダル コーポレーション	モデラートα 商品番号 01-9070-0	介助	●	●	●		●	●		●		●	●
69	松永 製作所	エリーゼ FR-31TR 商品番号 01-3140-0	介助	●	●			●	●			●	●	●
69	ピジョン タヒラ	座位保持ティルトリクライニング ラクス介助ブレーキ付 PR-2000B 商品番号 01-9061-0	介助	●	●			●			●		●	●

お問い合わせは